

Stratificazione semplificata

Pochi passaggi per risultati eccellenti

Il nuovo sistema CCS offerto da Dentaaurum consiste in un programma di ceramica completo costituito da pochi essenziali componenti e con il quale è possibile riprodurre velocemente il croma del dente grazie all'utilizzo di una stratificazione semplificata

Solo 3 masse per risultati brillanti

Opaco – Dentina – Smalto

Grazie alla nuova armonizzazione cromatica delle masse opaco, dentina e smalto è possibile nel caso di stratificazione standard, ottenere eccellenti risultati estetici secondo il sistema VITA*pur con pochi, semplici passaggi. Non è quindi necessario l'uso di ulteriori masse.

* VITA è un marchio registrato della ditta VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Precorrere i tempi con la nuova ceramica

Tempi di cottura abbreviati

Aumentare la competitività del proprio laboratorio

La durata complessiva dei vari cicli di cottura è stata ottimizzata per consentire un notevole risparmio in termini di tempo, aumentando in tal modo la produttività del laboratorio. Grazie all'elevata temperatura iniziale (°C) e alla rapida salita ($K \cdot \min^{-1}$) del forno, è possibile raggiungere velocemente l'obiettivo.

Il sistema di pigmentazione termica

Eccellente stabilità cromatica

Ideato esclusivamente per colorare le ceramiche CCS, CARMEN® e Triceram®, questo processo assicura omogeneità ed illimitata stabilità cromatica, anche dopo svariate cotture.



Un materiale di straordinaria, elevata e costante stabilità

Una sicurezza per chi lo utilizza


Nella produzione della CCS rivestono una grande importanza le materie prime impiegate, sia per le successive fasi di lavorazione che per il sistema di termopigmentazione. Per questo motivo la CCS, già nella fase di produzione, viene sottoposta a prove tecniche con i tradizionali sistemi d'impiego.



Un sistema "aperto" e flessibile

Assoluta libertà nella scelta della lega


Con la CCS non si è costretti ad utilizzare materiali dedicati ma si può spaziare fra più leghe. In particolare la CCS è particolarmente indicata per biogelhe ad alto titolo le galvano e tutte le leghe non preziose



Perfettamente armonizzate tra loro

Assoluta compatibilità con CARMEN®

Il nuovo sistema CCS è completamente compatibile con la nota ceramica CARMEN® e può quindi essere facilmente integrato con i singoli prodotti CARMEN®. La differenza sta nella tecnica di stratificazione semplificata (opaco - dentina - smalto), resa possibile dalla nuova miscela dei materiali di base.



Programma completo

Prodotto	Componenti
Opachi in pasta universali	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
Dentine D	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
Dentine intensive fluorescenti IFD	crema, giallo, arancio
Incisali I	1, 2, 3
Incisali trasparenti opalescenti ITO	1, 2, 3
Neutro trasparente	NT
Liquidi	opaco in pasta universale, Stains universali, di modellazione LV+

I componenti della ceramica CCS sono completamente compatibili con quelli del sistema CARMEN®.
I componenti CCS sono quelli evidenziati in **"grassetto"**.



Ruota colori CCS, REF 270-300-00



COMPACT-Set, REF 270-112-00

Assortimenti CCS

COMPACT-Set

REF 270-112-00

- 16 opachi in pasta universali A1-D4 3 g cad.
- 16 dentine A1-D4 20 g cad.
- 3 dentine intensive fluorescenti IFD 20 g cad.
- 3 incisali I 20 g cad.
- 3 incisali trasparenti opalescenti ITO 20 g cad.
- 1 neutro trasparente NT 20 g
- 1 liquido per opaco in pasta univ. 20 ml
- 1 liquido di modellazione univ. LV+ 100 ml
- 1 ruota colori CCS
- 1 pennello No.6 per opaco

STARTER-Set

REF 270-113-00

- 1 opaco in pasta universale A3 3 g
- 1 dentina A3 20 g
- 1 incisale 2 20 g
- 1 neutro trasparente 20 g
- 1 liquido di modellazione univ. LV+ 20 ml
- 1 pennello No. 6 per opaco