

Chroma Concept



CARMEN[®]



Per realizzare facilmente
un'infinità di colori



Arteline

Prodotto	REF	Q.tà (in g)
Arteline avorio	266-451-30	15
Arteline giallo	266-460-30	15
Arteline giallo oro	266-461-30	15
Arteline giallo miele	266-463-30	15
Arteline giallo limone	266-491-30	15
Arteline verde oliva	266-494-30	15

Per eventuali domande sull'uso dei nostri prodotti, è a disposizione il Servizio Clienti ai numeri sotto riportati:

Tel.: 051/86.50.084

Fax: 051/86.32.91

E-mail: lab@dentaurum.it

► Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum
sono disponibili nel sito:

www.dentaurum.de

► Ricordiamo anche il nostro specifico programma corsi.
Per ricevere informazioni in merito, contattare il CDC
Italia al numero 051/86.19.35 oppure consultare il
sito www.dentaurum.it

Data dell'informazione : 02/07

989-056-51 Printed by Dentaurum Italia Italy 02/07

D
DENTAURUM
ITALIA

D
DENTAURUM

Chroma Concept



Masse disponibili

Descrizione	REF	Qt.à (g)
Opaco Chroma super bianco CO 1	262-301-10	3
Opaco Chroma CO 2	262-302-10	3
Opaco Chroma CO 3	262-303-10	3
Opaco Chroma CO 4	262-304-10	3
Dentina Chroma super bianco CD 1	274-251-40	20
Dentina Chroma super bianco CD 2	274-252-40	20
Dentina Chroma CD 3	274-253-40	20
Dentina Chroma CD 4	274-254-40	20
Dentina Chroma CD 5	274-255-40	20
Dentina Chroma CD 6	274-256-40	20
Dentina Chroma CD 7	274-257-40	20
Dentina Chroma CD 8	274-258-40	20
Dentina Chroma CD 9	274-259-40	20
Dentina Chroma CD 10	274-260-40	20
Dentina Chroma CD 11	274-261-40	20
Dentina Chroma CD 12	274-262-40	20
Incisale Chroma super bianco CI 1	275-701-40	20
Cofano Chroma Concept	270-150-00	
Chroma Concept ruota colori masse	270-320-00	

Chroma Concept




Per ampliare la gamma cromatica

Masse per ceramica CCS e CARMEN®

Le masse Chroma Concept offrono la possibilità di aumentare in modo semplice ed efficace la gamma colori Vitapan classical* con ulteriori tonalità tendenti al rosso, al giallo-rosso ed al bianco. Le dentine Chroma Concept presentano la stessa opacità delle dentine CCS e sono compatibili con queste ultime e con le analoghe del sistema CARMEN®, sia nel caso in cui vengano impiegate pure oppure miscelate con altre masse dei citati sistemi.

Prodotto	Componenti
Chroma Opachi	CO 1 Super Bianco, CO 2, CO 3, CO 4
Chroma Dentine	CD 1 S.B., CD 2 S.B., CD 3, CD 4, CD 5, CD 6, CD 7, CD 8, CD 9, CD 10, CD 11, CD 12
Chroma Incisale	CI 1 Super Bianco
Cofano Chroma Concept	270-150-00
4 Chroma Opachi	CO 1 - CO 4 3 g
12 Chroma Dentine	CD 1 - CD 12 20 g
1 Chroma Incisale	CI 1 20 g



Un mondo di colori




Tabella di corrispondenza

Opachi	Dentine	Incisali
CO 1 S.B.	CD 1 S.B.	CI 1 S.B.
CO 1 S.B.	CD 2 S.B.	CI 1 S.B.
CO 2	CD 3	I 3
CO 2	CD 4	I 3
CO 2	CD 5	I 3
CO 2	CD 6	I 3
CO 3	CD 7	I 3
CO 3	CD 8	I 3
CO 3	CD 9	I 3
CO 3	CD 10	I 3
CO 4	CD 11	I 3
CO 4	CD 12	I 3



Cofano Chroma Concept

* Vita è un marchio registrato della ditta VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen