

dentCeram LF press – Componenti ed accessori

Prodotto	Componente
Grezzi Dentine	A 1, A 2, A 3, A 3.5, A 4, B 1, B 2, B 3, B 4, C 1, C 2, C 3, C 4, D 2, D 3, D 4
Grezzo super bianco	Super bianco
Grezzi trasparenti	Traspa1, Traspa 2, Traspa Color 1, Traspa Color 2, Traspa Color 3

Grezzi nei colori Vitapan* classical.



260-350-00	2,5 kg (25 x 100 g)
------------	---------------------

dentCeram LF press invest Rivestimento per presso-ceramica

dentCeram LF press invest può essere impiegato sia con ciclo convenzionale che con ciclo rapido per la messa in rivestimento di oggetti per la presso-ceramica. Questo materiale nasce dall'esperienza Dentaurum nello specifico campo dei materiali refrattari ed è stato creato per la ceramica dentCeram LF press distinguendosi per l'esatto controllo dell'espansione, l'elevata riproducibilità anche del dettaglio più piccolo nonché per le superfici lisce degli oggetti pressati. Dopo la pressatura, gli oggetti possono essere smuffolati con semplicità.

260-355-00	1 l
------------	-----

dentCeram LF press invest liquid Liquido di miscelazione

Liquido di miscelazione specifico per dentCeram LF press invest
Avvertenza: per 1 cartone (2,5 kg) sono necessari ca. 0,5 l di liquido di miscelazione. Attenzione: Il liquido teme il gelo! È preferibile ordinarlo prima dei mesi invernali.



260-360-10	1 pezzo
------------	---------

Forma-cilindri

Forma-cilindri speciali con anello in silicone per la messa in rivestimento della presso-ceramica. L'anello in silicone semplifica notevolmente la smuffolatura dopo l'indurimento.

Forma-cilindro 100 g

260-360-20	1 pezzo
------------	---------

Forma-cilindro 200 g



260-365-01	1 pezzo
------------	---------

Pistone di pressatura

Pistone riutilizzabile in ossido d'alluminio.

260-365-05	20 pezzi
------------	----------

Pistoni di pressatura

Pistoni di pressatura monouso. Con il loro uso, si evita la laboriosa pulitura del pistone di pressatura.

*VITA è un marchio registrato della ditta VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

dentCeram LF press – Cofani e prodotti singoli

dentCeram LF press Set

composizione:

10 x 3 grezzi Dentine	
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2	à 2 g
1 x 3 grezzi super bianchi	à 2 g
5 x 3 grezzi Trasparenti	à 2 g

281-111-00	1 pezzo
-------------------	---------

Grezzi Dentine

Grezzi a media opacità per la realizzazione di strutture con corone parziali o complete in ambito frontale o laterale.

Le strutture vengono ridotte anatomicamente e poi completate con la stratificazione delle masse dentCeram LF. Grezzi nei colori Vitapan* classica.

Peso: 2 g

Dentina A1	281-111-03	3 pezzi
Dentina A2	281-112-03	3 pezzi
Dentina A3	281-113-03	3 pezzi
Dentina A3.5	281-114-03	3 pezzi
Dentina A4	281-115-03	3 pezzi
Dentina B1	281-121-03	3 pezzi
Dentina B2	281-122-03	3 pezzi
Dentina B3	281-123-03	3 pezzi
Dentina B4	281-124-03	3 pezzi
Dentina C1	281-131-03	3 pezzi
Dentina C2	281-132-03	3 pezzi
Dentina C3	281-133-03	3 pezzi
Dentina C4	281-134-03	3 pezzi
Dentina D2	281-142-03	3 pezzi
Dentina D3	281-143-03	3 pezzi
Dentina D4	281-144-03	3 pezzi



Grezzo super bianco

Grezzo da utilizzare nel caso di denti sbiancati o di colore molto chiaro. Impiego analogo ai grezzi dentina precedentemente descritti.

Peso: 2 g

Bleach	281-101-03	3 pezzi
--------	-------------------	---------

Grezzi Trasparenti

I grezzi trasparenti mostrano una differente elevata opacità, vengono usati principalmente per costruire veneers, onlays e inlays e successivamente colorati.

Peso: 2 g

Transpa 1	281-151-03	3 pezzi
Transpa 2	281-152-03	3 pezzi

Grezzi Trasparenti color

Simili allo smalto dei denti, sono grezzi trasparenti e leggermente colorati per la realizzazione di inlays, onlays e veneers. Normalmente vengono rifiniti con i dentCeram LF Stains LF.

Peso: 2 g

Transpa color 1	281-156-03	3 pezzi
Transpa color 2	281-157-03	3 pezzi
Transpa color 3	281-158-03	3 pezzi