

rema[®]
blue 



Le revêtement pour la coulée sur modèle.

Température de préchauffage réduite,
facile à démouler, lisse et s'ajustant avec précision.

Le revêtement bleu roi pour des résultats sublimes.



Grâce à sa forte perméabilité au gaz, le revêtement rema® blue se prête à merveille à la coulée de châssis métalliques :

- température de préchauffage réduite, d'où une bonne préservation des fours
- démoulage facile
- surfaces très lisses



Autres avantages :

- préchauffage conventionnel ou rapide
- duplication avec silicone ou gel de duplication
- grande précision d'ajustage, même en présence d'un palais creux
- lors du procédé CAD/Vest, un liquide de mélange supplémentaire garantit un ajustage remarquable.



Conditionnement

Revêtement rema® blue	16 kg (80 x 200 g)	REF 105-720-00
Liquide de mélange pour modèle rema® blue	1 l	REF 105-730-00
Liquide de mélange pour mise en revêtement rema® blue	1 l	REF 105-731-00
Liquide de mélange concentré Power Liquid	1 l	REF 105-502-00