



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Ihr Praxisteam



Seit mehr als 130 Jahren schreiben wir Dentalgeschichte, darauf sind wir stolz! In diesem Zeitraum entwickelte sich Dentaaurum vom zahntechnischen Laboratorium zum weltweit agierenden Dentalunternehmen.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten Generation agieren wir von unserem Standort Ispringen aus unabhängig und flexibel. Seit jeher stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität unserer Produkte, vom Einkauf der Rohmaterialien bis zum fertig verpackten Produkt.

Der Grundsatz „**Made in Germany**“ gilt als oberstes Gebot für Forschung, Entwicklung, Produktion oder Logistik. Auch als international agierendes Familienunternehmen setzen wir gezielt auf den Standort Deutschland, schaffen und erhalten Arbeitsplätze und tragen so zur Sicherung einer gesunden wirtschaftlichen Zukunft bei.

dinamique® 



Die Behandlung mit **dinamique® m** – eine runde Sache.

989-300-49 Printed by Dentaaurum Germany 02/18/C/R1

Die optimale Lösung für mich.


Eine feste Spange besteht im Wesentlichen aus einem Drahtbogen und den Brackets, die auf die Zähne geklebt werden. Über Draht und Brackets wirken Kräfte, die die Zähne in die gewünschte Position bringen.

Standard:

Bei Standardbrackets wird der Drahtbogen mit Gummiringen oder dünnen Drähten, den sogenannten Ligaturen, am Bracket befestigt.

Selbstligierend:

Bei selbstligierenden Brackets entfallen die Ligaturen. Denn in der Mitte dieses Brackets befindet sich ein Clip. Dieser besondere Verschlussmechanismus hält den Drahtbogen im Bracket fest. Ist der Clip geöffnet, wird der Drahtbogen in das Bracket hineingelegt und der Clip ganz leicht geschlossen ("einligieren").



dynamique® m – eine gute Wahl.

Dentaurum bietet dir mit seinen selbstligierenden **dynamique® m** Brackets eine attraktive, schnelle und schonende Lösung. Ihr kleines, perfekt abgestimmtes Design macht sie angenehm und unauffällig im Mund.



Brackets mit Clip-Verschluss ermöglichen dem Draht im Bracket zu gleiten, wodurch sich die Behandlungsdauer mit der festen Zahnsperre reduzieren kann. Er führt auch dazu, dass der Drahtbogen einfacher in den Brackets befestigt werden kann.

So verbringst du weniger Zeit im Behandlungsstuhl als bei einer Behandlung mit Standardbrackets. Außerdem sind mit **dynamique® m** geringere Kräfte nötig, um die Zähne zu bewegen, was die Behandlung für dich schonender und spürbar angenehmer macht.



Die Vorteile.

- Die glatten Oberflächen und die abgerundeten Ecken von **dynamique® m** machen das Tragen angenehm.
- Ein Bogenwechsel geht schneller und einfacher.
- Du hast weniger Kontrolltermine, da keine verfärbten oder überdehnten Ligaturen erneuert werden müssen.
- Das Sauberhalten der Apparatur ist wichtig und mit **dynamique® m** einfach, da sich keine Essensreste an Ligaturen sammeln können.