

ceraMotion® liebt Dich.



Foto: © Christian Ferrai®

remanium® liebt ceraMotion®



Foto: © Christian Ferrari®

Nacera® liebt ceraMotion®



METALLKERAMIK

remanium®

remanium® steht für weltweit bewährte und anerkannte Aufbrennlegierungen.

Für die Herstellung einer Krone ist eine optimal abgestimmte Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen essenziell.

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung der Keramikentwicklung innerhalb der Dentaurum-Gruppe entstand zusammen mit einem internationalen Expertenteam von Top-Keramikern eine neue Generation von Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen: die ceraMotion® Me.

ceraMotion® Me Zur Verblendung von Dentallegierungen mit einer thermischen Ausdehnung von $13,9$ bis $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ($25-500 \text{ °C}$).

remanium® star
Moderne Aufbrennlegierung mit hervorragenden Bearbeitungseigenschaften und niedriger Härte.

remanium® star
Erhältlich für drei Verarbeitungstechnologien:
Gießen Fräsen Laserschmelzen

remanium® secur
CoCr-Aufbrennlegierung mit höchstem Sicherheitspotential bei der Verarbeitung. Ausgezeichnetes Gießverhalten auch im Vakuum-Druckguss.

remanium® secur

remanium® 2000+
Klinisch langzeitbewährte CoCr-Aufbrennlegierung mit niedrigem WAK-Wert.

remanium® 2000+

rema® CC
Universelle Kronen- und Brücken Speed-Einbettmasse für alle Indikationen, Legierungen und Presskeramik.

rema® CC

ceraMotion® Me


Glaze

Glasurmasse in Pulverform, pur oder zum Mischen mit Stains und Body Stains.



Universal Stains


Die Body Stains und Stains in Pulverform ermöglichen farbliche Effekte. Sie können sowohl in die Keramik als auch in die ceraMotion® One Touch Pasten eingelegt und eingemischt werden. Natürlich sind die Stains auch zum Bemalen der Keramikoberfläche geeignet.



Universal Stains

2D-, und 3D-Pasten

Für die ästhetische Finalisierung und Charakterisierung von vollkeramischen monolithischen Restaurationen aus Lithium-Disilikat und Zirkonoxid.



ceraMotion® One Touch

Dentine + Incisals

Für die Standard-Schichtung bis hin zur individuellen Schichtung steht ein umfangreiches Portfolio an Dentinen, Schneiden und Effektmassen zur Verfügung.



Touch Up

Die Touch Up Spezial-Keramikmassen ergänzen das Basisprogramm der Hauptlinien des ceraMotion® Keramiksystems. Durch die abgesenkten Brenntemperaturen eröffnen sich neue Dimensionen in der Anwendung.



Chroma Concept

Spezielle Dentinmassen ermöglichen eine Erweiterung des Farbraums. Das Spektrum rötlicher, gelblicher und weißlicher Farbnuancen wird fast unbeschränkt ergänzt.



Value Concept

Die Helligkeit eines Zahnes spielt neben Form und Farbe die entscheidende Rolle. Die bewusste Umsetzung dieser Erkenntnis macht die Krone zum Zahn.



VOLLKERAMIK

ceraMotion® Zr

Glaze / Paste Glaze

Glasurmasse: in Pulverform, pur oder zum Mischen mit Stains und Body Stains; in Pastenform besonders für monolithische Arbeiten aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat geeignet.




Nacera®

Mit Nacera®** und ceraMotion® verbinden sich zwei starke Marken zu einem einzigartigen Produktspektrum für alle Indikationen und Verarbeitungstechniken zur Herstellung von vollkeramischen Versorgungsmitteln aus Zirkonoxid. Sie sind individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Anwenders zugeschnitten.


* Nacera® ist eine eingetragene Marke der DOCERAM Medical Ceramics GmbH.

ceraMotion® Zr Zur Verblendung von Zirkonoxid- und Lithium Disilikat Gerüsten mit einer thermischen Ausdehnung von $10,4$ bis $10,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ($25-500 \text{ °C}$).

Nacera® Shell und Nacera® Pearl
Zirkonoxid Blanks, weiß, ø 98,3 mm.
Nacera® Shell: opak
Nacera® Pearl: transluzent




Nacera® Pearl Shaded 16 + 2
Zirkonoxid Blanks, 16 V-Classic Farben und zwei Bleach-Töne, ø 98,3 mm.




Nacera® Pearl Multi-Shade
Zirkonoxid Blanks, multicolor, ø 98,3 mm. In den V-Farbgruppen A, B, C und D.


Natürlich fließende Farbübergänge.



Nacera® Classic Liquids
Einfärbeliquids für perfekte, naturgetreue Farbergebnisse, speziell in Kombination mit Nacera® Pearl Zirkonoxid.



Nacera® Blue X
Angewendet auf Nacera® Pearl Zirkonoxid steigert es die Transparenz um bis zu 8%. Auf vorgefärbtem Nacera® Zirkonoxid wird an den behandelten Bereichen das Chroma reduziert.



Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online Shop**
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803-470

Hotline Zahntechnik: +49 72 31/803-410 | Hotline Keramik: +49 72 31/803-410

Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803-210 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 02/17

Änderungen vorbehalten



www.dentaurum.com



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM