



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Depuis **plus de 130 ans**, nous œuvrons dans l'industrie dentaire et en sommes fiers ! Au cours de cette période, Dentaaurum s'est bien développée, passant de simple laboratoire dentaire à une entreprise dentaire œuvrant à l'échelle internationale.

En tant qu'entreprise familiale tenue par les propriétaires depuis maintenant quatre générations, c'est en toute autonomie et avec une certaine flexibilité que nous travaillons depuis Ispringen, notre siège en Allemagne. Depuis toujours, nos produits se doivent de répondre aux exigences les plus strictes en matière de qualité, de l'achat des matières premières au conditionnement du produit fini.

Nous sommes fortement attachés au principe "**Made in Germany**", lequel est une priorité absolue pour la recherche, le développement, la production ainsi que la logistique. En tant qu'entreprise familiale œuvrant à l'échelle internationale, nous ne cessons de miser sur l'Allemagne comme lieu d'implantation privilégié ; nous créons et maintenons des emplois et, ce faisant, contribuons à l'instauration d'un avenir économique sain.

L'équipe soignante



dinamique[®] *c*

A toi de choisir !



dinamique[®] *c*



dinamique[®] *m*

Le traitement avec **dinamique[®] c** – l'esthétique sur toute la ligne.

Tu peux choisir entre le bracket en céramique **dinamique[®] c** et le bracket en métal **dinamique[®] m**.

989-301-76 Printed by Dentaaurum Germany 10/18

La solution optimale pour moi.


Un appareil dentaire fixe est constitué essentiellement d'un arc ainsi que de brackets à coller sur les dents. Les forces sont transmises par l'intermédiaire de brackets et d'un fil, lesquels ont pour fonction de placer les dents dans la position souhaitée.

Standard :

Dans le cas des brackets standard, l'arc est fixé sur le bracket au moyen d'élastiques ou de fils minces dénommés ligatures.

Autoligaturant :

Dans le cas des brackets autoligaturants, il n'est pas nécessaire d'utiliser ces ligatures, en raison d'un clip situé au centre du bracket. Ce mécanisme de fermeture spécial maintient solidement l'arc dans le bracket. Lorsque le clip est ouvert, l'arc se glisse à l'intérieur du bracket et le clip se referme légèrement (mise en place de l'arc).



dynamique® c – le choix de l'esthétique.

Avec le bracket en céramique autoligaturant **dynamique® c**, Dentaforum offre une solution de traitement quasi invisible, efficace et de grande qualité. Des arcs de teinte dentaire mettent en valeur les petites dimensions de ce bracket, assurant ainsi une correction dentaire discrète et délicate.



L'orthodontiste peut également opter pour un traitement un peu plus économique en mettant en œuvre **dynamique® m**, le petit bracket autoligaturant en métal. Il est facile de placer l'arc des brackets **dynamique® c** et **dynamique® m**. Ainsi, tu passes moins de temps en fauteuil, comparé à un traitement avec des brackets standard.



dynamique® c



dynamique® m

Les avantages.

- La céramique de **dynamique® c** est assortie à la teinte dentaire, ce qui en fait donc un bracket quasi invisible en bouche.
- Pour assortir les arcs aux brackets **dynamique® c**, tu peux choisir de porter des arcs enrobés de blanc, ne se décolorant pas et faciles à changer.
- Tu as moins de visites de contrôle, le renouvellement des ligatures décolorées ou distendues n'ayant pas lieu d'être.
- La surface lisse et les coins arrondis des brackets assurent un port agréable.
- Le changement d'arc se fait plus rapidement et plus aisément qu'avec un bracket standard.
- Il est important de garder l'appareil propre, ce qui s'avère facile avec **dynamique® c**, les résidus ne pouvant pas s'accumuler au niveau des ligatures.

Les avantages.

- Les surfaces lisses et les coins arrondis du **dynamique® m** en font un bracket agréable à porter.
- Le changement d'arc se fait plus rapidement et plus aisément qu'avec un bracket standard.
- Tu as moins de visites de contrôle, le renouvellement des ligatures décolorées ou distendues n'ayant pas lieu d'être.
- Il est important de garder l'appareil propre, ce qui s'avère facile avec **dynamique® m**, les résidus alimentaires ne pouvant pas s'accumuler au niveau des ligatures.