



remanium® star CoCr Aufbrennlegierung REF 102-621-00 (50 g) REF 102-622-00 (250 g) REF 102-620-00 (1000 g)	<ul style="list-style-type: none"> • universell einsetzbar: Kronen und Brücken, Doppelkronen, Suprakonstruktionen, Klebebrücken, Kombiarbeiten • ausgezeichnetes Fließverhalten • extrem gute Bearbeitbarkeit besonders beim Fräsen und Polieren durch ungewöhnlich niedrige Härte • Sicherheit durch optimale Verbundfestigkeit mit der Keramik
Supercut STM-Trennscheiben	Höchste Schleifleistung, minimale Bruchgefahr, hervorragende Standfestigkeit 0,5 x 26 mm REF 130-111-00 0,3 x 26 mm REF 130-113-00 1,0 x 26 mm REF 130-112-00 0,2 x 22 mm REF 130-114-00
Gummipolierer, grau	Schnelle Vorpolitur REF 138-102-00 (100 Stück) REF 138-302-00 (100 Stück)
Tiger brillant Polierpaste	Brillanter Hochglanz bei allen Legierungen REF 190-350-00 (400 g) REF 190-350-50 (60 g)

remanium® star CoCr Ceramic bonding alloy REF 102-621-00 (50 g) REF 102-622-00 (250 g) REF 102-620-00 (1000 g)	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-purpose alloy: Crowns and bridges, Double crowns, Suprastructures, Maryland bridges, Combined structures • excellent flowability • extremely easy to work with, especially when milling or polishing due to the exceptionally reduced hardness • reliable through optimal ceramic bond strength
Supercut STM Separating discs	maximum cutting efficiency, minimal breakage risk, excellent strength 0.5 x 26 mm REF 130-111-00 0.3 x 26 mm REF 130-113-00 1.0 x 26 mm REF 130-112-00 0.2 x 22 mm REF 130-114-00
Rubber polisher, grey	Quick prepolish REF 138-102-00 (100 pieces) REF 138-302-00 (100 pieces)
Tiger brillant polishing paste	brilliant high shine polish for all alloys REF 190-350-00 (400 g) REF 190-350-50 (60 g)

remanium® star alliage céramique CoCr REF 102-621-00 (50 g) REF 102-622-00 (250 g) REF 102-620-00 (1000 g)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation universelle : Couronnes et bridges, Couronnes télescopes, Superstructures, Bridges collés, Travaux combinés • Coulabilité excellente • Excellent usinage, notamment lors du fraisage et du polissage grâce à sa faible dureté • Liaison céramo-métallique optimale
Disques de séparation Supercut STM	Pouvoir de coupe très élevé. Risques de rupture du disque minimes. Résistance et stabilité excellentes 0,5 x 26 mm REF 130-111-00 0,3 x 26 mm REF 130-113-00 1,0 x 26 mm REF 130-112-00 0,2 x 22 mm REF 130-114-00
Meules de polissage caoutchouc, gris	Pré-polissage facile et rapide REF 138-102-00 (100 pièces) REF 138-302-00 (100 pièces)
Pâte à polir Tigre brillant	Poli miroir brillant de tous types d'alliages REF 190-350-00 (400 g) REF 190-350-50 (60 g)

remanium® star Aleación de CoCr para cerámica REF 102-621-00 (50 g) REF 102-622-00 (250 g) REF 102-620-00 (1000 g)	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo universal: coronas y puentes, coronas dobles, supraestructuras, puentes adhesivos, trabajos combinados • Excelente comportamiento de fluidez • Acabado muy fácil, especialmente durante el fresado y pulido, gracias a su extraordinaria dureza baja • Seguridad por una óptima adherencia a la cerámica
Disco de separar Supercut STM	Máximo rendimiento de corte, mínimo peligro de rotura, excelente estabilidad 0,5 x 26 mm REF 130-111-00 0,3 x 26 mm REF 130-113-00 1,0 x 26 mm REF 130-112-00 0,2 x 22 mm REF 130-114-00
Pulidores de goma, grises	Prepulido rápido REF 138-102-00 (100 piezas) REF 138-302-00 (100 piezas)
Pasta de pulir Tiger brillant	Pulido brillante con todas las aleaciones REF 190-350-00 (400 g) REF 190-350-50 (60 g)

Lega per ceramica remanium® star CoCr REF 102-621-00 (50 g) REF 102-622-00 (250 g) REF 102-620-00 (1000 g)	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego universale: ponti e corone, corone doppie, sovrastrutture, Maryland bridge, lavori combinati • eccellente scorrevolezza • ottima lavorabilità in particolare nella rifinitura e nella lucidatura grazie alla ridotta durezza • sicurezza di un'ottimale adesione della ceramica
Dischi separato ri Supercut STM	Elevata capacità di taglio, minimo rischio di rottura, eccellente resistenza 0,5 x 26 mm REF 130-111-00 0,3 x 26 mm REF 130-113-00 1,0 x 26 mm REF 130-112-00 0,2 x 22 mm REF 130-114-00
Gomini, grigi	Prelucidatura veloce REF 138-102-00 (100 pezzi) REF 138-302-00 (100 pezzi)
Pasta per lucidare Tiger brillant	Brillantezza con tutte le leghe REF 190-350-00 (400 g) REF 190-350-50 (60 g)