

Dentablast



Robusta sabbiatrice per uso odontotecnico

Sabbiatrice automatica a rotazione

- Per asportare velocemente ed efficacemente rivestimento e ossido dalle superfici fuse
- Indicata per sabbie fino a 250 µm
- Nessun rischio di ostruzione dell'ugello
- Predisposta per l'allacciamento all'impianto di aspirazione centralizzato o dedicato (accessorio)



Dati tecnici

Tensione	No.ord. 094-530-00: 230 V, No.ord. 094-531-00: 115 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Assorbimento medio	30 VA
Allacciamento aria compressa	0...10 bar
Consumo d'aria l'ora	270 litri a 10 bar, 150 litri a 5 bar
Dimensioni (LxHxP)	330 x 570 x 410 mm
Peso	15 kg

Accessori

	Quantità	No.ord.
Dispositivo di aspirazione (indispensabile se non è possibile collegarsi all'impianto di aspirazione centralizzato)		094-550-00
Sabbie: ossido di alluminio al 99,6% = corindone		
da 50 µm (44 – 74 µm), bianco	4,5 kg	128-017-00
da 100 µm (88 – 125 µm), bianco	4,5 kg	128-020-00
da 250 µm (210 – 297 µm), bianco	10 kg	128-016-00
da 250 µm (210 – 297 µm), marrone	10 kg	128-011-00
Perle autolucidanti in silicato		
da 75 µm (50 – 105 µm)	4,5 kg	128-211-00

Per qualsiasi chiarimento in merito è disponibile il ns. servizio di assistenza odontotecnica ai numeri: 335/69.05.545 o 051/86.50.084.

Dentablast Duo



Robusta sabbiatrice per uso odontotecnico

Apparecchio a doppio ugello ed a doppio serbatoio

- Regolazione separata di pressione per ciascun serbatoio
- Indicata per sabbie fino a 250 µm
- Possibilità di scelta tra 3 ugelli diversi
- Predisposta per l'allacciamento all'impianto di aspirazione centralizzato o dedicato (accessorio)

Non richiede manutenzione



Dati tecnici

Tensione	No.ord. 094-540-00: 230 V, No.ord. 094-541-00: 115 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Assorbimento medio	30...100 VA
Allacciamento aria compressa	0...10 bar
Consumo d'aria l'ora	136...160 litri
Dimensioni (LxHxP)	340 x 470 x 480 mm
Peso	24 kg

Accessori

	Quantità	No.ord.
Dispositivo di aspirazione (indispensabile se non è possibile collegarsi all'impianto di aspirazione centralizzato)		094-550-00
Sabbie: ossido di alluminio al 99,6% = corindone		
da 50 µm (44 – 74 µm), bianco	4,5 kg	128-017-00
da 100 µm (88 – 125 µm), bianco	4,5 kg	128-020-00
da 250 µm (210 – 297 µm), bianco	10 kg	128-016-00
da 250 µm (210 – 297 µm), marrone	10 kg	128-011-00
Perle autolucidanti in silicato		
da 75 µm (50 – 105 µm)	4,5 kg	128-211-00

Per qualsiasi chiarimento in merito è disponibile il ns. servizio di assistenza odontotecnica ai numeri: 335/69.05.545 o 051/86.50.084.

D
DENTAURUM
ITALIA