

Weniger Aufwand – *mehr Ästhetik*



ceraMOTION®
Lf

ceraMOTION® Lf
Niedrig schmelzende Verblendkeramik
für Legierungen mit hohem WAK-Wert (WAK 15,9-17,0)

Foto: © Christian Ferrario



D
DENTAURUM

ceraMotion® Lf

Niedrig schmelzende Verblendkeramik für Legierungen mit hohem WAK-Wert (WAK 15,9-17,0)


ceraMotion® Lf ist eine niedrigschmelzende Verblendkeramik für Legierungen mit einem hohen WAK-Wert zwischen $15,9$ und $17,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ($25-500 \text{ °C}$). Es eignen sich sowohl Legierungen aus dem Edelmetallbereich wie Dentaurum LFC oder aus dem edelmetallfreien Bereich wie remanium® LFC.

- ▷ keine Verfärbungen durch besonderen Pastenopaker
- ▷ hohe Biegefestigkeit: 115 MPa
- ▷ einfachste Schichttechnik und hohe Standfestigkeit
- ▷ keine Gefahr von Verzügen durch niedrige Brenntemperaturen



Die gemeinsamen Eigenschaften in allen Produktlinien ergeben die besonderen Produktvorteile des ceraMotion® Keramiksystems: Höchster Anspruch an Ästhetik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Das ceraMotion® Hybrid-Konzept ermöglicht eine Effizienzsteigerung durch identische Schichttechnik bei unterschiedlichen Gerüstwerkstoffen. ceraMotion® Presskeramiken harmonieren perfekt mit den Verblendmaterialien. Eine maximale Farbstabilität wird durch das Thermokolorationsverfahren erreicht. Ausgezeichnete Form- und Kantenstabilität, sowie ein konstanter WAK-Wert garantiert das spezielle Produktionsverfahren. Das ceraMotion® Keramik-Konzept zeigt, dass auch mit einem sehr umfangreichen Produktprogramm eine gute Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Die einmalige Leistungsvielfalt des ceraMotion® Keramiksystems basiert auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Dentaurum-Gruppe: Entwicklung und Herstellung von Keramik, Legierungen und Einbettmassen aus einer Hand gepaart mit einem vorbildlichen Serviceangebot.



Weniger Aufwand –
mehr Ästhetik



ceraMotion® Lf Produktübersicht

Paste Opaque	PO	base, A-D
Paste Opaque Modifier	POM	gingival, orange
Shoulder	SM	A, B, C, D, white, transpa
Gingival	G	light, dark
Base Dentin	BD	1-10
Dentin	D	A-D
Dentin Modifier Chroma	DM C	A, B, C, orange
Dentin Modifier Fluo	DM F	cream, yellow, orange
Incisal	I	1, 2, 3
Incisal Opal	IO	1, 2, 3
Transpa	T	transpa
Chroma Concept Paste Opaque	CC PO	1 (bleach)
Chroma Concept Dentin	CC D	1 (bleach), 2 (bleach)
Chroma Concept Incisal	CC I	1 (bleach)
Correction	C	transpa
Glaze	GL	transpa
Lf Body Stains	LF BST	A, B, C
Lf Stains	LF ST	1 white, 4 orange, 7 blue, 9 olive green, 12 red brown, 13 black
Liquids		Modelling Liquid, Paste Liquid, Shoulder Liquid, Stains Liquid, Contrast Marker
8 Shade Set 8 Farben A bis D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) inkl. verschiedenen Inzisal- und Effektmassen		

Stand der Information: 05/14

Änderungen vorbehalten

ceraMotion® – Entwicklung und Herstellung durch:

