

Weniger Aufwand – *mehr Ästhetik*

ceraMotion® P+PMe

ceraMotion® P+PMe

Presskeramik für vollkeramische Inlays,
Teilkronen, Veneers und Kronen sowie
Überpresskeramik für Metallgerüste (WAK 13,9-15,1)

Foto: © Christian Ferrario



D
DENTAURUM

ceraMotion® P+PMe

Presskeramik für vollkeramische Inlays,
Teilkronen, Veneers und Kronen sowie
Überpresskeramik für Metallgerüste (WAK 13,9-15,1)


ceraMotion® P+PMe ist sowohl eine Presskeramik zur Herstellung von Teil- oder Vollkronen, Inlays und Veneers als auch eine Überpresskeramik für Metallgerüste mit einem WAK-Wert zwischen 13,9 und $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500 °C).

Zur Korrektur oder Vervollständigung von gepressten Strukturen steht ceraMotion® Me über die Schichttechnik zur Verfügung und bildet somit eine Einheit auf gleicher Keramikbasis.

- ▷ hohe Wirtschaftlichkeit durch Einsatz als Press- und Überpresskeramik
- ▷ natürliche Ästhetik durch transluzentes Erscheinungsbild
- ▷ vollanatomische Wiedergabe der Modellation
- ▷ Kompatibilität zu ceraMotion® Me Verblendkeramik

**Die gemeinsamen Eigenschaften in allen Produktlinien ergeben die besonderen Produktvorteile des ceraMotion® Keramiksystems:
Höchster Anspruch an Ästhetik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit**

Mit dem innovativen Touch Up Konzept wird eine höhere Ästhetik bei gleichzeitig geringerem Arbeitsaufwand erreicht. ceraMotion® Presskeramiken harmonisieren perfekt mit den Verblendmaterialien. Eine maximale Farbstabilität wird durch das Thermokolorationsverfahren erreicht. Ausgezeichnete Form- und Kantenstabilität, sowie ein konstanter WAK-Wert garantiert das spezielle Produktionsverfahren. Das ceraMotion® Keramik-Konzept zeigt, dass auch mit einem sehr umfangreichen Produktprogramm eine gute Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Die einmalige Leistungsvielfalt des ceraMotion® Keramiksystems basiert auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Dentaforum-Gruppe: Entwicklung und Herstellung von Keramik, Legierungen und Einbettmassen aus einer Hand gepaart mit einem vorbildlichen Serviceangebot.



Weniger Aufwand –
mehr Ästhetik



ceraMotion® P+PMe Produktübersicht

Ingot PMe	PMe I	A-D
Ingot P	P I	T, CT

Bei Einsatz als Überpresskeramik kompatibel mit allen Massen der ceraMotion® Me Linie.

Bei Einsatz als Presskeramik für vollkeramische Restauration kompatibel mit allen Touch Up Massen der ceraMotion® Me Linie.

Stand der Information: 07/11

Änderungen vorbehalten

ceraMotion® – Entwicklung und Herstellung durch:



D
DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31/803-0 · Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de