

# Migliore estetica con *estrema facilità*



ceraMotion® P+PMe

## **ceraMotion® P+PMe**

Presso-ceramica per intarsi, corone parziali, veneer e corone in ceramica integrale nonché da pressare su strutture metalliche (CET 13,9-15,1)



**D**  
DENTAURUM

## ceraMotion® P+PMe

Presso-ceramica per intarsi, corone parziali, veneer e corone in ceramica integrale nonché da pressare su strutture metalliche (CET 13,9-15,1)

ceraMotion® P+PMe è una presso-ceramica per la realizzazione di corone complete o parziali, di intarsi e veneer, ma anche da pressare su strutture metalliche con CET compreso tra 13,9 e 15,1 · 10<sup>6</sup> K<sup>-1</sup> (25-500 °C).

Per la correzione o il completamento delle strutture pressate, è possibile utilizzare la ceramica ceraMotion® Me con normale tecnica di stratificazione, in quanto presenta le stesse caratteristiche chimiche.


- ▷ Economica perchè utilizzabile sia come ceramica integrale che per la pressatura su strutture metalliche
- ▷ Estetica naturale grazie al suo aspetto traslucido
- ▷ Completa riproduzione anatomica della modellazione
- ▷ Compatibile con la ceramica ceraMotion® Me

**Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, rappresentano il vero, grande vantaggio di questo nuovo sistema: il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità mai raggiunto prima!**

Con l'innovativo concetto Touch Up è possibile ottenere un'elevata estetica con estrema facilità. Le presso-ceramiche ceraMotion® si armonizzano perfettamente con tutte le masse da stratificazione. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica. Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l'eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un'ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentaureum da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.



# ceraMotion® P+PMe



Migliore estetica con  
*estrema facilità*



## Panoramica prodotti ceraMotion® P+PMe

Lingotti PMe	PMe I	A-D
Lingotti P	P I	T, CT

Se pressata su strutture metalliche, compatibile con tutte le masse della linea ceraMotion® Me.

Se usata come presso-ceramica per strutture in ceramica integrale, compatibile con tutte le masse Touch Up della linea ceraMotion® Me.

Data dell'informazione: 06/11

Soggetto a variazione

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:



**D**  
DENTAURUM  
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. · Via degli Speciali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)  
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaaurum.it · E-Mail: info@dentaaurum.it

**125**  
anni  
DENTAURUM  
DENTAURUM