


# L'univers des brackets Dentaurum



Une nouvelle dimension de l'esthétique.

## L'esthétique au cœur de notre exigence.



### Du « Made in Germany » depuis plus de 130 ans.

Dentaurum est l'une des entreprises dentaires les plus anciennes au monde et compte, à son actif, de nombreux brevets relevant des domaines de l'orthodontie, de la prothèse dentaire et de l'implantologie. Ses produits haut de gamme sont fabriqués à Ispringen, une localité située à deux pas de Pforzheim, dans le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne).

### Hautes performances et précision.

Qu'ils soient en métal ou en céramique, les brackets sont tous conçus et fabriqués à Ispringen, selon des procédés ultramodernes. Au fil des années, ces procédés ont été optimisés et parfaitement harmonisés les uns avec les autres. L'extrême précision joue ici un rôle central, car elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du traitement orthodontique. Grâce aux techniques de fabrication innovantes telles que le moulage par injection de céramique (CIM- Ceramic Injection Molding), il est possible de fabriquer une grande variété de produits en céramique. Le département chimie de Dentaurum a pour vocation de développer en permanence des matériaux esthétiques, afin de mieux répondre à une demande de plus en plus croissante en brackets en céramique.

# [ Made in Germany. ]

## Une qualité haut de gamme.

Le système de gestion de la qualité de Denta-urum répond à l'ensemble des critères spécifiés dans les différentes réglementations relatives à la fabrication des dispositifs médicaux ainsi qu'à toutes les normes internationales : 93/42 EWG, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485. Aucun produit ne quitte notre site sans avoir fait l'objet d'un contrôle ou d'un test de fonction minutieux. Toute fluctuation dans la qualité d'un produit, aussi minime qu'elle soit, doit être détectée le plus rapidement possible afin d'en éliminer les causes dans le processus de production. Pour toute question relative à un produit ou à son utilisation, une équipe de prothésistes dentaires et d'assistantes est à votre écoute via un service d'assistance téléphonique. Les appels sont gratuits.

## Excellent service.

Denta-urum accorde une grande importance à la qualité des prestations d'accompagnement de ses produits. Ainsi, nos clients en Allemagne, Suisse et Autriche peuvent demander conseil à nos spécialistes locaux en dispositifs médicaux. Nous disposons également de filiales et de représentations un peu partout dans le monde, lesquelles nous permettent de répondre sur place aux attentes de nos clients et de leur prodiguer des conseils éclairés. Nous sommes également joignables via notre site Internet.

Ce dernier est multilingue et constitue la plateforme centrale d'information du groupe Denta-urum. Vous y trouverez un espace interactif dédié aux prestations de service, une médiathèque comptant plusieurs vidéos ainsi qu'un vaste domaine renfermant des documents téléchargeables. Dans la boutique en ligne, vous pouvez en outre passer vos commandes 24h/24, de manière simple et rapide. Que la livraison soit standard, express ou à un jour de votre choix, Denta-urum livre à l'endroit indiqué par le client. Une fois votre commande acceptée, nous n'avons besoin que de 10 minutes pour conditionner vos marchandises en vue de l'expédition.



Naturellement fascinant.



Une qualité et des performances maximales.

Sans concession aucune.

discovery® pearl repousse les limites de l'esthétique, de la qualité et des performances. Une fois collé à la dent, discovery® pearl s'adapte parfaitement à l'environnement dentaire, du fait de sa teinte et de sa translucidité élevée.

Ce bracket est tout en céramique, sans inserts métalliques gênants. Il est fabriqué d'un seul tenant, à partir d'un moulage par injection de céramique (CIM - Ceramic Injection Molding) dans des unités de production modernes.

Dans le cadre de la conception assistée par ordinateur, la base du bracket a été adaptée de manière optimale à la forme de la dent, ce qui facilite le positionnement de ce dernier sur celle-ci. De plus, la numérotation FDI ainsi qu'un système clair comprenant des positionneurs colorés permettent d'assigner facilement le bracket à la dent respective. Ces positionneurs vous aideront également à aligner et à placer facilement le bracket.

Grâce à sa base structurée au laser, le discovery® pearl présente de bonnes valeurs d'adhérence et garantit une dépose sûre. Les résultats thérapeutiques obtenus avec ce bracket répondent donc pleinement aux nombreuses exigences en matière de correction des malpositions dentaires.

*« LA VRAIE PERLE EST LE SYMBOLE PAR EXCELLENCE DE LA BEAUTÉ À L'ÉTAT PUR. ELLE SE FORME AU CREUX DE L'HUÎTRE ET N'ATTEINT SON DEGRÉ DE PERFECTION QU'AU TERME D'UN LONG PROCESSUS. »*

#### **Géométrie éprouvée des brackets discovery®**

garante d'une bonne combinabilité entre les brackets discovery® en métal et en céramique.

#### **Adaptation parfaite de la teinte du bracket**

à celle de la dent naturelle. Si parfaite que le bracket passe inaperçu.

#### **Positionneurs colorés**

facilitant le positionnement du bracket sur la dent.

#### **Dimensions optimales**

un bracket petit par la taille, grand par l'efficacité thérapeutique.

#### **Base anatomique**

garante d'une assise parfaite du bracket sur la dent.

#### **Base structurée au laser**

pour une adhérence optimale et une dépose facile du bracket.



# *dynamique*<sup>®</sup> Bracket en céramique autoligaturant.



dynamique<sup>®</sup> c, le bracket autoligaturant, séduit par son design esthétique. Grâce à la mise en œuvre d'une céramique assortie, ce bracket est quasi invisible en bouche. Son clip en cobalt-chrome recouvert de rhodium peut contribuer à réduire les visites de contrôle ainsi que le temps passé au fauteuil pendant toute la durée du traitement.

La surface lisse et les bords arrondis des brackets assurent un port agréable.

La base du bracket a été adaptée à l'anatomie dentaire naturelle. Ceci facilite son positionnement sur la dent. De plus, le repère coloré hydrosoluble garantit une assignation correcte et aisée du bracket à la dent.

Grâce à la base revêtue de billes d'alumine, on obtient une forte adhérence mécanique.

« IL N'Y A RIEN DE PLUS SINGULIER QUE LE  
SENTIMENT ESTHÉTIQUE. »

**Marquage en couleur hydrosoluble.**

Assignment facile du bracket à la dent.

**Système à la fois actif et passif.**

Excellent contrôle dans toutes les phases du traitement.

**Base de bracket conçue pour épouser  
l'anatomie dentaire.**

Excellent maintien sur la dent.

**Base disposant de billes d'alumine.**

Bonne tenue, dépose facile.

**Bords arrondis et conception optimale des ailes.**

Excellent confort en bouche, facile à ligaturer.

**Clip en cobalt-chrome premium recouvert de rhodium**

Grande longévité. Ouverture et fermeture faciles.

**Glissière munie d'un clip de fermeture solide.**

Sécurité pendant toute la durée du traitement.

**Couleur du bracket parfaitement adaptée  
à l'environnement dentaire naturel.**

Un supplément d'esthétique.





## Elégance sobre.

Les brackets en plastique Elegance® sont pratiquement invisibles en bouche du fait de l'usage d'un polycarbonate renforcé de fibre de verre (composite). Dans le cadre d'un traitement orthodontique, ils constituent une option intéressante, en comparaison avec les brackets en céramique. Le matériau spécialement développé pour les brackets en plastique Elegance® se distingue par une grande résistance à la rupture et à l'abrasion. Grâce à la CFAO, une base de bracket réduite a pu voir le jour.

Le glissement optimal de l'arc dans la gorge est assuré par un insert en métal complètement intégré dans la matière plastique. Il ne peut donc pas se détacher.

L'insert en métal et le crochet pour canine sont des pièces monoblocs, ce qui leur confère une excellente stabilité.

Chaque bracket Elegance® porte une marque colorée individuelle permettant de l'assigner à la dent respective. Il n'y donc aucun risque de confusion. On peut retirer facilement ces marques avant la pose des ligatures.



*« LORSQU'UN OISEAU PERD UNE PLUME, CELA PEUT PARAÎTRE INSIGNIFIANT, SURTOUT SI NUL NE S'EN APERÇOIT. SI, PAR CONTRE, LA PLUME EST TRANSPORTÉE DANS LES AIRS, CECI PEUT ÊTRE LE DÉBUT D'UN RÊVE, DE TOUTE UNE HISTOIRE. »*

#### **Excellente adhérence mécanique**

grâce aux contre-dépouilles.

#### **Combinaison de différents matériaux et insert en métal**

garants de caractéristiques de glisse excellentes.

#### **Un bracket en polycarbonate de même teinte que la dent**


d'où une esthétique impressionnante.

#### **Grande résistance**

à la rupture et à l'abrasion.

#### **Marquage individuel**

pour une affectation rapide du bracket à la dent.







# Groupe Dentaureum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

- ➔ Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)
- ➔ Commander rapidement et facilement dans la **Boutique en ligne Dentaureum**.
- ➔ N'hésitez pas à consulter notre offre de stages. Assistance téléphonique : + 49 72 31 / 803 – 470

Assistance téléphonique technique fixe : +49 72 31/803-550 |  
Assistance téléphonique technique amovible : +49 72 31/803-555  
Prise de commande téléphonique : +49 72 31 / 803 – 210 |  
Numéro de fax vert (Allemagne) : 0 800 / 4 14 24 34

Mise à jour : 10/18

Sous réserve de modifications



[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM