



**ORTHOD**  
**SAFE**

La confortevole protezione per tutti gli sport

## Eccellente precisione di forma

### Dentale ed ortodontica

L'OrthoSafe protegge tutti i denti di entrambe le arcate e l'articolazione, anche dei pazienti in corso di trattamento ortodontico. In questo caso, grazie al materiale di cui è composto, il paradenti potrà essere più volte adattato alla nuova posizione dentale.

## Anatomico

### Rapido adattamento individuale

La forma anatomica viene adattata individualmente con estrema facilità immergendo l'OrthoSafe in acqua calda, ottenendo un risultato preciso come un'impronta dentale.

## Materiale trasparente

### Semplice adattamento

La trasparenza del materiale permette il controllo visivo da parte del terapeuta dell'adattamento alla bocca del paziente.

## Stop occlusali

### Controllo della dimensione verticale

Il supporto con gli stop occlusali calibrati dell'OrthoSafe garantisce l'uniforme spessore di materiale tra le due arcate.

## Aperture frontali

### Respirazione ottimale

Grazie alle tre aperture frontali, non si creano ostacoli alla respirazione ed alla fonazione anche nei casi di sport con elevato carico agonistico.

## Materiale unico

### Eccellente accettazione da parte del paziente

L'OrthoSafe viene realizzato con uno speciale polimero termoplastico e biocompatibile, in grado di garantire una elevata elasticità e durabilità nel tempo. Inoltre è insapore e presenta superfici particolarmente lisce che ne facilitano l'igiene quotidiana.



## ■ Confezioni:

Assortimento No.ord. 074-200-00: 1pz paradenti per ciascun colore: trasparente, rosa, blu, verde, giallo; 5pz supporti in plastica, 5pz box-contenitore e 5pz cordelle.

Confezioni singole:

074-201-00:	1x paradenti trasparente,	1x supporto,	1x box,	1x cordella
074-202-00:	1x paradenti rosa,	1x supporto,	1x box,	1x cordella
074-203-00:	1x paradenti blu,	1x supporto,	1x box,	1x cordella
074-204-00:	1x paradenti verde,	1x supporto,	1x box,	1x cordella
074-205-00:	1x paradenti giallo,	1x supporto,	1x box,	1x cordella