


tiologic[®]
easyClean

Pulire non è mai stato così facile

Il wash-tray sviluppato in collaborazione con **Miele**
PROFESSIONAL



Pulire non è mai stato così facile

tiologic® easyClean – Il tray per termodisinfettori^{1,2}

Sviluppato in
collaborazione con:

Miele
PROFESSIONAL

Sistema validato da:

SMP GmbH
Prüfen Validieren Forschen



¹ Validazione del tiologic® easyClean, SMP GmbH, 2010.

² Ricerca scientifica tiologic® easyClean, AFIP, 2012.



tiologic[®]
easyClean

Innovativa
struttura a rete



Stabili molle
di fissaggio



Chiara
ripartizione



Un contenitore di
sterilizzazione ideale



Il tiologic[®] easyClean è un wash-tray che contiene tutti gli strumenti rotanti e gli accessori necessari per l'inserzione degli impianti, organizzati secondo la logica sequenza operativa. Per un migliore orientamento, a fianco di ciascun elemento, è presente una clip in plastica colorata con un'iscrizione al laser. Dopo l'uso, gli strumenti e gli accessori vengono riposizionati direttamente negli appositi alloggiamenti per avere sempre la sicurezza di trovare ogni elemento al suo posto durante l'intero intervento chirurgico. Terminato il lavoro, il tiologic[®] easyClean completo viene preparato per il ciclo di pulitura. Gli elementi più piccoli nonché le parti smontate di uno stesso strumento, possono essere inserite in uno scomparto a maglia fine.

Vantaggi:

pulitura e disinfezione meccanica
completa dell'intero tray chirurgico.

Ciò è possibile grazie:

- all'ottimale risciacquo di ogni singolo componente
- ai minimi punti di contatto
- alla innovativa struttura a rete
- allo scomparto a maglia fine

Un valore aggiunto per lo studio odontoiatrico:

- non è necessaria la prepulitura manuale
- riproducibilità dei risultati di pulitura meccanica
- risparmio nei tempi di lavoro
- non è necessaria la riorganizzazione dei componenti

Ideale per studi dentistici e cliniche odontoiatriche



tioLogic[®]
easyClean



tioLogic[®] easyClean Chirurgie-Tray

■ REF 387-418-00

Completo di tutti gli strumenti necessari per l'inserzione guidata degli impianti tioLogic[®]

- per \varnothing 3.3 mm / \varnothing 3.7 mm / \varnothing 4.2 mm / \varnothing 4.8 mm / \varnothing 5.5 mm
- strumenti rotanti pluriuso
- contenitore di sterilizzazione in alluminio con wash-tray tioLogic[®] easyClean per termodisinfettori
- filtro permanente idrorepellente PTFE
- incluso DVD tioLogic[®]
- incluso manuale chirurgico tioLogic[®]
- incluso manuale di ripristino tioLogic[®] easyClean

tioLogic[®] easyClean (vuoto)

■ REF 387-419-00

Wash-tray per termodisinfettori senza strumenti



Informazioni dettagliate

Tel. 051/86.50.084

www.dentaurum-implants.de

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 | Fax 051/86.32.91 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it