


Per domande sull'uso dei ns. prodotti, è a
disposizione il Servizio di Assistenza
Clienti al seguente
numero telefonico: 051/86.50.084

Ulteriori informazioni sui sistemi Dentaureum sono
disponibili nel sito
www.dentaurum.de

Data dell'informazione: 02/03

Fonte delle immagini:
Robert Stenczl · 57258 Freudenberg



Triceram®


**Masse incisali
opalescenti**

La naturalezza attraverso l'opalescenza

D
DENTAURUM
ITALIA

989-638-51 Printed by Dentaureum Italia Italy 02/03

D
DENTAURUM



Con le nuove **masse incisali opalescenti** per Triceram® la ricerca Esprident ha sviluppato un prodotto che rende possibile riprodurre in modo ancora più esatto la naturalezza del dente. Con **l'effetto di opalescenza** della massa incisale e' possibile ottenere una maggiore **profondità** e **vitalità** della ceramica.

Le caratteristiche dell'**opalescenza** vengono considerate già nella fase di produzione del vetro grezzo, per conseguire una maggiore vivacità del dente ricostruito. Con la luce riflessa il materiale opalescente produce un effetto **bluastro**, mentre in trasparenza si evidenzia una sfumatura **arancio**.

Le caratteristiche che ti convinceranno:

- Grazie alla profondità di colore tridimensionale, con le masse incisali opalescenti si ottiene una estetica eccellente.
- La dinamicità propria delle masse opalescenti intensifica la naturale rottura della luce.
- Anche dopo svariate cotture le masse mantengono un gioco di luce che crea vitalità.
- La buona stabilità durante la modellazione consente una stratificazione facile e sicura.

Presentazione degli incisali opalescenti IO:

IO 1	ice white	15 gr	No.ord. 295-210-30
IO 2	polar white	15 gr	No.ord. 295-215-30
IO 3	snow white	15 gr	No.ord. 295-250-30
IO 4	sky blue	15 gr	No.ord. 295-270-30
IO 5	amber	15 gr	No.ord. 295-280-30