

Alicates e instrumentos.

Calidad premium: función premium.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com




Un programa que abarca todas las áreas de aplicación.

Ya sea para la ortodoncia removible o bien para la prótesis dental, el programa de alicates de Dentaureum cubre todos los campos de aplicación estándar. El usuario puede recurrir siempre a la misma calidad fiable, hecho que hace el uso más rápido y más eficiente.

Made in Germany.

La fabricación por personal especializado con muchos años de experiencia, con técnicas perfeccionadas y con la más moderna maquinaria crean la buena calidad ya proverbial "made in Germany". Por ello los alicates Premium-Line de Dentaureum también tienen una vida útil muy larga*.






PREMIUM
LINE

10 años de garantía**



* Para la limpieza y el cuidado de los alicates y los instrumentos de Dentaurum, vea las instrucciones REF 989-590-40.

** 10 años de garantía sobre el material y fallos de fabricación, sobre el desprendimiento de los insertos, sobre fractura y corrosión del cuerpo del alicate si se utiliza correctamente y se cuida de forma adecuada. Todo tipo de modificación anula el derecho de garantía.

Premium-Line, alicates



Alicates Nance para doblar alambres esterilizable

Para doblar asas de tope y especiales para hacer ganchos Adams.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-002-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Angle Standard para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-139-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.
Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-139-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Alicates acanalados Medium

Para doblar pequeños resortes, ojalillos o asas.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-053-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates acanalados Maxi

Para doblar resortes, asas y mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-233-00	1 pieza
----------------	---------



Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión, arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,1 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-650-00	1 pieza
----------------	---------

Alicates Adams Medium

REF 003-515-00	1 pieza
----------------	---------

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro,
que pueden ser cambiadas en fábrica.

Longitud: 12,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



Alicates Adams Medium

REF 004-515-00	1 pieza
----------------	---------

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Insertos de metal duro. Con surco de guía.

Longitud: 12,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía



Alicates Adams Maxi

REF 003-094-00	1 pieza
----------------	---------

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.

Longitud: 14,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



Alicates Adams Medium

REF 003-516-00	1 pieza
----------------	---------

Con un pico piramidal y otro cónico, interiormente lisos.

Longitud: 14,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



Alicates Adams Maxi

REF 004-095-00	1 pieza
----------------	---------

Con un pico piramidal y otro cónico, interiormente lisos.
Insertos de metal duro.

Longitud: 16,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



Alicates de picos planos, anchos

REF 033-452-00	1 pieza
----------------	---------

Puntas estriadas. Especialmente apropiados para activar
y reajustar resortes. Con surco de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



Premium-Line, alicates



Alicates para doblar alambres Maxi

Alicates universales para doblar y cortar.

Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Corte hasta: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 013-522-00

1 pieza



Alicates universales para doblar alambres

Con puntas estriadas y surcos de guía.

Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro,

que pueden ser cambiadas en fábrica.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-290-00

1 pieza



Alicates de picos planos

Interior liso, con surcos de guía. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro elástico

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-455-00

1 pieza



Alicates de picos planos

Interior estriado, con surco de guía. De picos finos.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 035-455-00

1 pieza



Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier

medida requerida. Ideales para arcos labiales.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-074-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Mini

Longitud: 12,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-201-00

1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Medium

Longitud: 13,0 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,9 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-200-00

1 pieza



Alicates Aderer de tres picos Maxi

Tipo fuerte.

Longitud: 15,5 cm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-202-00

1 pieza



Alicates para formar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



REF 012-520-00

1 pieza



Alicates para doblar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía



REF 012-521-00

1 pieza



Alicates para doblar barras Magnum esterilizable

Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,8 mm

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-180-01

1 pieza

CE




Alicates e instrumentos



Alicates Adams para doblar ganchos

Alicates especiales para la construcción simplificada de ganchos Adams.

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,7 mm, duro



REF 012-523-00

1 pieza



Cortafíos de palanca Magnum

Reducida aplicación de fuerza al cortar, gracias a la transmisión de la fuerza por palanca.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 1,3 mm, duro

REF 044-177-00

1 pieza



Tijera

Para bandas delgadas de acero.

Versión	REF	Cantidad
recta	007-024-00	1 pieza
curva	008-025-00	1 pieza



Pinzas mosquito sin gancho esterilizable

Pinzas portacoronas o para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-730-00

1 pieza



Tenazas de sujeción Crown Master

Sujeción segura de las coronas.

Resistentes al calor hasta 200 °C.

REF 260-300-02

1 pieza

Pinzas para cilindros

- para cilindros grandes y pequeños
- acero inox.

Longitud: 56,0 cm

REF 127-400-00

1 pieza



Pinzas para modelos y cilindros

- gracias a la forma acodada de sus extremos agarra con toda seguridad modelos y cilindros de revestimiento
- acero inox.

Longitud: 36,0 cm

REF 127-410-00

1 pieza



Accesorios



Aceite protector y de cuidado de alicates e instrumentos

Para el cuidado de alicates e instrumentos.
Utilización especialmente antes de la esterilización.

REF 055-201-00

50 ml

CE



Soporte combinado para alicates y alambres

Material: policarbonato

Con 6 tubos para alambres en barras.

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Color: transparente, incoloro

Altura: aprox. 13 cm

Anchura: aprox. 18 cm

REF 055-101-01

1 pieza



Soporte porta-alicates

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

apropiado para	Material	Color	Longitud	REF	Cantidad
aprox. 7 alicates	policarbonato	transparente, incoloro	13,0 cm	055-000-00	1 pieza
aprox. 14 alicates	policarbonato	transparente, incoloro	25,5 cm	055-100-00	1 pieza

