

# Bänder.

Moderne Bandsysteme für zufriedene Behandler  
und Patienten.



Individuell beschweißte  
Bänder können über  
die Auftragsannahme  
schriftlich oder telefonisch  
bestellt werden.

**DENTAURUM  
SERVICE**



### Beste Qualität.

Leichtes und präzises Setzen, Elastizität und anatomische Passung des Bandes sind Kriterien, die Bänder für die kieferorthopädische Behandlung voll und ganz erfüllen müssen. Dentaform legt bei der Herstellung seiner Bänder größten Wert auf beste Qualität und Passung bei Verwendung bester Materialien. Alle Bänder werden dauerhaft und bioverträglich lasermarkiert. Sie sind hochglanzpoliert und werden auf den Innenseiten durch ein Spezialverfahren aufgeraut, um die Haftung zu verbessern.

Die anatomisch vorgeformten dentaform® Bänder sind aus einem sehr weichen Material, das sich perfekt an den Zahn adaptieren lässt. dentaform® Snap Bänder bestehen aus härterer Qualität für optimale Stabilität und dauerhafte Passform. Die hohe Kantenstabilität verhindert die ungewollte Verformung des Bandrandes. Zusätzlich bieten wir preiswerte Standard-Bänder für den universellen Einsatz.

---

## dentaform® Snap

Die Bänder mit dem Super-Schnapp-Effekt.

---

## dentaform®

Die leicht adaptierbaren Bänder.

---

## Standard

Die universellen Standard-Bänder.

---



# Aufschweißdienst – Bandtechnik.

Zuverlässig und schnell.

## Optimaler Service.

Alle Dentaureum-Brackets, Bukkalröhrchen, linguale und palatinale Hilfsteile werden auf Wunsch in unserer Aufschweißabteilung auf Dentaureum-Bänder geschweißt. Unser kompetentes Team steht Ihnen bei der Bestellung hilfreich zur Seite und stellt eine schnelle Abwicklung sicher. Die EDV-unterstützte Erfassung von individuellen Stammdaten ermöglicht eine schnelle und korrekte Lieferung.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 7:00–18:00 Uhr.



---

## Schnell und einfach bestellen.

- **Formular Aufschweißdienst anfordern.**  
Zur schnelleren Abwicklung bitte stets die Aufschweißformulare verwenden.
- **Stamtblatt Aufschweißdienst mit Bestellvarianten.**  
Die Erstellung erfolgt nach Ihren Angaben und individuellen Wünschen. Wir beraten Sie gerne.
- **Vorbeschweißte Lagerware.**  
Nutzen Sie unsere vorbeschweißte Lagerware\*, für noch kürzere Lieferzeiten.
- **Fertige Bänder.**  
Sie erhalten Ihre beschweißten Bänder verpackt in Minigrip-Beuteln mit vollständiger Inhaltsangabe.

---

## Kontakt.

- Telefon +49 72 31/803 - 216
- Gebührenfreie Faxbestellung (national) 0800/4 14 24 34
- Faxbestellung (international) +49 72 31/803 - 219
- E-Mail asd@dentaurum.de

\* Oberkiefer/Unterkiefer 1. Molar rechts/links in Bandqualität dentaform® Snap/dentaform® beschweiß nach Roth 18/22 und Oberkiefer/Unterkiefer 1. und 2. Prämolare rechts/links in Bandqualität Standard beschweiß nach Roth 18/22.

## dentaform® Snap / Sortimente

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	Nr. 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 Stück

<sup>1)</sup>(16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup>(16) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

(26) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer 1. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	Nr. 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 Stück

<sup>1)</sup>(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup>(36) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 Stück	878-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 Stück	878-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 Stück	878-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 Stück	878-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 Stück	878-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 Stück	878-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 Stück	878-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 Stück	878-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 Stück	878-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 Stück	878-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 Stück	878-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 Stück	878-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 Stück	878-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 Stück	878-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 Stück	878-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 Stück	878-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 Stück	878-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 Stück	878-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 Stück	878-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 Stück	878-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 Stück	878-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 Stück	878-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 Stück	878-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 Stück	878-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 Stück	878-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 Stück	878-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 Stück	878-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 Stück	878-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 Stück	878-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 Stück	878-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 Stück	878-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 Stück	878-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 Stück	878-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 Stück	878-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 Stück	878-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 Stück	878-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
				REF			REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 Stück	879-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 Stück	879-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 Stück	879-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 Stück	879-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 Stück	879-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 Stück	879-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 Stück	879-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 Stück	879-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 Stück	879-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 Stück	879-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 Stück	879-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 Stück	879-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 Stück	879-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 Stück	879-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 Stück	879-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 Stück	879-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 Stück	879-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 Stück	879-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 Stück	879-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 Stück	879-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 Stück	879-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 Stück	879-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 Stück	879-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 Stück	879-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 Stück	879-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 Stück	879-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 Stück	879-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 Stück	879-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 Stück	879-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 Stück	879-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 Stück	879-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 Stück	879-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 Stück	879-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 Stück	879-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 Stück	879-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 Stück	879-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhaken 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhaken 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 Stück	880-201-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 Stück	880-202-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 Stück	880-203-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 Stück	880-204-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 Stück	880-205-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 Stück	880-206-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 Stück	880-207-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 Stück	880-208-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 Stück	880-209-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 Stück	880-210-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 Stück	880-211-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 Stück	880-212-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 Stück	880-213-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 Stück	880-214-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 Stück	880-215-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 Stück	880-216-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 Stück	880-217-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 Stück	880-218-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 Stück	880-219-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 Stück	880-220-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 Stück	880-221-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 Stück	880-222-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 Stück	880-223-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 Stück	880-224-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 Stück	880-225-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 Stück	880-226-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 Stück	880-227-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 Stück	880-228-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 Stück	880-229-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 Stück	880-230-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 Stück	880-231-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 Stück	880-232-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 Stück	880-233-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 Stück	880-234-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 Stück	880-235-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 Stück	880-236-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® Snap / Einzelpackungen

- mit Super-Schnapp-Effekt
- harte, feste Bandqualität
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- ideal für extraorale Technik (Face Bow) oder SUS
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 Stück	881-201-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 Stück	881-202-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 Stück	881-203-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 Stück	881-204-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 Stück	881-205-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 Stück	881-206-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 Stück	881-207-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 Stück	881-208-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 Stück	881-209-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 Stück	881-210-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 Stück	881-211-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 Stück	881-212-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 Stück	881-213-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 Stück	881-214-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 Stück	881-215-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 Stück	881-216-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 Stück	881-217-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 Stück	881-218-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 Stück	881-219-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 Stück	881-220-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 Stück	881-221-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 Stück	881-222-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 Stück	881-223-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 Stück	881-224-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 Stück	881-225-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 Stück	881-226-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 Stück	881-227-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 Stück	881-228-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 Stück	881-229-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 Stück	881-230-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 Stück	881-231-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 Stück	881-232-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 Stück	881-233-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 Stück	881-234-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 Stück	881-235-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 Stück	881-236-00	10 Stück



<sup>1)</sup> beschweißt mit Bukkalröhren 818-151-30 und Doppelhaken 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißt mit Bukkalröhren 822-151-30 und Doppelhaken 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

## Oberkiefer 1. Molarenbänder

### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	Nr. 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 Stück
26	Nr. 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 Stück

### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 Stück

### Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
16	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 Stück
26	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 Stück

<sup>1)</sup> (16) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10  
(26) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> (16) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10  
(26) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Oberkiefer 2. Molarenbänder

### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	Nr. 1-32 (2)			886-064-00	64 Stück
27	Nr. 1-32 (2)			887-064-00	64 Stück

### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 Stück
27	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Sortimente

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	Nr. 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 Stück
36	Nr. 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 Stück

#### Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
46	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 Stück
36	Nr. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 Stück

<sup>1)</sup>(36) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup>(36) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

(46) beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer 2. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	Nr. 1-32 (2)			888-064-00	64 Stück
37	Nr. 1-32 (2)			889-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 Stück
37	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 Stück	882-001-00	10 Stück
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 Stück	882-002-00	10 Stück
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 Stück	882-003-00	10 Stück
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 Stück	882-004-00	10 Stück
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 Stück	882-005-00	10 Stück
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 Stück	882-006-00	10 Stück
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 Stück	882-007-00	10 Stück
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 Stück	882-008-00	10 Stück
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 Stück	882-009-00	10 Stück
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 Stück	882-010-00	10 Stück
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 Stück	882-011-00	10 Stück
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 Stück	882-012-00	10 Stück
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 Stück	882-013-00	10 Stück
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 Stück	882-014-00	10 Stück
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 Stück	882-015-00	10 Stück
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 Stück	882-016-00	10 Stück
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 Stück	882-017-00	10 Stück
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 Stück	882-018-00	10 Stück
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 Stück	882-019-00	10 Stück
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 Stück	882-020-00	10 Stück
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 Stück	882-021-00	10 Stück
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 Stück	882-022-00	10 Stück
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 Stück	882-023-00	10 Stück
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 Stück	882-024-00	10 Stück
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 Stück	882-025-00	10 Stück
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 Stück	882-026-00	10 Stück
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 Stück	882-027-00	10 Stück
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 Stück	882-028-00	10 Stück
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 Stück	882-029-00	10 Stück
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 Stück	882-030-00	10 Stück
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 Stück	882-031-00	10 Stück
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 Stück	882-032-00	10 Stück
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 Stück	882-033-00	10 Stück
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 Stück	882-034-00	10 Stück
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-335-22	1 Stück	882-035-00	10 Stück
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 Stück	882-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-131-10 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 Stück	883-001-00	10 Stück
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 Stück	883-002-00	10 Stück
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 Stück	883-003-00	10 Stück
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 Stück	883-004-00	10 Stück
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 Stück	883-005-00	10 Stück
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 Stück	883-006-00	10 Stück
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 Stück	883-007-00	10 Stück
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 Stück	883-008-00	10 Stück
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 Stück	883-009-00	10 Stück
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 Stück	883-010-00	10 Stück
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 Stück	883-011-00	10 Stück
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 Stück	883-012-00	10 Stück
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 Stück	883-013-00	10 Stück
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 Stück	883-014-00	10 Stück
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 Stück	883-015-00	10 Stück
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 Stück	883-016-00	10 Stück
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 Stück	883-017-00	10 Stück
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 Stück	883-018-00	10 Stück
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 Stück	883-019-00	10 Stück
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 Stück	883-020-00	10 Stück
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 Stück	883-021-00	10 Stück
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 Stück	883-022-00	10 Stück
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 Stück	883-023-00	10 Stück
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 Stück	883-024-00	10 Stück
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 Stück	883-025-00	10 Stück
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 Stück	883-026-00	10 Stück
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 Stück	883-027-00	10 Stück
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 Stück	883-028-00	10 Stück
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 Stück	883-029-00	10 Stück
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 Stück	883-030-00	10 Stück
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 Stück	883-031-00	10 Stück
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 Stück	883-032-00	10 Stück
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 Stück	883-033-00	10 Stück
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 Stück	883-034-00	10 Stück
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 Stück	883-035-00	10 Stück
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 Stück	883-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 818-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißt mit Bukkalröhrchen 822-131-20 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 Stück	884-001-00	10 Stück
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 Stück	884-002-00	10 Stück
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 Stück	884-003-00	10 Stück
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 Stück	884-004-00	10 Stück
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 Stück	884-005-00	10 Stück
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 Stück	884-006-00	10 Stück
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 Stück	884-007-00	10 Stück
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 Stück	884-008-00	10 Stück
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 Stück	884-009-00	10 Stück
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 Stück	884-010-00	10 Stück
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 Stück	884-011-00	10 Stück
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 Stück	884-012-00	10 Stück
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 Stück	884-013-00	10 Stück
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 Stück	884-014-00	10 Stück
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 Stück	884-015-00	10 Stück
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 Stück	884-016-00	10 Stück
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 Stück	884-017-00	10 Stück
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 Stück	884-018-00	10 Stück
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 Stück	884-019-00	10 Stück
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 Stück	884-020-00	10 Stück
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 Stück	884-021-00	10 Stück
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 Stück	884-022-00	10 Stück
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 Stück	884-023-00	10 Stück
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 Stück	884-024-00	10 Stück
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 Stück	884-025-00	10 Stück
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 Stück	884-026-00	10 Stück
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 Stück	884-027-00	10 Stück
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 Stück	884-028-00	10 Stück
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 Stück	884-029-00	10 Stück
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 Stück	884-030-00	10 Stück
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 Stück	884-031-00	10 Stück
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 Stück	884-032-00	10 Stück
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 Stück	884-033-00	10 Stück
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 Stück	884-034-00	10 Stück
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 Stück	884-035-00	10 Stück
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 Stück	884-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit Bukkalröhrchen 818-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit Bukkalröhrchen 822-151-40 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schieblehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
					REF			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 Stück	885-001-00	10 Stück
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 Stück	885-002-00	10 Stück
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 Stück	885-003-00	10 Stück
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 Stück	885-004-00	10 Stück
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 Stück	885-005-00	10 Stück
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 Stück	885-006-00	10 Stück
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 Stück	885-007-00	10 Stück
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 Stück	885-008-00	10 Stück
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 Stück	885-009-00	10 Stück
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 Stück	885-010-00	10 Stück
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 Stück	885-011-00	10 Stück
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 Stück	885-012-00	10 Stück
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 Stück	885-013-00	10 Stück
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 Stück	885-014-00	10 Stück
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 Stück	885-015-00	10 Stück
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 Stück	885-016-00	10 Stück
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 Stück	885-017-00	10 Stück
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 Stück	885-018-00	10 Stück
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 Stück	885-019-00	10 Stück
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 Stück	885-020-00	10 Stück
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 Stück	885-021-00	10 Stück
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 Stück	885-022-00	10 Stück
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 Stück	885-023-00	10 Stück
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 Stück	885-024-00	10 Stück
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 Stück	885-025-00	10 Stück
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 Stück	885-026-00	10 Stück
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 Stück	885-027-00	10 Stück
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 Stück	885-028-00	10 Stück
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 Stück	885-029-00	10 Stück
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 Stück	885-030-00	10 Stück
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 Stück	885-031-00	10 Stück
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 Stück	885-032-00	10 Stück
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 Stück	885-033-00	10 Stück
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 Stück	885-034-00	10 Stück
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 Stück	885-035-00	10 Stück
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 Stück	885-036-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit Bukkalröhren 818-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit Bukkalröhren 822-151-30 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.





- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	∅ mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 Stück
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 Stück
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 Stück
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 Stück
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 Stück
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 Stück
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 Stück
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 Stück
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 Stück
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 Stück
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 Stück
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 Stück
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 Stück
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 Stück
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 Stück
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 Stück
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 Stück
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 Stück
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 Stück
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 Stück
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 Stück
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 Stück
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 Stück
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 Stück
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 Stück
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 Stück
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 Stück
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 Stück
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 Stück
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 Stück
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 Stück
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 Stück
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 Stück
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 Stück
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 Stück
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 Stück
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 Stück
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 Stück
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 Stück
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 Stück
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 Stück
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 Stück
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 Stück
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 Stück
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 Stück
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 Stück
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 Stück
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 Stück
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 Stück
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 Stück
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 Stück
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 Stück
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 Stück
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 Stück
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 Stück
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 Stück
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 Stück
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 Stück
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 Stück
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 Stück
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 Stück
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 Stück
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 2. Molarenbänder, rechts

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	∅ mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 Stück
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 Stück
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 Stück
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 Stück
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 Stück
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 Stück
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 Stück
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 Stück
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 Stück
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 Stück
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 Stück
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 Stück
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 Stück
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 Stück
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 Stück
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 Stück
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 Stück
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 Stück
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 Stück
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 Stück
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 Stück
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 Stück
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 Stück
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 Stück
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 Stück
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 Stück
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 Stück
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 Stück
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 Stück
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 Stück
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 Stück
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## dentaform® / Einzelpackungen

- einfache Adaptierung
- etwas weichere Bandqualität (im Vergleich zu dentaform® Snap)
- anatomisch vorgeformt
- sehr gute Passgenauigkeit
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 2. Molarenbänder, links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 Stück
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 Stück
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 Stück
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 Stück
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 Stück
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 Stück
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 Stück
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 Stück
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 Stück
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 Stück
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 Stück
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 Stück
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 Stück
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 Stück
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 Stück
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 Stück
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 Stück
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 Stück
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 Stück
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 Stück
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 Stück
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 Stück
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 Stück
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 Stück
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 Stück
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 Stück
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 Stück
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 Stück
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 Stück
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 Stück
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 Stück
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 Stück

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißte		unbeschweißte	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
15-14 / 24-25	Nr. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißte		unbeschweißte	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
15-14 / 24-25	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 Stück

#### Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißte		unbeschweißte	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
15-14 / 24-25	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 Stück

<sup>1)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer 1. Prämolarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißte		unbeschweißte	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
44 / 34	Nr. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißte		unbeschweißte	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
44 / 34	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 Stück

<sup>1)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 2. Prämolarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
45 / 35	Nr. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22	REF	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
45 / 35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22	REF	150 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	Nr. 1-32 (2)			865-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 Stück

#### Maxi

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	Nr. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 Stück

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Nr. 1-32 (2)			872-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 Stück

\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Nr. 1-32 (2)			873-064-00	64 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweißt		unbeschweißt	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 Stück

\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Standard Bänder / Sortimente

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- Auslieferung in einer Lade (geeignet für Sortimentsschrank REF 890-414-00)
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer Eckzahnblätter

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
13 / 23	Nr. 1-20 (2)			855-050-00	50 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
13 / 23	Nr. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Unterkiefer Eckzahnblätter

#### Mini

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
43 / 33	Nr. 1-16 (2)			857-042-00	42 Stück

#### Medium

Zahn	Bandgrößen (Inhalt pro Größe)	beschweiß		unbeschweiß	Menge
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
43 / 33	Nr. 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhaken) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. und 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		REF	
15-14 / 24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 Stück	860-101-00	10 Stück
15-14 / 24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 Stück	860-102-00	10 Stück
15-14 / 24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 Stück	860-103-00	10 Stück
15-14 / 24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 Stück	860-104-00	10 Stück
15-14 / 24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 Stück	860-105-00	10 Stück
15-14 / 24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 Stück	860-106-00	10 Stück
15-14 / 24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 Stück	860-107-00	10 Stück
15-14 / 24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 Stück	860-108-00	10 Stück
15-14 / 24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 Stück	860-109-00	10 Stück
15-14 / 24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 Stück	860-110-00	10 Stück
15-14 / 24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 Stück	860-111-00	10 Stück
15-14 / 24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 Stück	860-112-00	10 Stück
15-14 / 24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 Stück	860-113-00	10 Stück
15-14 / 24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 Stück	860-114-00	10 Stück
15-14 / 24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 Stück	860-115-00	10 Stück
15-14 / 24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 Stück	860-116-00	10 Stück
15-14 / 24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 Stück	860-117-00	10 Stück
15-14 / 24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 Stück	860-118-00	10 Stück
15-14 / 24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 Stück	860-119-00	10 Stück
15-14 / 24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 Stück	860-120-00	10 Stück
15-14 / 24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 Stück	860-121-00	10 Stück
15-14 / 24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 Stück	860-122-00	10 Stück
15-14 / 24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 Stück	860-123-00	10 Stück
15-14 / 24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 Stück	860-124-00	10 Stück
15-14 / 24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 Stück	860-125-00	10 Stück
15-14 / 24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 Stück	860-126-00	10 Stück
15-14 / 24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 Stück	860-127-00	10 Stück
15-14 / 24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 Stück	860-128-00	10 Stück
15-14 / 24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 Stück	860-129-00	10 Stück
15-14 / 24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 Stück	860-130-00	10 Stück
15-14 / 24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 Stück	860-131-00	10 Stück
15-14 / 24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 Stück	860-132-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-206-02 und Doppelhaken 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-218-02 und Doppelhaken 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälften
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
44 / 34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
44 / 34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
44 / 34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
44 / 34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
44 / 34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
44 / 34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
44 / 34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
44 / 34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
44 / 34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
44 / 34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
44 / 34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
44 / 34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
44 / 34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
44 / 34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
44 / 34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
44 / 34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
44 / 34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
44 / 34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
44 / 34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
44 / 34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
44 / 34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
44 / 34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
44 / 34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
44 / 34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
44 / 34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
44 / 34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
44 / 34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
44 / 34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
44 / 34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
44 / 34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
44 / 34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
44 / 34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-210-02 und Doppelhäkchen 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweißte mit equilibrium® 2 Bracket 790-222-02 und Doppelhäkchen 750-602-10



\* The Dentaum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhaken) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 2. Prämolarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
45 / 35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 Stück	861-101-00	10 Stück
45 / 35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 Stück	861-102-00	10 Stück
45 / 35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 Stück	861-103-00	10 Stück
45 / 35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 Stück	861-104-00	10 Stück
45 / 35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 Stück	861-105-00	10 Stück
45 / 35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 Stück	861-106-00	10 Stück
45 / 35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 Stück	861-107-00	10 Stück
45 / 35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 Stück	861-108-00	10 Stück
45 / 35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 Stück	861-109-00	10 Stück
45 / 35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 Stück	861-110-00	10 Stück
45 / 35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 Stück	861-111-00	10 Stück
45 / 35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 Stück	861-112-00	10 Stück
45 / 35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 Stück	861-113-00	10 Stück
45 / 35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 Stück	861-114-00	10 Stück
45 / 35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 Stück	861-115-00	10 Stück
45 / 35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 Stück	861-116-00	10 Stück
45 / 35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 Stück	861-117-00	10 Stück
45 / 35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 Stück	861-118-00	10 Stück
45 / 35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 Stück	861-119-00	10 Stück
45 / 35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 Stück	861-120-00	10 Stück
45 / 35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 Stück	861-121-00	10 Stück
45 / 35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 Stück	861-122-00	10 Stück
45 / 35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 Stück	861-123-00	10 Stück
45 / 35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 Stück	861-124-00	10 Stück
45 / 35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 Stück	861-125-00	10 Stück
45 / 35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 Stück	861-126-00	10 Stück
45 / 35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 Stück	861-127-00	10 Stück
45 / 35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 Stück	861-128-00	10 Stück
45 / 35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 Stück	861-129-00	10 Stück
45 / 35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 Stück	861-130-00	10 Stück
45 / 35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 Stück	861-131-00	10 Stück
45 / 35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 Stück	861-132-00	10 Stück

<sup>1)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-211-02 und Doppelhaken 750-602-10

<sup>2)</sup> beschweiß mit equilibrium® 2 Bracket 790-223-02 und Doppelhaken 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17-16 / 26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				REF	
17-16 / 26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-001-00	10 Stück
17-16 / 26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-002-00	10 Stück
17-16 / 26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-003-00	10 Stück
17-16 / 26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-004-00	10 Stück
17-16 / 26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-005-00	10 Stück
17-16 / 26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-006-00	10 Stück
17-16 / 26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-007-00	10 Stück
17-16 / 26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-008-00	10 Stück
17-16 / 26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-009-00	10 Stück
17-16 / 26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-010-00	10 Stück
17-16 / 26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-011-00	10 Stück
17-16 / 26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-012-00	10 Stück
17-16 / 26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-013-00	10 Stück
17-16 / 26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-014-00	10 Stück
17-16 / 26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-015-00	10 Stück
17-16 / 26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-016-00	10 Stück
17-16 / 26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-017-00	10 Stück
17-16 / 26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-018-00	10 Stück
17-16 / 26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-019-00	10 Stück
17-16 / 26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-020-00	10 Stück
17-16 / 26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-021-00	10 Stück
17-16 / 26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-022-00	10 Stück
17-16 / 26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-023-00	10 Stück
17-16 / 26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-024-00	10 Stück
17-16 / 26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-025-00	10 Stück
17-16 / 26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-026-00	10 Stück
17-16 / 26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-027-00	10 Stück
17-16 / 26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-028-00	10 Stück
17-16 / 26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-029-00	10 Stück
17-16 / 26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-030-00	10 Stück
17-16 / 26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-031-00	10 Stück
17-16 / 26-27							870-032-00	10 Stück

\* The Dentaarum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaarum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer 1. und 2. Molarenbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißt		Menge	unbeschweißt	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47-46 / 36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 Stück
47-46 / 36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 Stück
47-46 / 36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 Stück
47-46 / 36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 Stück
47-46 / 36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 Stück
47-46 / 36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 Stück
47-46 / 36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 Stück
47-46 / 36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 Stück
47-46 / 36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 Stück
47-46 / 36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 Stück
47-46 / 36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 Stück
47-46 / 36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 Stück
47-46 / 36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 Stück
47-46 / 36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 Stück
47-46 / 36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 Stück
47-46 / 36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 Stück
47-46 / 36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 Stück
47-46 / 36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 Stück
47-46 / 36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 Stück
47-46 / 36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 Stück
47-46 / 36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 Stück
47-46 / 36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 Stück
47-46 / 36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 Stück
47-46 / 36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 Stück
47-46 / 36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 Stück
47-46 / 36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 Stück
47-46 / 36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 Stück
47-46 / 36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 Stück
47-46 / 36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 Stück
47-46 / 36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 Stück
47-46 / 36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 Stück
47-46 / 36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 Stück

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Oberkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweißte		Menge	unbeschweißte	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
13 / 23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 Stück
13 / 23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 Stück
13 / 23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 Stück
13 / 23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 Stück
13 / 23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 Stück
13 / 23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 Stück
13 / 23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 Stück
13 / 23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 Stück
13 / 23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 Stück
13 / 23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 Stück
13 / 23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 Stück
13 / 23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 Stück
13 / 23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 Stück
13 / 23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 Stück
13 / 23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 Stück
13 / 23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 Stück
13 / 23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 Stück
13 / 23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 Stück
13 / 23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 Stück
13 / 23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 Stück
13 / 23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 Stück
13 / 23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 Stück
13 / 23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 Stück
13 / 23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 Stück
13 / 23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 Stück

\* The Denta-urum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Denta-urum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Standard Bänder / Einzelpackungen

- universell einsetzbar für rechte und linke Kieferhälfte
- unbeschweißte Bänder (mit und ohne Doppelhäkchen) ideal geeignet für die Herbst-Technik (kostenloser Doppelbänder-Schweißservice auf Anfrage)
- sicherer Halt und optimale Haftung durch raue Bandinnenfläche
- eine individuelle Beschweißung, z.B. nach McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, ist auf Wunsch möglich

Zur Ermittlung des größten mesio-distalen Durchmessers der Zahnkrone empfehlen wir unsere Dental-Schiebelehre (REF 042-751-00).

### Unterkiefer Eckzahnbänder, rechts und links

Zahn	Bandgröße	Bandstärke	Ø mesial-distal	beschweiß		Menge	unbeschweiß	Menge
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
43 / 33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 Stück
43 / 33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 Stück
43 / 33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 Stück
43 / 33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 Stück
43 / 33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 Stück
43 / 33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 Stück
43 / 33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 Stück
43 / 33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 Stück
43 / 33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 Stück
43 / 33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 Stück
43 / 33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 Stück
43 / 33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 Stück
43 / 33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 Stück
43 / 33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 Stück
43 / 33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 Stück
43 / 33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 Stück
43 / 33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 Stück
43 / 33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 Stück
43 / 33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 Stück
43 / 33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 Stück
43 / 33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 Stück

\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Zubehör



### Bandmaterial

auf Rolle

Weich, Oberseite hochglanzpoliert, Unterseite matt.

Stärke x Breite	Länge	REF	Menge
0,10 mm x 3,80 mm / 4 x 150	10 m	<b>812-038-00</b>	1 Stück
0,12 mm x 4,55 mm / 5 x 180	10 m	<b>813-045-00</b>	1 Stück
0,15 mm x 4,55 mm / 6 x 180	10 m	<b>814-045-00</b>	1 Stück



### Matrizenband

auf Rolle

Werkstoff-Nr.: 1.4310

federhart

Stärke x Breite	Länge	REF	Menge
0,05 mm x 5,00 mm	1 m	<b>831-601-00</b>	1 Stück
0,05 mm x 5,00 mm	10 m	<b>831-701-00</b>	1 Stück
0,05 mm x 6,00 mm	1 m	<b>831-606-00</b>	1 Stück
0,05 mm x 7,00 mm	1 m	<b>831-603-00</b>	1 Stück
0,05 mm x 7,00 mm	10 m	<b>831-703-00</b>	1 Stück



**Sortimentsschrank****Standardausführung Kunststoff**

Für vorgeformte Bänder, 10 Laden (ohne Inhalt und Tiefzieheinsätze).

Maße (H x B x T)	REF	Menge
31 cm x 27,5 cm x 25 cm	<b>890-414-00</b>	1 Stück

**Laden mit Deckel und Tiefzieheinsätzen**

Für Sortimentsschrank (REF 890-414-00).

Beschriftung	REF	Menge
Standard OK Eckzahnbänder	<b>890-420-00</b>	1 Stück
Standard UK Eckzahnbänder	<b>890-421-00</b>	1 Stück
Standard OK Prämolarenbänder	<b>890-422-00</b>	1 Stück
Standard UK Prämolarenbänder	<b>890-423-00</b>	1 Stück
Standard OK Molarenbänder	<b>890-424-00</b>	1 Stück
Standard UK Molarenbänder	<b>890-425-00</b>	1 Stück
dentaform® OK 1. Molarenbänder, rechts	<b>890-426-00</b>	1 Stück
dentaform® OK 1. Molarenbänder, links	<b>890-427-00</b>	1 Stück
dentaform® OK 2. Molarenbänder, rechts	<b>890-428-00</b>	1 Stück
dentaform® OK 2. Molarenbänder, links	<b>890-429-00</b>	1 Stück
dentaform® UK 1. Molarenbänder, rechts	<b>890-430-00</b>	1 Stück
dentaform® UK 1. Molarenbänder, links	<b>890-431-00</b>	1 Stück
dentaform® UK 2. Molarenbänder, rechts	<b>890-432-00</b>	1 Stück
dentaform® UK 2. Molarenbänder, links	<b>890-433-00</b>	1 Stück
Klebeteknik	<b>890-412-00</b>	1 Stück
ohne Beschriftung	<b>890-406-00</b>	1 Stück



## Zubehör



### Stopper

Für Sortimentsschrank (REF 890-414-00).

REF 890-414-10

1 Stück



### Kopfaufbaurahmen

Für die individuelle Zusammenstellung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).  
Ohne Stopper (REF 890-414-10).

REF 890-402-00

1 Stück



### Aufbaurahmen

Für die individuelle Erweiterung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).  
Inkl. Stopper (REF 890-414-10).

REF 890-407-00

1 Stück



### Fußplatte

Für die individuelle Zusammenstellung des Sortimentsschranks (REF 890-414-00).  
Ohne Stopper (REF 890-414-10).

REF 890-403-00

1 Stück



Lined area for writing or notes, consisting of multiple horizontal lines.