


Brackets esthétiques.

Pour un sourire encore plus esthétique.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Une nouvelle dimension de l'esthétique.

Une qualité haut de gamme.

Qu'ils soient en métal ou en céramique, les brackets Dentaureum sont tous fabriqués à Ispringen, selon des procédés ultramodernes. Au fil des années, ces procédés ont été optimisés et parfaitement harmonisés les uns avec les autres. L'extrême précision joue ici un rôle central, car elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du traitement orthodontique. Grâce aux techniques de fabrication innovantes telles que le moulage par injection de céramique (CIM – Ceramic Injection Molding), il est possible de fabriquer une grande variété de produits en céramique. Dentaureum a pour vocation de développer en permanence des matériaux esthétiques, afin de mieux répondre à une demande de plus en plus croissante en brackets en céramique.



discovery® pearl
Naturellement fascinant.



Système FDI

18 17 16 15 14 13 12 11													21 22 23 24 25 26 27 28							
8 7 6 5 4 3 2 1													1 2 3 4 5 6 7 8							
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	L		
48 47 46 45 44 43 42 41													31 32 33 34 35 36 37 38							



Naturellement fascinant.



Une qualité et des performances maximales. Sans concession aucune.

discovery® pearl repousse les limites de l'esthétique, de la qualité et des performances. Une fois collé à la dent, discovery® pearl s'adapte parfaitement à l'environnement dentaire, du fait de sa teinte et de sa translucidité élevée.

Ce bracket est tout en céramique, sans inserts métalliques gênants dans la gorge. Il est fabriqué d'un seul tenant, à partir d'un moulage par injection de céramique (CIM – Ceramic Injection Molding) dans des unités de production modernes.

Dans le cadre de la conception assistée par ordinateur, la base du bracket a été adaptée de manière optimale à la forme de la dent, ce qui facilite le positionnement de ce dernier sur celle-ci. La numérotation FDI apposée sur la base ainsi qu'un système comprenant des positionneurs colorés permettent d'assigner facilement le bracket à la dent respective. Ces positionneurs vous permettent également d'aligner et de placer facilement le bracket.

Grâce à sa base structurée au laser, le discovery® pearl présente de bonnes valeurs d'adhérence et garantit une dépose sûre. Les résultats thérapeutiques obtenus avec ce bracket répondent donc pleinement aux nombreuses exigences en matière de correction des malpositions dentaires.



Caractéristiques fiables :

Géométrie éprouvée des brackets discovery®

garante d'une bonne combinabilité entre les brackets discovery® en métal et en céramique.

Adaptation parfaite de la teinte du bracket

à celle de la dent naturelle. Si parfaite que le bracket passe inaperçu.

Positionneurs colorés

facilitant le positionnement du bracket sur la dent.

Dimensions optimales

un bracket petit par la taille, grand par l'efficacité thérapeutique.


Base anatomique

garante d'une assise parfaite du bracket sur la dent.

Base structurée au laser et numérotation FDI

pour un collage optimal et une dépose impeccable.

Assortiment pour un cas également disponible sans positionneur.



Brackets esthétiques

Brackets en céramique discovery® pearl / Assortiments



Roth 18/22

Crochet sur 3èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-701-03	722-701-03	718-701-73	722-701-73	6 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25	718-701-05	722-701-05	718-701-75	722-701-75	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-701-63	722-701-63	718-701-83	722-701-83	12 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-701-65	722-701-65	718-701-85	722-701-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Roth 18/22

Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-741-60	722-741-60	718-741-80	722-741-80	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-741-65	722-741-65	718-741-85	722-741-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets en céramique discovery® pearl / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Crochet sur 3èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-702-03	722-702-03	718-702-73	722-702-73	6 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25	718-702-05	722-702-05	718-702-75	722-702-75	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-702-63	722-702-63	718-702-83	722-702-83	12 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-702-65	722-702-65	718-702-85	722-702-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-742-60	722-742-60	718-742-80	722-742-80	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-742-65	722-742-65	718-742-85	722-742-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Brackets esthétiques

Brackets en céramique discovery® pearl / Réassort



Roth 18/22

avec positionneur

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-11	722-701-11	1 pièce
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-21	722-701-21	1 pièce
12	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-12	722-701-12	1 pièce
22	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-22	722-701-22	1 pièce
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-13	722-741-13	1 pièce
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-23	722-741-23	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-14	722-701-14	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-24	722-701-24	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-14	722-741-14	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-24	722-741-24	1 pièce
15	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-15	722-701-15	1 pièce
25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-25	722-701-25	1 pièce
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-15	722-741-15	1 pièce
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-25	722-741-25	1 pièce



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
41	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-41	722-701-41	1 pièce
31	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-31	722-701-31	1 pièce
42	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-42	722-701-42	1 pièce
32	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-32	722-701-32	1 pièce
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-43	722-741-43	1 pièce
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-33	722-741-33	1 pièce
44	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-44	722-701-44	1 pièce
34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-34	722-701-34	1 pièce
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-44	722-741-44	1 pièce
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-34	722-741-34	1 pièce
45	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-45	722-701-45	1 pièce
35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-35	722-701-35	1 pièce
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-45	722-741-45	1 pièce
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-35	722-741-35	1 pièce

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets en céramique discovery® pearl / Réassort

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

avec positionneur



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-11	722-702-11	1 pièce
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-21	722-702-21	1 pièce
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-12	722-702-12	1 pièce
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-22	722-702-22	1 pièce
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-13	722-742-13	1 pièce
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-23	722-742-23	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-14	722-702-14	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-24	722-702-24	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-14	722-742-14	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-24	722-742-24	1 pièce
15	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-15	722-702-15	1 pièce
25	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-25	722-702-25	1 pièce
15	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-15	722-742-15	1 pièce
25	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-25	722-742-25	1 pièce



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
41	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-41	722-702-41	1 pièce
31	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-31	722-702-31	1 pièce
42	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-42	722-702-42	1 pièce
32	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-32	722-702-32	1 pièce
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-43	722-742-43	1 pièce
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-33	722-742-33	1 pièce
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-44	722-702-44	1 pièce
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-34	722-702-34	1 pièce
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-44	722-742-44	1 pièce
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-34	722-742-34	1 pièce
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-45	722-702-45	1 pièce
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-35	722-702-35	1 pièce
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-45	722-742-45	1 pièce
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-35	722-742-35	1 pièce

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets esthétiques

Assortiments combinés discovery® pearl & smart



Roth 22

Crochet sur 3èmes · avec positionneur

Brackets	Dent	REF (22)	Quantité
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-404-00	20 pièces (1 bracket par dent)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Crochet sur 3èmes · avec positionneur

Brackets	Dent	REF (22)	Quantité
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-400-00	20 pièces (1 bracket par dent)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en céramique discovery® pearl / Accessoires

Instrument de dépôt discovery® pearl stérilisable

Pour déposer facilement et sûrement les
brackets en céramique discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pièce




Dentalastics® pearl

Anneaux à ligature

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces

Couleur	ø intérieur	REF	Quantité
pearl	1,3 mm	774-563-01	1 sachet



Chânette en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Élasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
pearl	1,3 mm	4,6 m	774-236-01	1 rouleau



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl
 - arc translucide pearl
 - anneaux à ligature Dentalastics® pearl
- Maxillaire en plastique.

REF 892-000-18

1 pièce

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

Roth 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl, maxillaire / mandibule 5-5
 - tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series, maxillaire / mandibule 6
 - arc translucide pearl, maxillaire
 - arc Tensic®, mandibule
 - anneaux à ligature Dentalastics® pearl
- Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-21

1 pièce

