

Pinces Premium-Line

Qualité premium – fonction premium.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com






Une gamme couvrant tous les champs d'utilisation.

La gamme de pinces Dentaureum couvre les champs d'utilisation les plus courants aussi bien en orthodontie qu'en prothèse dentaire. L'orthodontiste dispose donc en permanence d'une qualité immuable, d'où un travail plus rapide et efficace.

Made in Germany.

Grâce aux techniques de fabrication bien élaborées incluant des machines ultramodernes ainsi qu'à la longue expérience de nos techniciens, nous mettons à votre service une qualité hors paire, « made in Germany ». Les pinces Dentaureum Premium-Line présentent ainsi une durée de vie extrêmement longue*.





**PREMIUM**
LINE

10 ans de garantie !**



* Pour le nettoyage ainsi que l'entretien des pinces et instruments Dentaaurum, voir la brochure conçue à cet effet (REF 989-590-30). Service de réparation disponible chez le fabricant (p. ex. usure).

** 10 ans de garantie sur les défauts de matière et de fabrication, la chute des embouts, la rupture et la corrosion du corps de la pince, en cas d'usage et d'entretien conformes aux prescriptions. Toute manipulation entraîne une extinction du droit de garantie.

Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince à déconvertir les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series

stérilisable

Avec lame remplaçable.

A utiliser seulement avec les tubes vestibulaires

Ortho-Cast M-Series !

Conditionnement :

Pince complète avec lame ainsi que deux lames de rechange
et 1 clé pour vis à six pans creux

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-805-00

1 pièce



Lames

stérilisable

Pour pince à déconvertir les tubes vestibulaire

Ortho-Cast M-Series, REF 003-805-00.

Conditionnement :

10 lames + 2 vis

REF 038-805-10

10 pièces



Pince spéciale pour la dépose de brackets, incurvée 45°

stérilisable

Pour enlever les brackets à coller et les excédents de colle.

Partie coupante avec angle à 45°, affûtage particulier.

Embouts en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-350-00

1 pièce



Pince à retirer les brackets, droite

stérilisable

Pour la dépose des brackets à coller. Embouts en métal dur.

Longueur : 13,0 cm

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-346-00

1 pièce



Pince à retirer les brackets

stérilisable

Pour défaire le bracket entre sa base et l'adhésif.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-349-00

1 pièce



Embout de rechange synthétique

stérilisable

Pour pinces à retirer les brackets, REF 003-349-00
et 045-005-00.

REF 038-356-00

4 pièces

Pincés Premium-Line / Technique fixe

Pince à retirer les brackets, coudée stérilisable

Pour une dépose facile des brackets linguaux et des brackets situés dans le secteur postérieur. Embouts en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-347-00

1 pièce



Pince à déboguer Oliver-Jones stérilisable

Avec embout de protection interchangeable. Pointe en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 026-347-00

1 pièce



Coiffe synthétique stérilisable

Pour pincés à déboguer Oliver-Jones, REF 026-347-00 et 045-004-00.

REF 039-357-00

10 pièces



Pince Johnson à buteroller stérilisable

Mors recourbés d'un seul côté.

Pour buteroller et lisser bagues et couronnes.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-114-00

1 pièce



Pince à séparer stérilisable

Pour écarter les anneaux de séparation Dentalastics® avant leur positionnement.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 015-160-00

1 pièce



Pince How, droite stérilisable

Pince universelle pour la technique multibrackets.

Spécialement conçue pour la pose des bagues avec brackets présoudés grâce à ses pointes plus fines. Convient aussi pour le secteur antérieur mandibulaire. Ne convient pas pour la dépose de brackets.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-112-00

1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince How, recourbée stérilisable

Cette pince recourbée s'utilise surtout dans le secteur postérieur. Ne convient pas pour la dépose de brackets.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-111-00

1 pièce



Pince coupante Maxi stérilisable

Embouts en métal dur.

Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : \varnothing 1,0 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-266-00

1 pièce



Pince à couper distalement Mini stérilisable

Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets. Petit modèle. Avec dispositif de rétention.

Embouts en métal dur.

Longueur : 12,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-701-00

1 pièce



Pince à couper distalement Mini stérilisable

Avec une poignée plus longue pour raccourcir plus aisément les extrémités des arcs. Petit modèle.

Avec dispositif de rétention. Embouts en métal dur.

Longueur : 14,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-702-00

1 pièce



Pince à couper distalement Maxi stérilisable

Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets. Grand modèle. Avec dispositif de rétention.

Embouts en métal dur.

Longueur : 12,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-700-00

1 pièce



Flush Cutter Mini, avec joint torique en silicone stérilisable

Pour raccourcir les fils ronds en technique multibrackets. Joint torique en silicone en guise de dispositif de rétention élastique, REF 037-356-00. Embouts en métal dur.

Longueur : 11,7 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-705-00

1 pièce

Pincés Premium-Line / Technique fixe

Flush Cutter Maxi, avec joint torique en silicone

stérilisable

Avec une poignée plus longue permettant de raccourcir plus facilement les fils ronds en technique multibrackets. Joint torique en silicone en guise de dispositif de rétention élastique, REF 037-356-00. Embouts en métal dur.

Longueur : 14,2 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-706-00

1 pièce



Joints toriques en silicone

stérilisable

Pour Flush Cutter Mini et Maxi, REF 003-705-00 et 003-706-00.

REF 037-356-00

10 pièces



Pince à sectionner les ligatures Mini

stérilisable

Les mors, aux extrémités parfaitement jointives en position fermée, garantissent la coupe nette de fils mous.

Embouts en métal dur.

Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : \varnothing 0,4 mm, mou

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 014-151-00

1 pièce



Pince à sectionner les ligatures 45°

stérilisable

Partie coupante avec angle à 45° facilite la coupe des ligatures des molaires et prémolaires. Embouts en métal dur.

Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : \varnothing 0,4 mm, mou

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 014-152-00

1 pièce



Pince coupante Medium

stérilisable

Revêtement DLC noir. Coupe nette grâce à la précision des arêtes de coupe. Embouts en métal dur.

Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 016-153-00

1 pièce



Pince Light Wire

stérilisable

Pour pliures de fils particulièrement délicates en technique light wire.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur élastique

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-130-00

1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince Begg Light Wire stérilisable

Pour pliers de fils particulièrement délicates en technique light wire. Avec dispositif de coupe supplémentaire.

Embouts en métal dur.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur élastique

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-130-00

1 pièce



Pince à torque Angle / Tweed stérilisable

Pour tordre les fils de section carrés ou rectangulaires.

Empêche l'écrasement du fil, tenu parallèlement.

Embouts en métal dur.

Pour fil max. : \square 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-442-00

1 pièce



Pince universelle Weingart stérilisable

Pour le positionnement de l'arc et le cintrage de ses extrémités. Pointe striée. Embouts en métal dur.

Convient aussi pour la dépose des brackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-120-00

1 pièce



Pince universelle Weingart Mini stérilisable

Pince aux formes fines. Pour maintenir et positionner l'arc.

Mors striés, fermant avec une précision parfaite.

Ne convient pas pour la dépose de brackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-121-00

1 pièce



Pince pour former les arcs linguaux stérilisable

Pour former des boucles et des échelons en technique linguale.

Largeur des échelons : 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm et 3,0 mm

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-001-00

1 pièce



Pince Nance à former des boucles stérilisable

Mors échelonnés pour former des boucles de longueur différente à partir de fil rond ou rectangulaire.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 000-001-00

1 pièce

Pincés Premium-Line / Technique fixe

Pince Jarabak Light Wire stérilisable

Avec rainures de guidage.
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-125-00

1 pièce



Pince Tweed stérilisable

Pour pliures particulièrement délicates.
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-350-00

1 pièce



Pince Tweed stérilisable

Pour pliures particulièrement délicates. Avec pointe de rechange en métal dur remplaçable par l'utilisateur.
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-351-00

1 pièce



Pointe stérilisable

Pour pince Tweed, REF 012-351-00.

REF 038-357-00

3 pièces



Pince De La Rosa stérilisable

Avec rainures de guidage pour former les arcs de section ronde, carrée ou rectangulaire 16, 18, 22.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-109-00

1 pièce



Pince à façonner les extrémités stérilisable

Pour la fabrication sur mesure et l'activation des arcs linguaux et palatins. Les extrémités des arcs, formées à l'aide de cette pince, sont adaptées à tous les fourreaux linguaux/palatins de Dentaureum \varnothing 2 x 0,9 mm.
Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-185-00

1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince de sertissage Herbst TS / SUS stérilisable

Pour la pose des anneaux d'écartement (fendus) destinés à Herbst TS et SUS.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-710-00

1 pièce



Pince de sertissage stérilisable

Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer les tubes coulissants / de blocage / de butée.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-711-00

1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau, standard stérilisable

Particulièrement résistante, avec un mors plat et un mors arrondi.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-139-00

1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau stérilisable

Particulièrement résistante, avec un mors plat et un mors arrondi. Embouts en métal dur.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-139-00

1 pièce



Pince pour arcs faciaux Magnum stérilisable

Idéale pour tordre les arcs externes des arcs faciaux.

Pour fil max. : \varnothing 1,8 mm

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-180-01

1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique fixe

Pince à galber Extra-Mini stérilisable

Idéale pour former des boucles variées et pour adapter des arcs préformés en technique fixe.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-350-00

1 pièce



Pince à galber Mini stérilisable

Pour former des boucles à partir de fils ronds ou rectangulaires.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-351-00

1 pièce



Pince Hammerhead stérilisable

Pour le pliage de fils/d'arcs en nickel-titane dans les régions molaires. Du fait que les deux extrémités de cette pince épousent parfaitement la forme du fil, les extrémités de celui-ci se plient comme on le souhaite, en actionnant la pince une seule fois.

Pour fil max. : \varnothing 0,45 mm / 18,

☒ 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-355-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Extra-Mini stérilisable

Pour courber fils et arcs en technique fixe. Convient particulièrement pour fils et arcs en nickel-titane tels que rematitan® LITE et Tensic®.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur,

☒ 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-205-00

1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique amovible



Pince à galber Medium

Pour plier de petits ressorts, oeillets et boucles.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-053-00

1 pièce



Pince à galber Maxi

Pour plier des ressorts Coffin, boucles et espaceurs.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-233-00

1 pièce



Pince à galber Ruhland Magnum

Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts de liaison,

des arcs vestibulaires et des boucles en U.

Pour fil max. : \varnothing 1,1 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 001-650-00

1 pièce



Pince Adams Medium

Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.

Avec rainures de guidage.

Longueur : 12,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-514-00

1 pièce



Pince Adams Medium

Avec deux mors rectangulaires, lisses à l'intérieur. Surfaces de travail recouvertes d'éléments en carbure de tungstène.

Longueur : 12,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-515-00

1 pièce



Pince Adams Medium

Avec deux mors rectangulaires, lisses à l'intérieur.

Emboutis en métal dur. Avec rainure de guidage.

Longueur : 12,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur élastique

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-515-00

1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique amovible

Pince Adams Maxi

Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.

Longueur : 14,5 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-094-00

1 pièce



Pince Adams Medium

Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.

Longueur : 14,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-516-00

1 pièce



Pince Adams Maxi

Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.

Embouts en métal dur.

Longueur : 16,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-095-00

1 pièce



Pince à mors plats, large

Mors striés. Avec rainure de guidage.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 033-452-00

1 pièce



Pince à crampons Maxi

Mors striés. Avec rainure de guidage.

Pince à plier et à couper universelle. Embouts en métal dur.

Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

Couper jusqu'à : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 013-522-00

1 pièce



Pince universelle

Avec mors striés et rainures de guidage. Surfaces de travail recouvertes d'éléments en carbure de tungstène.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-290-00

1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique amovible



Pince à mors plats et effilés

Mors lisses à l'intérieur, avec rainure de guidage.

Embouts en métal dur.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur élastique

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-455-00

1 pièce



Pince à mors plats et effilés

Mors striés, avec rainure de guidage. Petite pointe.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 035-455-00

1 pièce



Pince Young

Pince universelle pour former des boucles de toutes dimensions. Idéale pour les arcs vestibulaires.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-074-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Mini

Longueur : 12,5 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-201-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Medium

Longueur : 12,5 cm

Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-200-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Maxi

Puissante.

Longueur : 15,0 cm

Pour fil max. : \varnothing 1,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-202-00

1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique amovible

Pince à former des crochets flèche

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie



REF 012-520-00

1 pièce



Pince à plier des crochets flèche

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie



REF 012-521-00

1 pièce



Pinces EQ-Line / Technique fixe	Page	386
Pinces EQ-Line / Technique amovible	Page	388
Instruments	Page	390
Accessoires	Page	398



Pinces EQ-Line. Instrumentation dentaire.

Des pinces de qualité à prix abordables.

Une palette très diversifiée d'instruments pour le cabinet d'orthodontie et le laboratoire.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



Pinces EQ-Line / Technique fixe



Pince à retirer les brackets stérilisable

Pour enlever les brackets à coller.

REF 045-005-00

1 pièce



Embout de rechange synthétique stérilisable

Pour pince à retirer les brackets, REF 003-349-00 et 045-005-00.

REF 038-356-00

4 pièces



Pince coupante distale stérilisable

Pour couper les extrémités des arcs en technique multibrackets. Avec rétention du fil. Embouts en métal dur. Pour fil max. : \square 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00

1 pièce



Pince coupante Medium stérilisable

Pour couper des arcs et fils. Embouts en métal dur. Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi ! Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-022-00

1 pièce



Pince à débaguer Oliver-Jones stérilisable

Avec coiffe synthétique en plastique remplaçable.

REF 045-004-00

1 pièce



Coiffe synthétique stérilisable

Pour pince à débaguer Oliver-Jones, REF 026-347-00 et 045-004-00.

REF 039-357-00

10 pièces



Pince How, droite stérilisable

Pince universelle pour technique multibrackets. Convient également pour la confection de bagues antérieures personnalisées, grâce à ses pointes saillantes sur un côté.

REF 045-006-00

1 pièce

Pince à torque Angle / Tweed stérilisable

Pour tordre les fils de section carrée ou rectangulaire.
Empêche l'écrasement du fil, tenu parallèlement.
Pour fil max. : \square 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 pièce



Pince universelle Weingart stérilisable

Pour le positionnement de l'arc et le pliage de ses extrémités.
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

REF 045-003-00

1 pièce



Pince Nance à former des boucles stérilisable

Mors échelonnés pour former des boucles de longueur
différente à partir de fil rond ou rectangulaire.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur élastique

REF 045-010-00

1 pièce



Pince Jarabak Light Wire stérilisable

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur élastique

REF 045-009-00

1 pièce



Pince Tweed stérilisable

Pour pliers particulièrement délicates.
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

REF 045-001-00

1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau stérilisable

Modèle résistant, avec un mors plat et un mors arrondi.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-002-00

1 pièce



Pinces EQ-Line / Technique amovible



Pince à galber Medium

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-012-00

1 pièce



Pince à galber Maxi

P. ex. pour former des espaceurs.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 045-013-00

1 pièce



Pince à galber Ruhland Magnum

Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts fermés, des arcs vestibulaires et des boucles en U.

Pour fil max. : \varnothing 1,1 mm, dur

REF 045-014-00

1 pièce



Pince Adams Medium

Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.

Avec rainures de guidage.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-015-00

1 pièce



Pince Adams Maxi

Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.

Avec rainure de guidage.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 045-016-00

1 pièce



Pince Adams Maxi

Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 045-017-00

1 pièce



Pince à crampons Maxi

Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

Couper jusqu'à : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-019-00

1 pièce

Pinces EQ-Line / Technique amovible

Pince à mors plats et effilés

Lisse, avec rainure de guidage. Petite pointe.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-018-00

1 pièce



Pince à boucles Young

Pince universelle pour former des boucles de toutes dimensions. Idéale pour les arcs vestibulaires.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-011-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Extra-Mini

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 045-020-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Mini

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 045-007-00

1 pièce



Pince trois becs Aderer Medium

Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

REF 045-008-00

1 pièce



Pince coupante articulée Magnum

Grâce à l'effet de levier, un minimum de force est requis.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : \varnothing 1,3 mm, dur

REF 044-177-00

1 pièce



Instruments



**Précelle
stérilisable**

Pour la mise en place des brackets. L'extrémité arrière de la pince sert à l'angulation des brackets.
Très fine et faite d'une seule pièce.

REF 025-277-00

1 pièce



**Précelle
stérilisable**

Avec dispositif long facilitant la mise en place et l'angulation.
Pour la mise en place des brackets. L'extrémité arrière de la pince sert à l'angulation des brackets.

REF 025-276-00

1 pièce



**Précelle
stérilisable**

Pour les dents postérieures.

Particulièrement indiqué pour la mise en place de brackets et de tubes vestibulaires dans le secteur postérieur.

REF 025-279-00

1 pièce



**Précelle
stérilisable**

Précelle au design fin pour un positionnement aisé des brackets et tubes vestibulaires.

REF 025-280-00

1 pièce



**Instrument de dépose discovery® pearl
stérilisable**

Pour déposer facilement et sûrement les brackets en céramique discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pièce



**Instrument sl, pour discovery® sl
stérilisable**

Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants discovery® sl (système Roth), dynamique® m et dynamique® c et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-276-00

1 pièce



**Instrument sl, pour discovery® sl 2.0
stérilisable**

Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants discovery® sl 2.0 (système McLaughlin-Bennett-Trevisi*) et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-277-00

1 pièce

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Scaler, à double extrémité stérilisable

Pour enlever les excédents de colle et de ciment.
Avec dispositif facilitant la mise en place des bagues, strié.

REF 027-349-00

1 pièce



Bande émerisée* stérilisable

Largeur : 4 mm

Couche	REF	Quantité
double face	018-001-01	12 pièces
simple face	018-002-01	12 pièces



disponible à partir de 2024

Ciseaux

Pour matériau à bagues fin.

Version	REF	Quantité
droite	007-024-00	1 pièce
recourbée	008-025-00	1 pièce



Instrument à placer les bagues pour molaires, en plastique

stérilisable jusqu'à 180 °C max.

Avec pointe triangulaire striée en métal dur.

REF 026-355-00

1 pièce



Plaqueur de bague

selon Mershon

stérilisable

Avec pointe striée de section rectangulaire et poignée très maniable pour une bonne transmission des forces lors de la mise en place des bagues.

REF 024-300-01

1 pièce



Instruments



Croix de marquage pour brackets stérilisable

Permet de déterminer la hauteur entre la gorge du bracket et le bord incisal lors de la pose des bagues ou brackets.

Avec pointes métalliques.

REF 030-390-00

1 pièce



Pince porte-aiguilles Medium

selon Mathieu

stérilisable

Idéale pour les ligatures. Très maniable. Mors striés.

REF 000-030-00

1 pièce



Pince porte-aiguilles Medium, avec anneau

selon Bachmann

stérilisable

Permet de ligaturer plus facilement et sous traction constante avec le majeur. Convient également pour fixer des attelles pour fractures. Mors striés.

REF 000-035-00

1 pièce



Pince porte-aiguilles Mini

selon Mathieu

stérilisable

Avec petits mors finement striés. Pour ligatures en élastomère Dentalastics®. **Ne pas utiliser pour les ligatures métalliques.**

REF 000-031-00

1 pièce



Pince mosquito, sans crochet

stérilisable

Pince pour tenir les couronnes ou poser des ligatures en élastomère Dentalastics®.

REF 000-730-00

1 pièce



Pince mosquito, avec crochet

stérilisable

Sert à poser des ligatures en élastomère Dentalastics®.

REF 000-731-00

1 pièce

Pince mosquito, courbée stérilisable

Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère Dentalastics® en technique linguale.

REF 000-732-00

1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (assemblé), lingual stérilisable

REF 023-279-00

1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (sans poignée), lingual stérilisable

REF 023-279-10

1 pièce



Outil de positionnement, lingual stérilisable

REF 023-278-00

1 pièce



Ligator stérilisable

Instrument servant à ligaturer rapidement une arcade complète et à former des ligatures en 8. La pointe en Y facilite le torsadage de la ligature. Pour fil max. : ø 0,3 mm, mou

REF 023-292-00

1 pièce



Accessoires (pour ligator REF 023-292-00) stérilisable

Pièce de rechange	REF	Quantité
Pointe	023-293-00	1 pièce
Bobine	023-294-00	1 pièce
Vis	023-295-00	1 pièce



Instruments



Tendeur-adaptateur de ligatures stérilisable

Pour ligatures préformées longues, pour la torsion des extrémités et l'adaptation.

REF 022-274-00

1 pièce



Instrument à ligaturer, à double extrémité stérilisable

Pour la torsion et l'adaptation des ligatures.

REF 021-273-00

1 pièce



Instrument à recourber les arcs, à double extrémité

selon Langer

stérilisable

Pour une torsion sûre des extrémités des arcs.
Manche \varnothing : 8 mm

REF 019-000-00

1 pièce



Touret sans torque

Pour former des arcs sans introduire de torque à partir de fils rectangulaires.

Pour fils rectangulaires :

- ☑ 0,41 mm / 16
- ☑ 0,43 mm / 17
- ☑ 0,46 mm / 18
- ☑ 0,51 mm / 20
- ☑ 0,56 mm / 22

Couleur : bleu

REF 004-180-00

1 pièce



Touret avec torque / 16

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.

☑ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°

Couleur : rouge

REF 004-186-00

1 pièce

Touret avec torque / 16 x 16

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.

∅ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

Torque de 0°, 10°, 16° et 23°

Spécialement conçu pour la technique Ricketts®.

Couleur : vert

REF 004-187-00	1 pièce
----------------	---------



Touret avec torque / 18

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.

∅ 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°

Couleur : or

REF 004-182-00	1 pièce
----------------	---------



Touret avec torque / 22

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.

∅ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°

Couleur : argent

REF 004-184-00	1 pièce
----------------	---------



Touret LinguForm sans torque

Pour former des arcs plans à partir de fils ronds ou rectangulaires en technique linguale.

∅ 0,35 mm / 14, ∅ 0,35 mm / 14

∅ 0,41 mm / 16, ∅ 0,41 mm / 16

∅ 0,46 mm / 18, ∅ 0,46 mm / 18

∅ 0,48 mm / 19, ∅ 0,48 mm / 19

∅ 0,51 mm / 20, ∅ 0,51 mm / 20

Couleur : argent

REF 004-190-00	1 pièce
----------------	---------



Dynamomètre à cadran

Avec aiguille mobile pour mesurer les forces de traction et de compression.

Pour effectuer des mesures sur le modèle.

Plage de mesure	REF	Quantité
25 g - 250 g	040-711-00	1 pièce
50 g - 500 g	040-712-00	1 pièce
100 g - 1.000 g	040-713-00	1 pièce



Instruments



Pied à coulisse

selon Beerendonk
Avec pointes longues et fines.
Pour effectuer des mesures sur le modèle.

REF 042-750-00

1 pièce



Pied à coulisse, modèle munichois

Avec pointes extra-fines.
Pour mesurer les largeurs et distances sur le modèle.

REF 042-751-00

1 pièce



Règle orthodontique

selon Bernklau
stérilisable
Matériau : acier inoxydable
Idéale pour mesures diagnostiques intra-orales
ou sur le modèle.

REF 044-730-01

1 pièce



Coin mesureur

Pour vérifier la largeur de l'interstice des plaques d'expansion.

REF 043-720-00

1 pièce



Règle

Matériau : plastique
Pour mesurer les arcs vestibulaires,
crochets Adams, arcs palatins etc.
Couleur : blanc

REF 766-000-00

1 pièce



Règle, modèle munichois

Matériau : acier inoxydable
Graduée en $\frac{1}{2}$ mm et mm.
Longueur : 15,0 cm

REF 044-731-00

1 pièce



Plaqué de mesure

selon Schmuth
Pour la mesure optique et sans parallaxe de l'arcade dentaire.
Lorsque les échelles graduées rouge et noire coïncident, la
parallaxe est corrigée et la mesure peut avoir lieu avec
précision.

REF 003-366-00

1 pièce

Kit selon Korkhaus

Kit avec orthomètre, disque gradué en mm, disque gradué en cm et compas avec fourreau.

REF 029-360-02

1 kit



Orthomètre

Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-364-00

1 pièce



Compas, avec fourreau

Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-361-02

1 pièce




Disque gradué en centimètres

Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-362-00

1 pièce




Disque gradué en millimètres

Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-363-00

1 pièce



Compas tridimensionnel

selon Korkhaus

Permet de contrôler sur le modèle la direction et l'ampleur des déplacements dentaires obtenus. Non homologué pour une utilisation en bouche !

REF 028-353-00

1 pièce



Compas

Modèle standard. Permet d'effectuer des mesures du modèle et de la largeur des dents.

Non homologué pour une utilisation en bouche !

REF 030-395-03

1 pièce



Pointe pour compas


Pour compas (REF 030-395-02 et 030-395-03).

REF 030-396-02

1 pièce



Accessoires



Dôme standard

Matériau : plastique
Avec rapporteur et symboles de dents.
Pour l'analyse des téléradiographies.
Dimensions : 207 mm x 132 mm
Couleur : transparent

REF 004-368-00

1 pièce




Dôme

selon Ricketts®
Matériau : plastique
Pour l'analyse des téléradiographies. Avec échelle graduée en mm, rapporteur et symboles de dents.
Dimensions : 197 mm x 74 mm
Couleur : transparent, clair

REF 004-369-00

1 pièce



Gabarit pour arcs Penta

selon Ricketts®
Matériau : plastique
Sert à définir la taille de l'arc (Penta).
Dimensions : 30,3 cm x 21,6 cm
Couleur : transparent, clair

REF 004-373-00

1 pièce



Feuille de papier calque

Pour l'analyse des téléradiographies. Un côté mat, un côté brillant. Bloc détachable.

Dimensions	REF	Quantité
17,5 cm x 23,5 cm	075-100-00	100 pièces
24 cm x 30 cm	075-101-00	100 pièces

Huile d'entretien et de protection

Pour l'entretien des pinces et instruments.
S'utilise surtout avant la stérilisation.

REF 055-201-00

50 ml



Porte-pinces et porte-fils, combinés

Matériau : plastique

Avec 6 tubes pour les fils en tiges.

Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.

Couleur : transparent, clair

Hauteur : env. 13 cm

Largeur : env. 18 cm

REF 055-101-01

1 pièce



Porte-pinces

Matériau : plastique

Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.

Couleur : transparent, clair

adapté à	Longueur	REF	Quantité
env. 7 pinces	13,0 cm	055-000-00	1 pièce
env. 14 pinces	25,5 cm	055-100-00	1 pièce



Porte-pinces

Matériau : plastique

Pour 15 pinces.

Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.

Dimensions : 30 cm x 20 cm x 6,5 cm (L x P x H)

Couleur : blanc

REF 055-105-00

1 pièce



Accessoires



Porte-fraises aimanté

Partiellement en plastique.

- maintien efficace des instruments grâce à des aimants permanents
- support magnétique fourni sans instruments
- ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool

REF 089-430-00

1 pièce



Porte-fraises

Matériau : plastique

- capacité : 12 fraises ou meulettes. Fourni sans instruments
 - tige ø : 2,35 mm
 - ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool
- Couleur : transparent, clair

REF 089-431-00

1 pièce



Crayon de marquage

Crayon gras

Couleur : blanc

REF 043-700-00

6 pièces

Crayon de marquage

marquages résistants



Couleur	REF	Quantité
noir	043-800-00	1 pièce
rouge	043-900-00	1 pièce

