

Accesorios para brackets



Bite-Bumper™

Técnica de cementado

Material: policarbonato

Accesorio palatino de sobremordida para elevar la mordida profunda en la Clase II.

REF 705-000-00

10 piezas

CE 0470



Botón de titanio con cadena según Watted

Técnica de cementado

Con base esculpida por láser y cadena de titanio.

Para la inserción de anteriores y posteriores mal colocados.

Longitud: 5 cm

REF 750-003-51

1 pieza

CE 0483



Botones

Técnica de cementado

Con base esculpida por láser, planos, angulares. Para incisivos.

Dimensiones (altura x anchura): 3,5 x 3,5 mm

REF 750-002-51

10 piezas

CE 0483



Botones

Técnica de cementado

Con base esculpida por láser, curvos, redondos.

Para caninos y premolares.

Ø 3,0 mm

REF 750-001-51

10 piezas

CE 0483



Ganchos dobles

Técnica de cementado

Con malla en la base para cementado directo, plano.

Para enganchar varios elásticos o resortes de tracción.

Dimensiones (altura x anchura): 3,8 x 3,8 mm

REF 750-602-50

10 piezas

CE 0483



Bases con malla

Técnica de cementado

Anatómicamente contorneadas.

Aplicación	Base	Dimensiones (altura x anchura)	REF	Cantidad
para incisivos	plana	3,8 x 3,8 mm	799-202-00	10 piezas
para caninos y premolares	curva	4,0 x 4,5 mm	799-204-00	10 piezas
para tubos bucales y primeros molares	grande	3,8 x 8,3 mm	799-205-00	10 piezas
para tubos bucales y segundos molares	pequeña	3,0 x 6,5 mm	799-206-00	10 piezas

CE 0483

Malla fina

Para la construcción individual de bases de retención, férulas periodontales etc., 10 x 10 cm.

REF 316-000-00	1 pieza
----------------	---------

CE⁰⁴⁸³



Cera protectora

Como protección de brackets durante el cementado y para recubrimiento de puntos de presión.

Forma de suministro:

50 cajitas con 5 barritas c/u de cera protectora.
Color: blanco

REF 124-305-00	50 x 5 piezas
----------------	---------------

CE



Bandejita portabackets

Con retenciones autoadhesivas para clasificar y formar casos de brackets.

REF 891-002-00	50 piezas
----------------	-----------



Estuche para brackets

Para guardar brackets preseleccionados.

REF 891-001-00	1 pieza
----------------	---------



Estuche para surtidos

Para la clasificación individual de los brackets.

REF 766-003-00	1 pieza
----------------	---------

