

# Alicates Premium-Line.

Calidad Premium – función Premium.



DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)






### **Un programa que cubre todos los campos de aplicación.**

Ya sea para la ortodoncia o bien para la prótesis dental, el programa de alicates de Dentaureum cubre todos los campos de aplicación estándar. El usuario puede recurrir siempre a la misma calidad fiable, hecho que hace el uso más rápido y eficiente.

### **Made in Germany.**

La fabricación por personal especializado con muchos años de experiencia, con técnicas perfeccionadas y con la más moderna maquinaria crean la buena calidad ya proverbial "Made in Germany". Por ello los alicates Premium-Line de Dentaureum también tienen una vida útil muy larga\*.





---

**PREMIUM**  
LINE

10 años de garantía\*\*

---



\* Para la limpieza y el cuidado de los alicates y los instrumentos de Dentaaurum vea las instrucciones REF 989-590-40. Servicio de reparación en fábrica posible (por ejemplo, por desgaste).

\*\* 10 años de garantía por defectos de material o fallos de fabricación, por desprendimiento de los insertos, fractura y corrosión del cuerpo del alicate habiendo sido utilizado y cuidado correctamente. La manipulación invalidará la garantía.

## Alicates Premium-Line / Técnica fija



### Alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series

**esterilizable**

Con cuchilla intercambiable.

*¡Utilizar solo con los tubos bucales Ortho-Cast M-Series!*

**Suministro:**

Alicates con cuchilla, 2 cuchillas de repuesto y 1 llave hexagonal interior

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-805-00

1 pieza



### Cuchilla

**esterilizable**

Para alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series, REF 003-805-00.

**Suministro:**

10 cuchillas + 2 tornillos

REF 038-805-10

10 piezas



### Alicates especiales para quitar brackets, acodados 45°

**esterilizable**

Para quitar brackets de cementado directo y residuos de adhesivo. 45° de angulación de las superficies de corte, afilado especial. Insertos de metal duro.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-350-00

1 pieza



### Alicates para quitar brackets, rectos

**esterilizable**

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el adhesivo. Filos con insertos de metal duro.

**Longitud: 13,0 cm**

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-346-00

1 pieza



### Alicates para quitar brackets

**esterilizable**

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base del bracket y el pegamento.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-349-00

1 pieza



### Punta de plástico

**esterilizable**

Para alicates para quitar brackets, REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00

4 piezas

## Alicates Premium-Line / Técnica fija

### Alicates para quitar brackets, acodados esterilizable

Para quitar con facilidad brackets linguales y brackets posteriores. Insertos de metal duro.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-347-00

1 pieza



### Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable. Punta de acero duro.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 026-347-00

1 pieza



### Caperuza de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas, REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00

10 piezas



### Alicates Johnson para contornear esterilizable

Punta cóncava sólo en un lado.

Para contornear y adaptar bandas y coronas.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-114-00

1 pieza



### Pinzas estira-elásticos esterilizable

Para el estiramiento de los anillos separadores Dentalastics® antes de colocarlos.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 015-160-00

1 pieza



### Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica multibracket.

Gracias a sus puntas delgadas son especialmente apropiados para poner bandas con brackets presoldados.

También apropiados para el sector anterior mandibular.

**No apropiados para descementar brackets.**

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-112-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica fija



### Alicates How, acodados esterilizable

Estos alicates acodados son especialmente apropiados para el sector posterior. **No apropiados para descementar brackets.**

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-111-00

1 pieza



### Alicates de corte lateral Maxi esterilizable

Insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,0 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-266-00

1 pieza



### Alicates de corte distal Mini esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket. Tipo grácil, fino. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro.

**Longitud: 12,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-701-00

1 pieza



### Alicates de corte distal Mini esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar los extremos de los arcos. Tipo grácil, fino.

Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro.

**Longitud: 14,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-702-00

1 pieza



### Alicates de corte distal Maxi esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket. Tipo fuerte. Dispositivo de sujeción del alambre. Insertos de metal duro.

**Longitud: 12,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:

☒ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-700-00

1 pieza



### Flush Cutter Mini, con anillo de silicona esterilizable

Para acortar alambres redondos en la técnica multibracket.

Dispositivo elástico de sujeción del alambre por anillos de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.

**Longitud: 11,7 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,50 mm / 20

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-705-00

1 pieza

## Alicates Premium-Line / Técnica fija

### Flush Cutter Maxi, con anillo de silicona esterilizable

Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo elástico de sujeción del alambre por anillos de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.

**Longitud: 14,2 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,50 mm / 20

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-706-00

1 pieza



### Anillos de silicona esterilizable

Para Flush Cutter Mini y Maxi, REF 003-705-00 y 003-706-00.

REF 037-356-00

10 piezas



### Alicates para cortar ligaduras Mini esterilizable

Los fillos de cierre exacto hasta la punta garantizan un corte liso de los alambres de ligadura blandos. Fillos con insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los fillos!

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,4 mm, blando

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 014-151-00

1 pieza



### Alicates para cortar ligaduras 45° esterilizable

Superficie cortante acodada 45°. Facilita separar las ligaduras en posteriores. Fillos con insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los fillos!

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,4 mm, blando

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 014-152-00

1 pieza



### Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Acabado DLC negro. Superficies de corte lisas, gracias a los bordes de corte exactos. Insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los fillos!

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 016-153-00

1 pieza



### Alicates Light Wire esterilizable

Para dobleces especialmente precisos de alambres en la técnica light wire.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro elástico

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-130-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica fija



### Alicates Light Wire Begg esterilizable

Para dobleces especialmente precisos de alambres en la técnica light wire. Dispositivo de corte adicional. Insertos de metal duro.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro elástico  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-130-00

1 pieza



### Alicates Angle / Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre, gracias a la sujeción paralela. Insertos de metal duro.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  
 $\square$  0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-442-00

1 pieza



### Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos del arco. Puntas estriadas de cierre exacto. Puntas con insertos de metal duro. También apropiados para descementar brackets.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-120-00

1 pieza



### Alicates universales Weingart Mini esterilizable

Tipo muy fino. Para sujetar y posicionar el arco. Puntas estriadas de cierre exacto. **No apropiados para descementar brackets.**  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-121-00

1 pieza



### Alicates para doblar en la técnica lingual esterilizable

Para arcos con escalonados y dobleces de compensación en la técnica lingual.  
Anchura de escalonados: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm y 3,0 mm  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-001-00

1 pieza



### Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 000-001-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica fija

### Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Con ranuras de guía.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro elástico  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-125-00

1 pieza



### Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 012-350-00

1 pieza



### Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos. Con punta de metal duro intercambiable individualmente, que puede ser reemplazada por el propio usuario.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 012-351-00

1 pieza



### Punta esterilizable

Para alicates Tweed para formar asas, REF 012-351-00.

REF 038-357-00

3 piezas



### Alicates De La Rosa para contornear esterilizable

Con ranuras de guía para el contorneado de arcos redondos y rectangulares 16, 18, 22.  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-109-00

1 pieza



### Alicates para doblar barras esterilizable

Para hacer barras palatinas y linguales individuales.  
Los extremos de los alambres doblados con estos alicates se ajustan a todos los tubos de cierre linguales/palatinos  $\varnothing$  2 x 0,9 mm de Dentaurum.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-185-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica fija



### Alicates de sujeción, para Herbst TS / SUS esterilizable

Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-710-00

1 pieza



### Alicates de sujeción esterilizable

Picos con entalladura en forma de V para apretar tubos deslizantes, de sujeción y de tope.

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-711-00

1 pieza



### Alicates Angle Standard para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-139-00

1 pieza



### Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con un pico piramidal y otro cónico.

Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-139-00

1 pieza



### Alicates para doblar barras Magnum esterilizable

Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,8 mm

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-180-01

1 pieza

## Alicates Premium-Line / Técnica fija

### Alicates acanalados Extra-Mini esterilizable

Ideales para doblar todo tipo de pliegues y asas, para adaptar arcos preformados en la técnica fija. Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-350-00

1 pieza



### Alicates acanalados Mini esterilizable

Para hacer pliegues y asas con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-351-00

1 pieza



### Alicates Hammerhead esterilizable

Para doblar arcos y alambres de níquel-titanio en el sector de los molares. Ambas puntas se ajustan como ranura y resorte alrededor del alambre de níquel-titanio, de manera que en los extremos del alambre se consigue el doblez deseado con tan solo un pliegue.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,45 mm / 18,

☒ 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-355-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini esterilizable

Para doblar alambres/arcos en la técnica fija.

Especialmente apropiados para doblar alambres/arcos de níquel-titanio como rematitan® LITE y Tensic®.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro,

☒ 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-205-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica removible



### Alicates acanalados Medium

Para doblar pequeños resortes, ojallillos o asas.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-053-00

1 pieza



### Alicates acanalados Maxi

Para doblar resortes, asas y mantenedores de espacio.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-233-00

1 pieza



### Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión,  
arcos labiales, asas en forma de U.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,1 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 001-650-00

1 pieza



### Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.  
**Con ranuras de guía.**  
**Longitud: 12,0 cm**  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-514-00

1 pieza



### Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.  
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro.  
**Longitud: 12,0 cm**  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-515-00

1 pieza



### Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.  
Insertos de metal duro. Con ranura de guía.  
**Longitud: 12,0 cm**  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro elástico  
**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-515-00

1 pieza

## Alicates Premium-Line / Técnica removible

### Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, interiormente lisos.

**Longitud: 14,5 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-094-00

1 pieza



### Alicates Adams Medium

Con un pico piramidal y uno cónico, interiormente lisos.

**Longitud: 14,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-516-00

1 pieza



### Alicates Adams Maxi

Con un pico piramidal y uno cónico, interiormente lisos.

Insertos de metal duro.

**Longitud: 16,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-095-00

1 pieza



### Alicates de picos planos, anchos

Puntas estriadas. Con ranura de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 033-452-00

1 pieza



### Alicates para doblar alambres Maxi

Puntas estriadas. Con ranura de guía. Alicates universales para doblar y cortar. Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

Corte hasta:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 013-522-00

1 pieza



### Alicates universales para doblar alambres

Con puntas estriadas y ranuras de guía.

Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-290-00

1 pieza



## Alicates Premium-Line / Técnica removible



### Alicates de picos planos

Interior liso, con ranura de guía. Insertos de metal duro.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro elástico

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 004-455-00

1 pieza



### Alicates de picos planos

Interior estriado, con ranura de guía. De picos finos.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 035-455-00

1 pieza



### Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida. Ideales para arcos labiales.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 012-074-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Mini

**Longitud: 12,5 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-201-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Medium

**Longitud: 12,5 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-200-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Maxi

Tipo fuerte.

**Longitud: 15,0 cm**

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,5 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**

REF 003-202-00

1 pieza

## Alicates Premium-Line / Técnica removible

### Alicates para formar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**



REF 012-520-00


1 pieza



### Alicates para doblar ganchos flecha

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**Premium-Line · 10 años de garantía**



REF 012-521-00

1 pieza



Alicates EQ-Line / Técnica fija	Página 386
Alicates EQ-Line / Técnica removible	Página 388
Instrumentos	Página 390
Accesorios	Página 398





# Alicates EQ-Line. Instrumentos dentales.

Alicates de calidad a precios asequibles.  
Un amplio programa para la clínica de ortodoncia  
y el laboratorio.



DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)



## Alicates EQ-Line / Técnica fija



### Alicates para quitar brackets esterilizable

Para quitar brackets.

REF 045-005-00

1 pieza



### Punta de plástico esterilizable

Para alicates para quitar brackets,  
REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00

4 piezas



### Alicates de corte distal esterilizable

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica  
multibracket. Dispositivo de sujeción del alambre.  
Insertos de metal duro.

Espesor o calibre máx. del alambre:

∅ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00

1 pieza



### Alicates de corte lateral Medium esterilizable

Para cortar alambres y arcos. Insertos de metal duro.

¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre  
máximo especificado con el tercio delantero de los filos!

Espesor o calibre máx. del alambre: ∅ 0,7 mm, duro

REF 045-022-00

1 pieza



### Alicates Oliver-Jones para quitar bandas esterilizable

Con caperuza protectora de plástico intercambiable.

REF 045-004-00

1 pieza



### Caperuza de plástico esterilizable

Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas,  
REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00

10 piezas



### Alicates How, rectos esterilizable

Alicates de aplicación universal para la técnica multibracket.

Debido a las puntas delgadas salientes por un lado, estos  
alicates son apropiados también para la elaboración de  
bandas individuales para incisivos.

REF 045-006-00

1 pieza

## Alicates EQ-Line / Técnica fija

### Alicates Angle / Tweed para doblar arcos esterilizable

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre rectangular, gracias a la sujeción paralela.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☑ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 pieza



### Alicates universales Weingart esterilizable

Para la colocación del arco y para doblar los extremos de los arcos.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

REF 045-003-00

1 pieza



### Alicates Nance para formar asas esterilizable

Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes con alambres redondos y rectangulares.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro elástico

REF 045-010-00

1 pieza



### Alicates Light Wire Jarabak esterilizable

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro elástico

REF 045-009-00

1 pieza



### Alicates Tweed para formar asas esterilizable

Para dobleces especialmente finos.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

REF 045-001-00

1 pieza



### Alicates Angle para doblar alambres esterilizable

Modelo fuerte con una punta piramidal y una punta cónica.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-002-00

1 pieza



## Alicates EQ-Line / Técnica removible



### Alicates acanalados Medium

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-012-00

1 pieza



### Alicates acanalados Maxi

P. ej. para formar mantenedores de espacio.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

REF 045-013-00

1 pieza



### Alicates acanalados Ruhland Magnum

Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión, arcos labiales, asas en forma de U.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,1 mm, duro

REF 045-014-00

1 pieza



### Alicates Adams Medium

Con dos picos piramidales, lado interior liso.

Con ranura de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-015-00

1 pieza



### Alicates Adams Maxi

Con dos picos piramidales, lado interior liso.

Con ranura de guía.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

REF 045-016-00

1 pieza



### Alicates Adams Maxi

Con un pico piramidal y otro cónico, lado interior liso.

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

REF 045-017-00

1 pieza



### Alicates para doblar alambres Maxi

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

Corte hasta:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-019-00

1 pieza

## Alicates EQ-Line / Técnica removible

### Alicates de picos planos

Lisos, con ranura de guía. De picos finos.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-018-00

1 pieza



### Alicates Young para formar asas

Alicates universales para hacer asas de varias medidas.  
Ideales para arcos labiales.  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-011-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

REF 045-020-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Mini

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

REF 045-007-00

1 pieza



### Alicates Aderer de tres picos Medium

Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

REF 045-008-00

1 pieza



### Cortafíos de palanca Magnum

Reducida aplicación de fuerza al cortar, gracias a la transmisión de la fuerza por palanca.  
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo especificado con el tercio delantero de los filos!  
Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  1,3 mm, duro

REF 044-177-00

1 pieza



## Instrumentos



### Pinzas esterilizable

Para la colocación de los brackets. El extremo de la pinza permite dar angulación a los brackets. Hechas de una sola pieza, finas, manejables.

REF 025-277-00

1 pieza



### Pinzas esterilizable

Con lengüeta larga de colocación y para dar angulación. Para colocar brackets. El extremo de las pinzas permite dar angulación a los brackets.

REF 025-276-00

1 pieza



### Pinzas esterilizable Para posteriores.

Especialmente apropiadas para colocar brackets y tubos bucales en los posteriores.

REF 025-279-00

1 pieza



### Pinzas esterilizable

Diseño grácil para el posicionamiento sencillo de brackets y tubos bucales.

REF 025-280-00

1 pieza



### Instrumento para descementar discovery® pearl esterilizable

Para el descementado sencillo y seguro de brackets cerámicos discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pieza



### Instrumento sl, para discovery® sl esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl (sistema Roth), dinamique® m y dinamique® c así como para ligar el arco con facilidad.

REF 023-276-00

1 pieza



### Instrumento sl, para discovery® sl 2.0 esterilizable

Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl 2.0 (sistema McLaughlin-Bennett-Trevisi\*) así como para ligar el arco con facilidad.

REF 023-277-00

1 pieza

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Instrumento de doble extremo (scaler) esterilizable

Para quitar restos de adhesivo y de cemento.  
Con punta estriada para adaptar bandas.

REF 027-349-00	1 pieza
----------------	---------



### Tiras de separar\* esterilizable

Anchura: 4 mm

Recubrimiento	REF	Cantidad
bilateral	018-001-01	12 piezas
unilateral	018-002-01	12 piezas



**NUEVO**

### Tijeras

Para bandas delgadas de acero.

Versión	REF	Cantidad
recta	007-024-00	1 pieza
curva	008-025-00	1 pieza



### Adaptador de bandas molares, de plástico esterilizable hasta máx. 180 °C

Con punta triangular estriada de metal duro.

REF 026-355-00	1 pieza
----------------	---------



### Empujador de bandas

según Mershon

esterilizable

Con punta rectangular estriada y mango anatómico para una buena transmisión de la fuerza al colocar bandas.

REF 024-300-01	1 pieza
----------------	---------



## Instrumentos



### Altímetro de estrella para brackets esterilizable

Para la medición de la altura entre el slot y el borde incisal al colocar bandas y brackets.

Con puntas metálicas.

REF 030-390-00

1 pieza



### Portaagujas Medium

según Mathieu

**esterilizable**

Ideal para ligaduras. Muy manejable, modelo acreditado.

Puntas estriadas.

REF 000-030-00

1 pieza



### Portaagujas Medium, con anillo para el dedo

según Bachmann

**esterilizable**

Con el anillo digital bajo tracción constante se puede ligar con mayor rapidez y más facilidad. Apropiado también para férulas de fracturas. Puntas estriadas.

REF 000-035-00

1 pieza



### Portaagujas Mini

según Mathieu

**esterilizable**

Con puntas estriadas especialmente finas. Para ligaduras elastoméricas Dentalastics®. **No para ligaduras de alambre.**

REF 000-031-00

1 pieza



### Pinzas mosquito, sin gancho

**esterilizable**

Pinzas portacoronas o para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-730-00

1 pieza



### Pinzas mosquito, con gancho

**esterilizable**

Para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-731-00

1 pieza



### Pinzas mosquito, acodadas esterilizable

Para colocar y ligar ligaduras elásticas Dentalastics®, especiales para la técnica lingual.

REF 000-732-00

1 pieza



### Espejo bucal con líneas guía (montado), lingual esterilizable

REF 023-279-00

1 pieza



### Espejo bucal con líneas guía (sin mango), lingual esterilizable

REF 023-279-10

1 pieza



### Instrumento de posicionamiento, lingual esterilizable

REF 023-278-00

1 pieza



### Ligador esterilizable

Para el ligado rápido de arcadas y de ligaduras en ocho. Punta en forma de Y-griegga facilita el trenzado de las ligaduras. Espesor o calibre máx. del alambre:  $\varnothing$  0,3 mm, blando

REF 023-292-00

1 pieza



### Accesorio (para ligador REF 023-292-00) esterilizable

Recambio	REF	Cantidad
Punta	023-293-00	1 pieza
Bobina	023-294-00	1 pieza
Tornillo	023-295-00	1 pieza



## Instrumentos



### Adaptador y tensor de ligaduras esterilizable

Para ligaduras preformadas largas, para torcer los extremos y adaptar.

REF 022-274-00

1 pieza



### Adaptador de ligaduras, de dos extremos esterilizable

Para doblar y adaptar ligaduras de alambre.

REF 021-273-00

1 pieza



### Doblador distal, de dos extremos según Langer esterilizable

Facilita el doblado seguro de los extremos del arco.  
Mango  $\varnothing$ : 8 mm

REF 019-000-00

1 pieza



### Formador de arcos sin torque

Para formar arcos planos con alambres rectangulares.

Para alambres rectangulares:

- ☑ 0,41 mm / 16
- ☑ 0,43 mm / 17
- ☑ 0,46 mm / 18
- ☑ 0,51 mm / 20
- ☑ 0,56 mm / 22

Color: azul

REF 004-180-00

1 pieza



### Formador de arcos con torque / 16

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

- ☑ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16
- en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° de torque

Color: rojo

REF 004-186-00

1 pieza

### Formador de arcos con torque / 16 x 16

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

∅ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16

en 0°, 10°, 16° y 23° en torque

Especial para la técnica de Ricketts®.

Color: verde

REF 004-187-00	1 pieza
----------------	---------



### Formador de arcos con torque / 18

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

∅ 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° en torque

Color: oro

REF 004-182-00	1 pieza
----------------	---------



### Formador de arcos con torque / 22

Para formar arcos planos o arcos rectangulares angulados (torque).

∅ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

en 0°, 7°, 10°, 13° y 16° en torque

Color: plateado

REF 004-184-00	1 pieza
----------------	---------



### Formador de arcos LinguForm sin torque

Para el contorneado de arcos planos de alambres redondos o rectangulares para la técnica lingual.

∅ 0,35 mm / 14, ∅ 0,35 mm / 14

∅ 0,41 mm / 16, ∅ 0,41 mm / 16

∅ 0,46 mm / 18, ∅ 0,46 mm / 18

∅ 0,48 mm / 19, ∅ 0,48 mm / 19

∅ 0,51 mm / 20, ∅ 0,51 mm / 20

Color: plateado

REF 004-190-00	1 pieza
----------------	---------



### Dinamómetro de esfera

Con varilla de arrastre que indica la medición de fuerzas de tracción y de presión.

Adecuado para mediciones en el modelo.

Alcance de la escala de medición	REF	Cantidad
25 g - 250 g	040-711-00	1 pieza
50 g - 500 g	040-712-00	1 pieza
100 g - 1.000 g	040-713-00	1 pieza



## Instrumentos



### Calibrador dental

según Beerendonk  
Con puntas largas y finas.  
Apropiado para mediciones en el modelo.

REF 042-750-00

1 pieza



### Calibrador dental modelo München

Con puntas extrafinas.  
Apropiado para mediciones de anchura  
y de distancia en el modelo.

REF 042-751-00

1 pieza



### Medidor de ortodoncia

según Bernklau  
**esterilizable**  
Material: acero inoxidable  
Ideal para todo tipo de mediciones y diagnósticos intraorales  
o sobre modelo.

REF 044-730-01

1 pieza



### Medidor cuneiforme

Para controlar la abertura de las placas de expansión.

REF 043-720-00

1 pieza



### Regla

Material: policarbonato  
Para medir arcos labiales, ganchos Adams,  
barras palatinas, etc.  
Color: blanco

REF 766-000-00

1 pieza



### Regla modelo München

Material: acero inoxidable  
Con escala graduada de  $\frac{1}{2}$  mm y de 1 mm.  
**Longitud: 15,0 cm**

REF 044-731-00

1 pieza



### Placa reticulada

según Schmuth  
Para la medición óptica de arcadas dentales sin errores  
de paralaje. Cuando las dos escalas, negra y roja, coinciden  
entre sí las mediciones están libres de paralaje.

REF 003-366-00

1 pieza

### Set de instrumentos según Korkhaus

Set con ortómetro, disco mm, disco cm y compás con manguito protector.

REF 029-360-02	1 set
----------------	-------



### Ortómetro

Para el instrumento según Korkhaus (REF 029-360-01 y 029-360-02).

REF 029-364-00	1 pieza
----------------	---------



### Compás, con manguito protector

Para el instrumento según Korkhaus (REF 029-360-01 y 029-360-02).


REF 029-361-02	1 pieza
----------------	---------



### Disco graduado en centímetros

Para el instrumento según Korkhaus (REF 029-360-01 y 029-360-02).


REF 029-362-00	1 pieza
----------------	---------



### Disco graduado en milímetros

Para el instrumento según Korkhaus (REF 029-360-01 y 029-360-02).

REF 029-363-00	1 pieza
----------------	---------



### Compás tridimensional

según Korkhaus

Colocándolo sobre el modelo se puede controlar dirección y extensión de los movimientos dentarios alcanzados.

¡No está permitido su empleo en boca!

REF 028-353-00	1 pieza
----------------	---------



### Compás

Tipo estándar. Colocándolo sobre el modelo pueden medirse las anchuras de los dientes y las dimensiones del modelo.

¡No está permitido su empleo en boca!

REF 030-395-03	1 pieza
----------------	---------




### Punta para compás

Para compás ortodóntico (REF 030-395-02 y REF 030-395-03).

REF 030-396-02	1 pieza
----------------	---------




## Accesorios



### Plantilla para calcos cefalométricos estándar

Material: policarbonato  
 Con goniómetro y molduras de los dientes para calcar.  
 Para la evaluación de teleradiografías.  
 Dimensiones: 207 mm x 132 mm  
 Color: transparente


REF 004-368-00	1 pieza
----------------	---------



### Plantilla para calcos cefalométricos según Ricketts®

Material: policarbonato  
 Para la evaluación de teleradiografías. Con escala en mm, goniómetro y molduras de los dientes para calcar.  
 Dimensiones: 197 mm x 74 mm  
 Color: transparente, incoloro

REF 004-369-00	1 pieza
----------------	---------



### Plantilla para arcos Penta

según Ricketts®  
 Material: policarbonato  
 Para hallar la forma de los arcos Penta.  
 Dimensiones: 30,3 cm x 21,6 cm  
 Color: transparente, incoloro

REF 004-373-00	1 pieza
----------------	---------



### Papel de acetato

Para calcar teleradiografías. Un lado mate, un lado brillante. Bloc.

Dimensiones	REF	Cantidad
17,5 cm x 23,5 cm	075-100-00	100 piezas
24 cm x 30 cm	075-101-00	100 piezas

### Aceite protector y de cuidado

Para el cuidado de alicates e instrumentos.

Utilización especialmente antes de la esterilización.

REF 055-201-00	50 ml
----------------	-------



### Soporte combinado para alicates y alambres

Material: policarbonato

Con 6 tubos para alambres en barras.

No apto para desinfectantes que contengan etanol, fenol o alcohol.

Color: transparente, incoloro

Altura: aprox. 13 cm

Anchura: aprox. 18 cm

REF 055-101-01	1 pieza
----------------	---------



### Soporte porta-alicates

Material: policarbonato

No apto para desinfectantes que contengan etanol, fenol o alcohol.

Color: transparente, incoloro

apropiado para	Longitud	REF	Cantidad
aprox. 7 alicates	13,0 cm	055-000-00	1 pieza
aprox. 14 alicates	25,5 cm	055-100-00	1 pieza



### Soporte porta-alicates

Material: policarbonato

**Para 15 alicates.**

No apto para desinfectantes que contengan etanol, fenol o alcohol.

Dimensiones: 30 cm x 20 cm x 6,5 cm

(anchura x profundidad x altura)

Color: blanco

REF 055-105-00	1 pieza
----------------	---------



## Accesorios



### Fresero magnético

Parcialmente de plástico.

- sujeción segura de los instrumentos mediante imán constante
- fresero magnético sin instrumentos
- no apto para desinfectantes que contengan etanol, fenol o alcohol

REF 089-430-00

1 pieza



### Fresero

Material: policarbonato

• para 12 fresas o puntas montadas. Fresero sin instrumentos.

- mango ø: 2,35 mm
- no apto para desinfectantes que contengan etanol, fenol o alcohol

Color: transparente, incoloro

REF 089-431-00

1 pieza



### Lápiz de marcar

Lápiz grueso

Color: blanco

REF 043-700-00

6 piezas

### Marcador

de tinta indeleble



Color	REF	Cantidad
negro	043-800-00	1 pieza
rojo	043-900-00	1 pieza



