

Aparatos de Clase II.

Garantía de éxito.




DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





El camino ideal a la Clase I.



SUS³ – la mejor terapia para su Clase II.

El SUS³ – Sabbagh Universal Spring – es un elemento telescópico con resorte de aplicación intermaxilar universal para el tratamiento de clase II. Es una excelente alternativa a los tratamientos que dependen de la cooperación de los pacientes. SUS³ ejerce fuerzas constantes, ligeras y en su mayoría horizontales. Por ello no daña la articulación temporomandibular. Esto puede prevenir extracciones y cirugía disgnática.





Ventajas:

- distoclusiones/Clase II (unilateral/bilateral).
- distalización de molares (sustituye el Headgear).
- compensación dentoalveolar de la oclusión (sustituye los elásticos).
- desplazamiento de la línea media.
- cierre de espacio (aplasia)/anclaje (alternativa a mini-tornillos).
- alternativa a cirugía disgnática.
- disfunciones de la ATM y ACM (efecto de reposicionamiento).
- terapias de ronquido y apnea del sueño.

La solución ideal para pacientes con:

- cooperación deficiente.
- poco crecimiento residual.
- dificultades de uso de aparatos removibles.
- afecciones de las vías respiratorias superiores o asma.
- alergia a los componentes de los acrílicos y plásticos.
- alguna discapacidad.

Bielas de Herbst.

Seguras, acreditadas, eficaces.



La corrección clásica de la oclusión distal.

En el programa de Dentaureum disponemos de 4 variantes de la acreditada biela retentiva de Herbst. Todas la variantes son de una alta estabilidad mecánica y de muy fácil montaje, que garantizan una terapia efectiva, también con cargas mayores, disponiendo de suficientes reservas de seguridad.





Herbst TS.

Esta versión va provista de un telescopio interior, impidiendo así que la biela se desmonte.

Las nuevas marcas láser sobre el elemento telescópico que indican el lado y el tamaño garantizan una asignación segura al maxilar correcto.

Herbst I.

La clásica biela de retención para soldar a bandas.

Según la experiencia y el objetivo del profesional, la técnica Herbst de Dentaureum es adecuada para soldar a bandas o para la técnica de colado. Esto significa una máxima flexibilidad, permitiendo realizar trabajos individuales.

Herbst II.

La biela de Herbst modificada para la fijación en los arcos de un aparato multibracket.

Herbst IV.

Variante modificada con articulación esférica y fijación con clips en forma de C. Mayor movilidad lateral.

Esta solución "esférica" abre nuevas dimensiones de la movilidad mandibular en el cuadro de la terapia con bielas de retención Herbst, pues la articulación de la cabeza esférica de Herbst IV aporta al paciente una considerable ventaja de comodidad.

Con los clips en forma de C de la biela Herbst IV de Dentaureum se suprimió el atornillado de tornillos. Esto hace que esta variante sea más fácil de manejar y sobre todo también más segura.

SUS³ – Sabbagh Universal Spring



Kit de inicio SUS³



REF 607-160-00	1 set
CE 0483 Contenido:	
2 x elemento telescópico SUS ³	REF 607-157-00
2 x varilla telescópica SUS ³ , montada	REF 607-158-00
2 x gancho de bola SUS ³ , ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x turbo-resorte SUS ³ (acero inoxidable), longitud 27 mm	REF 607-156-00
2 x anillo distanciador, hendido, longitud 1 mm	REF 607-103-11
2 x anillo distanciador, hendido, longitud 2 mm	REF 607-104-11
1 x llave hexagonal interior 1,5	REF 607-144-00



Set SUS³

¡En el suministro no está incluida una llave hexagonal interior!



REF 607-165-00	1 set
CE 0483 Contenido:	
2 x elemento telescópico SUS ³	REF 607-157-00
2 x varilla telescópica SUS ³ , montada	REF 607-158-00
2 x gancho de bola SUS ³ , ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x turbo-resorte SUS ³ (acero inoxidable), longitud 27 mm	REF 607-156-00
2 x anillo distanciador, hendido, longitud 1 mm	REF 607-103-11
2 x anillo distanciador, hendido, longitud 2 mm	REF 607-104-11



Varilla telescópica SUS³, montada

REF 607-158-00	2 piezas
CE 0483 Contenido:	
2 x adaptador para el arco SUS ³ / tornillo de sujeción (1 par)	REF 607-153-00
2 x varilla telescópica SUS ³	REF 607-159-00



Varilla telescópica SUS³

REF 607-159-00	2 piezas
CE 0483	



Adaptador para el arco SUS³/ Tornillo de sujeción

REF 607-153-00	1 par
CE 0483	



Elemento telescópico SUS³

REF 607-157-00	1 pieza
CE 0483	

SUS³ – Sabbagh Universal Spring

Turbo-resorte SUS³ (acero inoxidable)

Longitud: 27 mm

REF 607-156-00

6 piezas

CE 0483



Resorte de presión SUS³ (acero inoxidable)

Longitud: 15 mm

REF 607-151-00

6 piezas

CE 0483



Resorte distanciador SUS³

Longitud: 10 mm

REF 607-152-00

6 piezas

CE 0483



Alicates de sujeción para Herbst TS/SUS esterilizable

Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-710-00

1 pieza

CE



Gancho de bola SUS³

Mango ø: 1,0 mm

Cabeza ø: 2,1 mm

Longitud: 18 mm

REF 607-154-00

10 piezas

CE 0483



Anillos distanciadores, hendidos

Longitud	para	REF	Cantidad
1 mm	Herbst TS + SUS	607-103-11	10 piezas
2 mm	Herbst TS + SUS	607-104-11	10 piezas
3 mm	Herbst TS + SUS	607-105-11	10 piezas
4 mm	Herbst TS + SUS	607-107-11	10 piezas

CE 0483



Llave hexagonal interior 1,5 esterilizable

Ancho de la llave	para	REF	Cantidad
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 pieza

CE



Bielas de Herbst / Sets



Set Herbst TS

Sistema telescópico. Para soldar a bandas o férulas coladas.

Contenido:

- 1 x tubo con varilla telescópica, derecho
- 1 x tubo con varilla telescópica, izquierdo
- 4 x tornillo hexagonal interior
- 4 x casquillo F

¡En el suministro no está incluida la llave hexagonal interior!

Longitud	REF	Cantidad
20 mm	607-126-20	1 set
22 mm	607-126-22	1 set
24 mm	607-126-24	1 set

€ 0483

Por favor considere nuestro servicio gratuito de presoldado de bandas dobles para la técnica Herbst.
Para más información póngase en contacto con su representante local.



Set Herbst I

Con tornillos hexagonales interiores.

Para soldar a bandas o férulas coladas.

¡En el suministro no está incluida la llave hexagonal interior!



REF 607-120-00	1 set
-----------------------	-------

€ 0483

Contenido:

1 x tubo telescópico, derecho	REF 607-121-00
1 x tubo telescópico, izquierdo	REF 607-122-00
2 x varilla telescópica	REF 607-124-00
4 x tornillo hexagonal interior	REF 607-122-30
4 x casquillo F	REF 607-127-30

Por favor considere nuestro servicio gratuito de presoldado de bandas dobles para la técnica Herbst.
Para más información póngase en contacto con su representante local.



Set Herbst II

Con tornillos hexagonales interiores.

Para fijar al arco en la técnica de brackets.

¡En el suministro no está incluida la llave hexagonal interior!



REF 607-108-00	1 set
-----------------------	-------

€ 0483

Contenido:

1 x tubo telescópico, derecho	REF 607-121-00
1 x tubo telescópico, izquierdo	REF 607-122-00
2 x varilla telescópica	REF 607-124-00
2 x tornillo hexagonal interior, corto	REF 607-108-10
2 x tornillo hexagonal interior, largo	REF 607-108-20
4 x tuerca	REF 607-111-00

Set Herbst IV

Con cabeza esférica.

Para soldar a bandas o férulas coladas. Gran movilidad.

Se fija al casquillo con arandela de seguridad (clip).

Sin utilizar ningún tipo de tornillo, así no hay pérdidas de tornillos. Gran confort para el paciente.

Contenido:

- 2 x tubo telescópicos con articulación esférica
- 2 x varilla telescópicas con cabeza esférica
- 2 x acoplamiento para cabeza esférica
- 4 x casquillo
- 10 x clip en forma de C, arandela de seguridad



REF 607-115-00	1 set
----------------	-------

CE 0483

Por favor considere nuestro servicio gratuito de presoldado de bandas dobles para la técnica Herbst.

Para más información póngase en contacto con su representante local.



Bielas de Herbst / Accesorios



Tornillos hexagonales interiores

Versión	para	REF	Cantidad
con casquillo	Herbst TS / I	607-121-30	10 pares
sin casquillo	Herbst TS / I	607-122-30	10 piezas
con mango corto y punta	Herbst II	607-108-10	10 piezas
con mango largo y punta	Herbst II	607-108-20	10 piezas

CE 0483



Tornillos ranurados

Versión	para	REF	Cantidad
con casquillo	Herbst TS / I	607-101-00	10 pares
sin casquillo	Herbst TS / I	607-102-00	10 piezas
con mango corto y punta	Herbst II	607-109-00	10 piezas
con mango largo y punta	Herbst II	607-110-00	10 piezas

CE 0483



Arandelas de seguridad

Designación	para	REF	Cantidad
Clip en forma de C	Herbst IV	607-116-00	10 piezas

CE 0483

Casquillos/Tuercas

Designación	para	REF	Cantidad
Casquillo F, forma cóncava	Herbst TS / I	607-127-30	10 piezas
Casquillo, forma cilíndrica	Herbst TS / I	607-117-00	10 piezas
Casquillo, forma abovedada hacia dentro	Herbst IV	607-118-00	10 piezas
Tuerca	Herbst II	607-111-00	10 piezas



CE 0483

Tubos telescópicos

Designación	para	REF	Cantidad
Tubo telescópico, derecho	Herbst I / II	607-121-00	1 pieza
Tubo telescópico, izquierdo	Herbst I / II	607-122-00	1 pieza
Tubo telescópico con articulación esférica	Herbst IV	607-125-00	1 pieza



CE 0483

Varillas telescópicas

Designación	para	REF	Cantidad
Varilla telescópica	Herbst I / II	607-124-00	1 pieza
Varilla telescópica con cabeza esférica	Herbst IV	607-128-00	1 pieza



CE 0483

Bielas de Herbst / Accesorios



Anillos distanciadores

Para Herbst I hasta IV.

Longitud	para	REF	Cantidad
1 mm	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 piezas
2 mm	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 piezas
3 mm	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 piezas
4 mm	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 piezas
5 mm	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 piezas

CE 0483



Anillos distanciadores, hendidos

Longitud	para	REF	Cantidad
1 mm	Herbst TS + SUS	607-103-11	10 piezas
2 mm	Herbst TS + SUS	607-104-11	10 piezas
3 mm	Herbst TS + SUS	607-105-11	10 piezas
4 mm	Herbst TS + SUS	607-107-11	10 piezas

CE 0483



Alicates de sujeción para Herbst TS/SUS esterilizable

Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-710-00	1 pieza
-----------------------	---------

CE



Llave hexagonal interior 1,5 esterilizable

Ancho de la llave	para	REF	Cantidad
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 pieza

CE





Llave hexagonal interior

¡Solo utilizar en el laboratorio!

Ancho de la llave	para	REF	Cantidad
1,5 mm	Herbst TS / I	607-123-10	1 pieza

amda® starter set (montado)

Aparato para la distalización de molares con anclaje esquelético mediante el tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 set
----------------	-------

CE 0483

Contenido:

1 x amda® telescope (2 piezas)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® / Aparato y accesorios



amda® telescope

Resorte de acero inoxidable encapsulado con dos tornillos de tope (REF 302-013-01).
Fuerza de resorte: máx. 4,7 N

REF 607-181-02	2 piezas
REF 607-181-10	10 piezas

CE 0483



amda® connector, left

izquierda

Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

Altura	REF	Cantidad
7 mm	607-182-07	10 piezas
10 mm	607-182-10	10 piezas
13 mm	607-182-13	10 piezas

CE 0483



amda® connector, right

derecha

Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

Altura	REF	Cantidad
7 mm	607-183-07	10 piezas
10 mm	607-183-10	10 piezas
13 mm	607-183-13	10 piezas

CE 0483



amda® connector, pair

Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

Altura	REF	Cantidad
7 mm	607-184-07	1 par
10 mm	607-184-10	1 par
13 mm	607-184-13	1 par

CE 0483

amda® palatal arch

(incl. 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).

Arco transpalatino para amda® para alojar los amda® telescopes.

REF 607-185-01	1 pieza
REF 607-185-10	10 piezas

CE 0483



Hexagon socket key 0.9

esterilizable

(Llave hexagonal interior)

Ancho de la llave: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 pieza
----------------	---------

CE



Modelo de ortodoncia para demostraciones tomas®/amda®

Lleva montados:

- tomas®-pin EP
- amda®
- cajetines palatinos/linguales tipo easy in soldados sobre bandas molares estándar

Maxilar deacrílico.

REF 892-000-26	1 pieza
----------------	---------



tomas® / Pins



**tomas®-pin EP
autoperforante
estéril**

Titania grado 5
Rosca ø: 1,6 mm
Núcleo ø: 1,2 mm
Cabeza: fungiforme

Longitud	Envase codificado en color	REF	Cantidad
6 mm	blanco	302-206-00	1 pieza
8 mm	gris	302-208-00	1 pieza
10 mm	negro	302-210-00	1 pieza

CE 0483



**tomas®-pin EP N
autoperforante
no estéril
esterilizable**

Titania grado 5
Rosca ø: 1,6 mm
Núcleo ø: 1,2 mm
Cabeza: fungiforme

Longitud	REF	Cantidad	REF	Cantidad
6 mm	302-206-10	1 pieza	302-206-30	10 piezas
8 mm	302-208-10	1 pieza	302-208-30	10 piezas
10 mm	302-210-10	1 pieza	302-210-30	10 piezas

CE 0483



A series of 20 horizontal lines for writing, spanning the width of the page.