

# Productos exentos de níquel.

La terapia exenta de níquel.










DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)



## Vista general de productos.

Dentaurum ofrece una amplia gama de productos exentos de níquel para una terapia integral.

Productos	Capítulo	
topic · Bracket de remanium® star*	Brackets metálicos	
equilibrium® ti · Bracket de titanio puro	Brackets metálicos	
discovery® pearl · Bracket de óxido de aluminio	Brackets estéticos	

Productos	Capítulo	
Arco facial Noninium® **	Intraoral/Extraoral	
rematitan® · Tubo bucal de titanio puro	Tubos bucales/ Técnica de cementado	
Alambres rematitan® SPECIAL y arcos rematitan® SPECIAL	Alambres I Arcos I Elementos de alambre	
rematitan® & Titan hyrax® · Tornillos de expansión de titanio puro	Tornillos de expansión	
prime4me® RETAIN3R · Fresado de titanio de grado 5	Ortodoncia digital	

\* véa lista de materiales de ortodoncia

\*\* 0,2% de níquel resulta del proceso técnico de producción