

Accessori per brackets



| | |
|------------|---------|
| 750-003-51 | 1 pezzo |
|------------|---------|

CE 0483

Bottone e catena in titanio sec. Watted

Da incollare.

Con base strutturata al laser e catena in titanio. Per incorporare denti malposizionati nel settore anteriore e posteriore.



| | |
|------------|----------|
| 750-002-50 | 10 pezzi |
|------------|----------|


CE 0483

Bottoni

Da incollare.

Con base ritentiva a rete, piatta e squadrata. Indicati per incisivi.

3,5 x 3,3 mm (H x L)



| | |
|------------|----------|
| 750-002-60 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Bottoni

Da incollare.

Con base ritentiva a rete, curva e arrotondata. Indicati per canini e premolari.

ø 3,1 mm



| | |
|------------|----------|
| 750-602-50 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Crochet

Da incollare.

Con base ritentiva a rete, piatta. Per agganciare svariati elastici o molle.

3,5 x 3,3 mm (H x L)



| | |
|------------|----------|
| 799-202-00 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Basi di ritenzione

Da incollare.

Contornate anatomicamente. Tipo piatto, per incisivi.

3,8 x 3,8 mm (H x L)




| | |
|------------|----------|
| 799-204-00 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Tipo curvo, per canini e premolari.

4,0 x 4,5 mm (H x L)




| | |
|------------|----------|
| 799-205-00 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Per tubetti buccali, base larga. Adatte per primi molari.

3,8 x 8,3 mm (H x L)



| | |
|------------|----------|
| 799-206-00 | 10 pezzi |
|------------|----------|

CE 0483

Per tubetti buccali, base piccola. Adatte per secondi molari.

3,0 x 6,5 mm (H x L)



| | |
|------------|---------|
| 316-000-00 | 1 pezzo |
|------------|---------|

CE 0483

Rete

a maglia fine

Viene impiegata per la realizzazione di basi ritentive individuali, griglie parodontali ecc., 10 x 10 cm.



Cera di protezione

Per proteggere i brackets durante il bondaggio e per rivestire eventuali punti di contatto con le mucose.

Quantità per confezione:

10 o 50 scatoline contenenti 5 stanghette di cera cad.

Colore: bianco

| | |
|-------------------|--------------|
| 124-305-99 | 10 x 5 pezzi |
| 124-305-00 | 50 x 5 pezzi |

CE



Bracket-Tray

Con celle autoadesive per contenere un caso completo di brackets D.B.

| | |
|-------------------|----------|
| 891-002-99 | 5 pezzi |
| 891-002-00 | 50 pezzi |



Contenitore per brackets

Può contenere un caso completo di brackets D.B.

| | |
|-------------------|---------|
| 891-001-00 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|



Contenitore per brackets

Può contenere diverse bocche complete di brackets D.B.

| | |
|-------------------|---------|
| 766-003-00 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|



Typodont / Dentoform

Questo particolare articolatore è stato creato per controllare e verificare, in studio, l'azione esercitata sui denti dalle apparecchiature ortodontiche fisse. Possiede zoccoli metallici idonei ad accogliere modelli preformati in cera nei quali vengono fissati i denti in metallo o in resina, precedentemente bandati.

Confezione:

viene fornito senza denti ed accessori.

| | |
|-------------------|---------|
| 050-801-00 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|



Denti in metallo/resina

Per Typodont / Dentoform REF 050-801-00.

Corona dentale in resina, radice in metallo.

| | |
|-------------------|----------|
| 050-803-01 | 28 pezzi |
|-------------------|----------|



Accessori per brackets



| | | |
|-------------------|------------------|--------|
| 050-802-00 | Normocclusione | 1 paio |
| 050-804-00 | I classe | 1 paio |
| 050-805-00 | II classe 1 div. | 1 paio |
| 050-806-00 | II classe 2 div. | 1 paio |

Forme in cera

Arcata superiore + inferiore.
Per Typodont / Dentoform
REF 050-801-00.



| | |
|-------------------|---------|
| 892-001-00 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|

Modelli studio

Sup./inf. in resina.
I Classe di Angle
Normocclusione



| | |
|-------------------|---------|
| 892-002-01 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|

II / 1 Classe di Angle
Distocclusione



| | |
|-------------------|---------|
| 892-002-02 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|

II / 2 Classe di Angle
Distocclusione con morso profondo



| | |
|-------------------|---------|
| 892-003-00 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|

III Classe di Angle
Mesiocclusione
Progenismo



| | |
|-------------------|---------|
| 892-000-07 | 1 pezzo |
|-------------------|---------|

Modelli dimostrativi

Sup./inf. in resina, con cerniera posteriore.
Completi di brackets, bande preformate ed archi.
Versione con brackets in metallo **discovery**[®]
e bande, Roth 22.



Modelli dimostrativi

Sup./inf. in resina, con cerniera posteriore.
Completo di brackets, bande preformate ed archi.

Versione con brackets in plastica **Elegance**®, bande ed archi "White", Roth 22.

| | |
|------------|---------|
| 892-000-10 | 1 pezzo |
|------------|---------|



Versione con brackets in ceramica
Fascination® 2, bande ed archi "White", Roth 22.

| | |
|------------|---------|
| 892-000-11 | 1 pezzo |
|------------|---------|



Versione con brackets in metallo **equilibrium**® 2 e bande, McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22 e SUS² - Sabbagh Universal Spring.

* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

| | |
|------------|---------|
| 892-000-13 | 1 pezzo |
|------------|---------|



Versione con brackets in metallo **equilibrium**® mini / **equilibrium**® 2, bande e tubetti buccali Ortho-Cast™ mini, Roth 22.

| | |
|------------|---------|
| 892-000-14 | 1 pezzo |
|------------|---------|



"Che cos'è un trattamento ortodontico?" Informazioni per il paziente che lo inizia

In questo opuscolo vengono descritti gli aspetti più importanti di un trattamento ortodontico, sia fisso che rimovibile.

| | |
|------------|---------|
| 989-458-51 | 1 pezzo |
|------------|---------|

