


remanium[®]
star 



Eine Legierung.
Drei Verarbeitungstechnologien.
Eine Premium-Qualität.




DENTAURUM

Eine Legierung.



Die Erfolgsformel remanium® star.

60,5% Co | 28,0% Cr | 9,0% W | 1,5% Si

Edelmetallfreie remanium® Gusslegierungen von Dentaurem sind seit vielen Jahrzehnten in der Prothetik ein Qualitätsbegriff und millionenfach im Einsatz. Um den Anwendern neuer Technologien weiterhin die Verarbeitung langjährig klinisch bewährter Legierungen zu ermöglichen, steht heute die CoCr-Legierung remanium® star in gleicher Qualität für drei Verarbeitungstechnologien zur Verfügung.

remanium®
star 

Eine Premium-Qualität.



Qualität und Reinheit – made in Germany!


- Entwicklung, Fertigung und Prüfung bei Dentauro in Ispringen
- Verwendung nur der allerreinsten Rohstoffe bei allen remanium® Legierungen
- Höchste Korrosionsfestigkeit und wissenschaftlich bestätigte Biokompatibilität
- Hervorragende Verbundfestigkeit mit Verblendkeramik (z. B. ceraMotion® Me)
- Garantie für absolute Sicherheit und einfachste Verarbeitung durch jahrzehntelangen Erfahrungsschatz



Drei Verarbeitungstechnologien.

**Wir garantieren
die remanium® Premium-Qualität
in allen drei Verarbeitungstechnologien.**

■ Gießen



- ausgezeichnetes Schmelz- und Fließverhalten
- gut erkennbarer Gießzeitpunkt bei HF Schmelzen
- extrem gute Bearbeitbarkeit beim Fräsen und Polieren durch ungewöhnlich niedrige Härte

■ Fräsen



- zwei Premium-Qualitäten: pulvermetallurgisch oder optimierte Gussstruktur
- sehr hohe Festigkeit
- niedrige Härte, dadurch erleichtertes Fräsverhalten

■ Laserschmelzen



- feinstes Pulver für homogene Struktur
- dichtes Gefüge
- gleichbleibende Materialeigenschaften

Eine Keramik.



ceraMotion® Me – die verlässliche Partnerin für remanium® star.

remanium® star ist die Nr. 1 der remanium® Aufbrennlegierungen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung der Keramikentwicklung innerhalb der Dentaurum-Gruppe entstand zusammen mit einem internationalen Expertenteam von Top-Keramikern eine neue Generation von Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen:

ceramotion®
Me

Verblendkeramik für Metallgerüste (WAK 13,9-15,1).

ceraMotion® Me ist die Verblendkeramik für alle konventionellen edelmetallfreien Legierungen mit einem WAK-Wert zwischen $13,9$ und $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C) – natürlich auch für Edelmetall-Legierungen. Sie eignet sich ebenso für Farb- oder Formkorrekturen bei der Press- und Überpresskeramik ceraMotion® P+PMe.



Foto: © Christian Ferrari*

Vorteile.



Erfahren Sie mehr.

Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Zahntechnik	-410
Keramik	-410
Auftragsannahme	-210

Faxbestellung 0800/4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 11/19
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com