



Häufigkeit der Bohreranwendung

Charge / LOT

Produktabbildung	Bezeichnung	ø	REF	Häufigkeit der Anwendung ¹																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Markierungsbohrer	ø 1.5 mm	382-015-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufenbohrer für ø 1.8 mm	ø 1.5 mm	302-118-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufenbohrer für ø 2.2 mm	ø 1.9 mm	302-122-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stufenbohrer für ø 2.5 mm	ø 2.1 mm	302-125-00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

¹**Hinweis:** Die hohe Qualität des Werkstoffes und der Verarbeitung der Bohrer und Gewindeschneider ermöglichen bei korrekter und sorgfältiger Pflege einen mehrfachen Einsatz von 15 – 20 Anwendungen (siehe auch Handbuch Chirurgie 989-360-10). Weitere Informationen unter www.dentaurum.com.