



my first
ceramic
in paste



ceraMotion®
One Touch

D
DENTAURUM
1886

ceraMotion® One Touch ist die erste
Verblendkeramik in Pastenform.

Es sind speziell entwickelte 2D- und 3D-Pasten
für die rote und weiße Ästhetik
von vollkeramischen Restaurationen
aus Lithium-Disilikat und Zirkonoxid.



Esthetic Porcelain

smart.
schnell.
ästhetisch.

Smart. What you see is what you get.

Schnell. Alles in einem Brand.

Ästhetisch. Natürliche Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz.

Das komplette ceraMotion® One Touch System.



ceraMotion® One Touch Pink

ceraMotion® One Touch No Limits

ceraMotion® One Touch



ceraMotion®
One Touch

Paste 2D

Alle ceraMotion® One Touch Pasten
sind fluoreszierend und der

Fluoreszenz

eines natürlichen Zahnes angepasst.

Paste 2D Modifier



Die Partikelgröße der 2D-Pasten eignet sich optimal

für eine **homogene**

und natürliche Oberflächenfinalisierung.





Paste Glaze



Farblose Glasuren in transpa und bright.


Die Transluzenz

der 2D-Pasten erhält die Lichtdynamik.

Paste 2D Schneide



Paste 2D Body



Einfache und präzise Anpassung der gewünschten Zahnfarbe (VITA Classical®* A-D, VITA 3D-Master®* und individuelle Farben).



* VITA Classical® und VITA 3D-Master® sind eingetragene Marken der VITA Zahnfabrik

Paste 3D Schneide



Pastenschneiden für minimale Schichtung mit natürlicher Tiefenwirkung.



Paste 3D Opal



Natürliche **Opaleszenz**

Farbig eingestellte 3D-Paste mit einem opaleszierenden Effekt zur Individualisierung.



Paste 3D

Paste 3D Dentin



Die Verbindung größerer Keramikpartikel mit einer thixotropen Paste ermöglicht die Gestaltung einer individuellen

Morphologie

im Dentin- und Schneidebereich.

Paste 3D Gingival



Für eine perfekte Kopie der

Natur.



“Wenn die Feinheit unseres Pinsels auf die Pasten trifft, wird eine Symphonie von Formen und Fissuren geboren. Auch die subtilen Effekte gelangen zur Geltung.”

Christian Ferrari®

Wir bedanken uns bei Christian Ferrari für die uns zur Verfügung gestellten Fotografien.
Foto und Realisierung: © Christian Ferrari



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE	+49 72 31/803 - Durchwahl
Customer Support Digital	-280
Prosthetics	-410
Ceramics	-440
Auftragsannahme	-210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen/Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Telefon +49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM