

ceraMotion®
One Touch



Esthetic Innovation

my first
ceramic
in paste





ceraMotion® One Touch est la première
céramique cosmétique en pâte.
C'est un set de pâtes 2D et 3D conçues
spécialement pour l'esthétique rose et
blanche des restaurations céramo-céramiques
en disilicate de lithium et en zircone.



ingénieux.
rapide.
esthétique.

Ingénieux. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
Rapide. Le tout en une cuisson.
Esthétique. Translucidité, opalescence et fluorescence naturelles.

Le système ceraMotion® One Touch complet.



Paste 2D

Paste 3D



Paste Glaze

● ●

Glaçures incolores en versions transpa et bright.

Paste 3D Incisal

● ● ● ● ●

Pâtes incisales pour une stratification minimale et un effet de profondeur naturel.

Paste 3D Dentin

● ● ● ● ●

La combinaison de particules céramiques plus grosses et d'une pâte thixotrope permet de créer une

morphologie

individuelle dans la zone incisale et dentinaire.

La **translucidité**
des pâtes 2D maintient la dynamique lumineuse.

Paste 2D Incisal

● ●

Paste 2D Modifier

● ● ● ● ●

La taille des particules des pâtes 2D est optimale, ce qui permet de réaliser une finition de surface

homogène

et naturelle.

Paste 2D Body

● ● ● ● ● ● ● ●

Mise au point facile et nette de la teinte dentaire désirée (VITA classical®* A-D, VITA 3D-Master®** et teintes individuelles).

Paste 3D Opal

● ● ● ●

Opalescence naturelle.

Pâte 3D opalescente disponible en différentes teintes pour individualisation.

Paste 3D Gingival

● ● ● ● ● ● ● ●

Pour une copie sublime de la **nature**.



Toutes les pâtes ceraMotion® One Touch sont fluorescentes et adaptées à la **fluorescence** de la dent naturelle.



« Lorsque notre fin pinceau s'imprègne des pâtes, une symphonie de formes et de fissures voit le jour. Même les effets les plus subtils sont mis en valeur. »
Christian Ferrari®

* VITA classical® et VITA 3D-Master® sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik.

Dentaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Nous tenons à remercier Christian Ferrari pour les photos qu'il a mises à notre disposition.
Foto et réalisation : © Christian Ferrari

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe I.

Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

Mise à jour : 03/20
Sous réserve de modifications

D
DENTAURUM