


Muchas ventajas

- La alternativa perfecta a una cirugía: Corrige la maloclusión de forma muy suave.
- Sin aparatos extraorales u otros aparatos incómodos.
- Sin anclaje quirúrgico complejo y caro.
- Ejerce fuerzas constantes y ligeras.
- No necesita intervención diaria.
- Sin anillos elásticos.
- Casi invisible.
- El tratamiento dura aprox. 4 – 8 meses.
- Made in Germany – fiable y probado.



El equipo de consulta

Con
facilidad
a una sonrisa nueva

MADE BY
DENTAURUM
MADE IN GERMANY

SUS3

Con
facilidad
a una sonrisa nueva.





Rápido
y
sencillo

Mejor
sin
headgear

Sin
apenas
esfuerzo

¿Qué es el SUS³?

El SUS³ (Sabbagh Universal Spring) es un aparato telescópico que fue desarrollado para corregir maloclusiones difíciles. Se puede usar para corregir maloclusiones unilaterales y bilaterales. El término técnico de las maloclusiones es Clase II. Se refiere a maloclusiones en las que los dientes superiores se encuentran adelantados respecto a los dientes inferiores. Esto puede impactar la articulación temporomandibular, la masticación y la fisonomía.

Terapia convencional.

Una maloclusión de Clase II se trata convencionalmente con un aparato extraoral y anillos elásticos. Un aparato headgear es un aparato extraoral que se fija alrededor de la cabeza. Las alternativas al aparato extraoral son extraer dientes sanos o una cirugía.

- El tratamiento con aparatos extraorales es incómodo, lento y desagradable.
- Tampoco es efectivo, si no se lleva puesto el aparato.

¿Cómo funciona el tratamiento con SUS³?

El SUS³ se monta directamente sobre el aparato fijo. Puede fijarse en una sola cita. La corrección de la maloclusión ocurre sin apenas esfuerzo. Tarda aproximadamente una semana en acostumbrarse al aparato. Durante esta semana pueden producirse irritaciones en la región posterior de las mejillas.

¡Disfruta muy pronto de una sonrisa nueva!

Antes

Después



Este tipo de maloclusión puede corregirse fácilmente usando un SUS³.