




Gründe für tomas® PI

tomas® PI
Palatal Implant

experience & passion.


D
DENTAURUM
1886



6 GRÜNDE FÜR TOMAS® PI



Auslieferung in steriler Blisterverpackung inklusive Einheilkappe.




Mit wenigen Arbeitsschritten zum Erfolg.

- 2 Bohrsequenzen und das selbstschneidende Gewinde ermöglichen eine einfache Implantation.
- Der tulpenförmige Hals reduziert in Kombination mit der konvexen Einheilkappe das Überwuchern der Gingiva.



Maschinelle Reinigung und Desinfektion des komplett bestückten Instrumententrägers für effiziente Arbeitsprozesse.




Universalabutment dient während der Einheilung als Verschlusskappe und während der Behandlung zur Ankopplung der Apparatur.

- Weitere Abutments zur direkten und indirekten Kopplung erhältlich.



Digitale und analoge Prozesskette möglich.



Einfache Explantation mittels des im tomas® PI-tool set vorhandenen Instrumentariums.



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE	+49 72 31 / 803 - Durchwahl
Kieferorthopädie	-550
Customer Support Digital	-280
Auftragsannahme	-210
Faxbestellung	0800/4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)	

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen/Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



Telefon +49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM