

# Der Weg zu Ihrem neuen Lächeln

1

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Ihre mögliche Behandlung mit dem prime4me® Aligner System.

2

Die Intraoralscans oder Abdrücke Ihres Ober- und Unterkiefers liefern die passgenaue Basis zur Planung und Herstellung der Schienen.

3

Die Behandlungsplanung erfolgt mit einer Software. Die Schienen werden anschließend individuell für Ihre Zähne gefertigt.

4

Der Fortschritt Ihrer Behandlung wird regelmäßig in der Praxis kontrolliert.



passion and precision:  
Weil wir Zähne lieben!



Ihr Praxisteam



*Weil wir Zähne lieben!*

Transparente Aligner Therapie für  
eine nahezu unsichtbare Behandlung

989-803-49 Printed by Dentaorium Germany 11/21

# Konzept



# Vorteile

Die gesamte Behandlung besteht aus transparenten Schienen (Aligner), die die Zähne sanft in die gewünschte Richtung bewegen.

Dabei werden weiche (Dicke 0,6 mm) und harte (Dicke 0,8 mm) Schienen abwechselnd jeweils eine Woche (7 Tage) getragen.

STEP  
1

|          |        |
|----------|--------|
| 1. Woche | 0,6 mm |
| 2. Woche | 0,8 mm |

STEP  
2

etc.

|          |        |
|----------|--------|
| 3. Woche | 0,6 mm |
| 4. Woche | 0,8 mm |

- 🔄 Höchster Tragekomfort
- 🔄 Innovatives, modernes 2-Schienenensystem
- 🔄 Stört nicht im Alltag (Sprechen, Sport etc.)
- 🔄 Unsichtbar und unauffällig
- 🔄 Einfach und unkompliziert
- 🔄 Kurze Behandlungsdauer
- 🔄 Einfachere Mundhygiene im Vergleich zu Brackets
- 🔄 Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- 🔄 Übernahme durch Zahnzusatzversicherungen möglich



weich: Folie Dicke 0,6 mm



hart: Folie Dicke 0,8 mm

