

CAD.

Logiciel	Restauration hybride	Barres & bridges	Piliers individuels	Analogues d'implants pour modèles imprimés
3Shape	✓	✓	✓	✓
dental wings	✓	✓	✓	
exocad	✓	✓	✓	✓

CAM.

Centres de fabrication	Restauration hybride	Barres & bridges	Piliers individuels	Analogues d'implants pour modèles imprimés
i-PRODENS	✓	✓		
induDent	✓	✓	✓	✓
Mack Dental	✓	✓	✓	
Prinoa	✓	✓	✓	✓
white digital dental	✓	✓	✓	✓

Fabrication maison

Amann Girrbach	✓			
Sirona CEREC	✓ (*)			

Porte-disque medentika

Datron D5			✓	
Dental Concept Systems DC1, DC5			✓	
imes icore 140i			✓	
imes icore 350i, 450i, 550i, 650i, 850i			✓	
imes icore 750i			✓	
MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M			✓	
Primacon PFM 24 mediMill			✓	
R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop8			✓	
Röders RXD			✓	
Sirona inLab MC X _s			✓ (*)	
Universal			✓	
VHF N4			✓	
VHF S2			✓	
Wissner Gamma 202			✓	

* Uniquement via une solution de contournement.