

IT'S EASY
#CLICK&
GO. SO
FAST &
RELIABLE

discovery[®]
SMART sl



LIEFERPROGRAMM

discovery[®] smart sl

GENTLE, STABLE AND EFFICIENT.

#CLIP & GO



discovery[®]
SMART sl

Sortimente

Brackets und Bukkalröhrchen:

discovery[®]
SMART sl

(15-11/21-25, 45-41/31-35)

ORTHOCAST[®] SL

(16/26, 46/36)

ORTHOCAST[®] MINI
M-SERIES

(17/27, 47/37)

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30



Torque	- 14°	- 14°	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°	- 14°	- 14°
Angulation			0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°		
In/Out			1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,0 mm		
Breite	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	10°											10°	0°
REF ohne Häkchen			722-002-15	722-002-14		722-002-12	722-002-11	722-002-21	722-002-22		722-002-24	722-002-25		
REF mit Häkchen	822-412-17	822-912-16	722-042-15	722-042-14	722-042-13					722-042-23	722-042-24	722-042-25	822-912-26	822-412-27
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

OK re.

7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7

OK li.

UK re.

UK li.

Torque	- 10°	- 20°	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°	- 20°	- 10°
Angulation			+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°		
In/Out			0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm		
Breite	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	0°											0°	0°
REF ohne Häkchen			722-002-45	722-002-44		722-002-42	722-002-41	722-002-31	722-002-32		722-002-34	722-002-35		
REF mit Häkchen	822-412-47	822-912-46	722-042-45	722-042-44	722-042-43					722-042-33	722-042-34	722-042-35	822-912-36	822-412-37
Menge	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

Sortimente:

1 Fall	OK/UK 5-5	Häkchen auf 3ern	20 Brackets	im Blister	REF 722-002-01
1 Fall	OK/UK 5-5	Häkchen auf 3ern, 4ern, 5ern	20 Brackets	im Blister	REF 722-042-01
1 Fall	OK/UK 7-7	Häkchen auf 3ern	20 Brackets + 8 Bukkalröhrchen	im Blister	REF 722-002-07
1 Fall	OK/UK 7-7	Häkchen auf 3ern, 4ern, 5ern	20 Brackets + 8 Bukkalröhrchen	im Blister	REF 722-042-07
10 Fälle	OK/UK 5-5	Häkchen auf 3ern	200 Brackets	in Sortimentsschachtel	REF 722-002-10
10 Fälle	OK/UK 5-5	Häkchen auf 3ern, 4ern, 5ern	200 Brackets	in Sortimentsschachtel	REF 722-042-10
10 Fälle	OK/UK 6-6	Häkchen auf 3ern	200 Brackets + 40 Bukkalröhrchen	in Sortimentsschachtel	REF 722-002-17
10 Fälle	OK/UK 6-6	Häkchen auf 3ern, 4ern, 5ern	200 Brackets + 40 Bukkalröhrchen	in Sortimentsschachtel	REF 722-042-17

Zubehör:

sl-Instrument für discovery [®] smart sl	REF 023-274-00
discovery [®] smart sl Demomodell	REF 892-000-36



Öffnungsinstrument

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin-Bennett and Trevisi.

D
DENTAURUM
1886