

IT'S EASY
#CLICK&
GO. SO
FAST &
RELIABLE

discovery[®]
SMART sl



GAMME DISPONIBLE

discovery[®] smart sl

GENTLE, STABLE AND EFFICIENT.

#CLEAN & GO



discovery[®]
SMART sl

Assortiments

Brackets et tubes vestibulaires :

discovery[®]
SMART sl

(15-11/21-25, 45-41/31-35)

ORTHOCAST[®] SL

(16/26, 46/36)

ORTHOCAST[®] MINI
M-SERIES

(17/27, 47/37)

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Gorge : 0,56 x 0,76 mm / 22 x 28



Torque	- 14°	- 14°	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°	- 14°	- 14°
Angulation			0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°		
In/Out			1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,0 mm		
Largeur	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	10°											10°	0°
REF sans Crochet			722-002-15	722-002-14		722-002-12	722-002-11	722-002-21	722-002-22		722-002-24	722-002-25		
REF avec crochet	822-412-17	822-912-16	722-042-15	722-042-14	722-042-13					722-042-23	722-042-24	722-042-25	822-912-26	822-412-27
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Max. dr.

7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7

Max. gch.

Mand. dr.

Mand. gch.


Torque	- 10°	- 20°	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°	- 20°	- 10°
Angulation			+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°		
In/Out			0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm		
Largeur	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	0°											0°	0°
REF sans Crochet			722-002-45	722-002-44		722-002-42	722-002-41	722-002-31	722-002-32		722-002-34	722-002-35		
REF avec crochet	822-412-47	822-912-46	722-042-45	722-042-44	722-042-43					722-042-33	722-042-34	722-042-35	822-912-36	822-412-37
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	max./mand. 5-5	Crochet sur 3 ^{èmes}	20 brackets	dans un blister	REF 722-002-01
1 cas	max./mand. 5-5	Crochet sur 3 ^{èmes} , 4 ^{èmes} et 5 ^{èmes}	20 brackets	dans un blister	REF 722-042-01
1 cas	max./mand. 7-7	Crochet sur 3 ^{èmes}	20 brackets + 8 tubes vestibulaires	dans un blister	REF 722-002-07
1 cas	max./mand. 7-7	Crochet sur 3 ^{èmes} , 4 ^{èmes} et 5 ^{èmes}	20 brackets + 8 tubes vestibulaires	dans un blister	REF 722-042-07
10 cas	max./mand. 5-5	Crochet sur 3 ^{èmes}	200 brackets	dans un casier de rangement	REF 722-002-10
10 cas	max./mand. 5-5	Crochet sur 3 ^{èmes} , 4 ^{èmes} et 5 ^{èmes}	200 brackets	dans un casier de rangement	REF 722-042-10
10 cas	max./mand. 6-6	Crochet sur 3 ^{èmes}	200 brackets + 40 tubes vestibulaires	dans un casier de rangement	REF 722-002-17
10 cas	max./mand. 6-6	Crochet sur 3 ^{èmes} , 4 ^{èmes} et 5 ^{èmes}	200 brackets + 40 tubes vestibulaires	dans un casier de rangement	REF 722-042-17

Accessoires :

Instrument sl pour discovery [®] smart sl	REF 023-274-00
Modèle de démonstration discovery [®] smart sl	REF 892-000-36



Instrument d'ouverture

D
DENTAURUM
1886

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin-Bennett and Trevisi.