

BENDER II



Retainer-Herstellung
leicht gemacht



Retainer-Herstellung leicht gemacht!

Der Bender II ist die zweite Generation einer computer-gesteuerten Drahtbiegemaschine der Firma YOAT, die speziell zur Herstellung von individuellen lingualen Retainern entwickelt wurde. Das weltweit einzigartige System besteht aus einem kompakten Tischgerät und einer leicht verständlichen Software (FixR)*. Kompletieren Sie Ihren digitalen Workflow und steigern Sie Ihren Gewinn durch Zeit- und Kostenersparnis!

BENDER II

Lingual Fixed Retainers in 5 minutes

Highlights auf einen Blick:

01.

Service und Support

Nutzen Sie unser Prinzip „Alles aus einer Hand“: Sie erhalten umfassenden Service und Support für den Bender II, FixR* und unsere Dentaform Drähte – alles über einen einzigen Ansprechpartner.

02.

Effizientes Arbeiten

Das Erstellen und Versenden von Abformungen oder Meistermodellen ist mit dem Bender II nicht mehr notwendig. Somit kann das Anfertigen und Einsetzen des Retainers in nur einer statt zwei Sitzungen durchgeführt werden.

03.

Zeitsparende Herstellung

Mit dem Bender II ist es möglich, einen Retainer in nur 5 Minuten herzustellen. Somit kann die Herstellung noch während des Debondings in Echtzeit stattfinden.

* Die Systemvoraussetzungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

** Abmaße Drahtbiegemaschine außen (B/T/H): 240mm / 400mm / 285mm Gewicht: 15 kg

*** Je Maschine kann ein Draht in der angegebenen Qualität verarbeitet werden.

Vorteile:

◆ Kompakte Bauweise

Das platzsparende Design** ermöglicht das Aufstellen des Bender II auch bei geringen Platzverhältnissen!

◆ Ergonomisches Design

Ein ergonomisches Ausgabefach erleichtert das Entnehmen des fertigen Retainers, ohne dass hierfür Hilfsmittel wie eine Pinzette notwendig sind.

◆ Anwenderfreundliche Software

Die intuitive Software (FixR)* ermöglicht das Designen von Retainern auch durch Fachpersonal mit nur wenigen Vorkenntnissen.



Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot an.

Das Angebot beinhaltet in der Ausführung***:

1 Software (FixR)*, Aufbau und Einweisung

Auswahl Ausführung	REF Bender II	Draht	Form	REF Draht
<input type="checkbox"/>	450-000-00	für remanium® Stangendraht rund 0,45 mm / 18, extra federhart	●	535-045-00
<input type="checkbox"/>	450-001-00	für remanium® Stangendraht, rund 0,50 mm / 20, federhart	●	535-002-00
<input type="checkbox"/>	450-002-00	für dentaflex® Stangendraht, 3-fach verseilt, rund 0,45 mm / 18, super federhart	●●●	545-745-00
<input type="checkbox"/>	450-003-00	für dentaflex® Stangendraht, 3-fach verseilt, rund 0,50 mm / 20, super federhart	●●●	545-750-00
<input type="checkbox"/>	450-004-00	für remanium® Stangendraht, vierkant 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16, federhart	■	537-340-00
<input type="checkbox"/>	450-005-00	für remanium® Stangendraht, vierkant 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22, federhart	■	537-310-00

Besteller:

Kundennummer

Name

Straße

PLZ

Ort

Datum

Unterschrift Kunde

 + 49 72 31 / 803 - 210

 verkauf@dentaforum.de

 Wir chatten auch gerne mit Ihnen!



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE	+49 72 31 / 803 - Durchwahl
Kieferorthopädie	- 550
Customer Support Digital	- 280
Auftragsannahme	- 210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM