

# BENDER II



Fabriquer une contention  
en toute simplicité



## Fabriquer une contention en toute simplicité !

Le Bender II est la deuxième génération d'une machine de pliage de fil commandée par ordinateur de la société YOAT, spécialement conçue pour la fabrication de contentions linguales personnalisées. Ce système unique au monde se compose d'un appareil de table compact et d'un logiciel (FixR)\* facile à utiliser. Complétez votre flux de travail numérique et augmentez vos bénéfices en économisant du temps et de l'argent !

# BENDER II

Contentions fixes linguales en 5 minutes

### Aperçu des points forts :

01.

#### Service et support

Profitez de notre principe « tout d'une seule main » : vous bénéficiez d'un service et d'une assistance complets pour le Bender II, FixR\* et nos fils Dentaureum, le tout via un seul interlocuteur.

02.

#### Travail efficace

Avec le Bender II, il n'est plus nécessaire de créer et d'envoyer des empreintes ou des modèles maîtres. Ainsi, la fabrication et la mise en place du dispositif de contention peuvent être réalisées en une seule séance au lieu de deux.

03.

#### Gain de temps lors de la fabrication

Avec le Bender II, il est possible de fabriquer un dispositif de contention en seulement 5 minutes. La fabrication peut ainsi avoir lieu en temps réel, pendant la dépose.

\* Nous vous enverrons volontiers les conditions préalables du système sur demande.

\*\* Dimensions extérieures de la plieuse (L/P/H) : 240 mm / 400 mm / 285 mm Poids : 15 kg

\*\*\* Chaque machine peut travailler un fil selon la qualité spécifiée.

## Avantages :

### ◆ Structure compacte

Conçu pour économiser l'espace\*\*, il peut être installé même dans des espaces restreints !

### ◆ Conception ergonomique

Un bac de sortie ergonomique facilite le retrait du dispositif de contention fini sans avoir besoin d'outils tels qu'une précelle.

### ◆ Logiciel facile à utiliser

Le logiciel intuitif (FixR)\* permet même au personnel spécialisé n'ayant que peu de connaissances préalables de concevoir des appareils de contention.



Obtenez dès maintenant votre offre personnalisée.

Dans cette version, l'offre inclut \*\*\* :

1 logiciel (FixR)\*, installation et formation

Sélection Version	REF Bender II	fil	Forme	REF fil
<input type="checkbox"/>	450-000-00	pour fil en tiges remanium® rond 0,45 mm / 18, extra dur-élastique	●	535-045-00
<input type="checkbox"/>	450-001-00	pour fil en tiges remanium®, rond 0,50 mm / 20, dur-élastique	●	535-002-00
<input type="checkbox"/>	450-002-00	pour fil en tiges dentaflex®, 3 brins torsadés rond 0,45 mm / 18, super dur-élastique	●●●	545-745-00
<input type="checkbox"/>	450-003-00	pour fil en tiges dentaflex®, 3 brins torsadés rond 0,50 mm / 20, super dur-élastique	●●●	545-750-00
<input type="checkbox"/>	450-004-00	pour fil en tiges remanium®, rectangulaire 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16, dur-élastique	■	537-340-00
<input type="checkbox"/>	450-005-00	pour fil en tiges remanium®, rectangulaire 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22, dur-élastique	■	537-310-00

Veuillez contacter votre interlocuteur local pour obtenir des offres personnalisées.

Acheteur :

Numéro de client

--	--	--	--	--	--

Rue

Code postal

Lieu

Nom

Date

Signature client



CONTACT  
**DENTAURUM**

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31  
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com  
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP  
SHOP.DENTAURUM.COM