

BENDER II



Elaboración fácil
de un retenedor



Elaboración fácil de un retenedor

El Bender II pertenece a la segunda generación de máquinas dobladoras de alambre controladas por ordenador de la marca YOAT, concebida especialmente para la elaboración de retenedores linguales individualizados. Este sistema único mundialmente está compuesto por un aparato de mesa compacto y un sencillo Software de utilización (FixR)*. Complete su flujo digital de trabajo aumentando sus beneficios gracias al ahorro de tiempo y costes.

BENDER II

Lingual Fixed Retainers in 5 minutes

Highlights:

01.

Servicio y soporte

Aproveche nuestro principio "Todo del mismo proveedor": Recibirá servicio y asistencia técnica completa para el Bender II, FixR* y los alambres de Dentaureum todo a través de un único intermediario.

02.

Trabajo eficiente

Con el Bender II ya no es necesario hacer tomas de impresión o modelos maestros para mandarlos por correo. Por ello para la construcción y posicionamiento del retenedor solo se necesitará una cita en vez de dos.

03.

Fabricación con ahorro de tiempo

Utilizando el Bender II el retenedor estará terminado en solo 5 minutos. De este modo, la fabricación puede tener lugar en tiempo real, incluso mientras se realiza el descementado.

* Le enviaremos, con mucho gusto, los requerimientos técnicos si lo solicita.

** Dimensiones de la máquina dobladora de alambre (L,A,H) 240 mm / 400 mm / 285 mm peso: 15 kg

*** Según la máquina se puede procesar un alambre con la calidad especificada.

Ventajas:

◆ Volumen compacto

El diseño de ahorro de espacio** permite la colocación del Bender II Incluso en espacio reducido.

◆ Diseño ergonómico

La bandeja de salida ergonómica facilita la retirada del retenedor ya listo, sin tener la necesidad de usar pinzas.

◆ Software sencillo

El software intuitivo (FixR)* hace posible que el diseño de un retenedor sea realizable incluso por personal especializado con pocos conocimientos previos.



Solicite ahora su presupuesto personalizado.

La oferta incluye en esta versión***:

1 Software (FixR)*, Montaje e instrucciones

Selección Versión	REF Bender II	alambre	Forma	REF alambre
<input type="checkbox"/>	450-000-00	para alambre remanium® en barras redondo 0,45 mm / 18, extra duro-elástico	●	535-045-00
<input type="checkbox"/>	450-001-00	para alambre remanium® en barra, redondo 0,50 mm / 20, duro-elástico	●	535-002-00
<input type="checkbox"/>	450-002-00	para alambre dentaflex® en barra, 3 veces trenzado, redondo 0,45 mm / 18, super duro-elástico	●●●	545-745-00
<input type="checkbox"/>	450-003-00	para alambre dentaflex® en barra, 3 veces trenzado, redondo 0,50 mm / 20, super duro-elástico	●●●	545-750-00
<input type="checkbox"/>	450-004-00	para alambre remanium® en barra, rectangular 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16, duro-elástico	■	537-340-00
<input type="checkbox"/>	450-005-00	para alambre remanium® en barra, rectangular 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22, duro-elástico	■	537-310-00

Póngase en contacto con su representante local para una oferta personalizada.

Cliente:

Número de cliente

--	--	--	--	--	--

Calle

Código postal

Localidad

Nombre y apellidos

Fecha

Firma del cliente



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM