



AIRVAC 2002

Miscelatore sottovuoto

L' **AIRVAC 2002** è un miscelatore sottovuoto universale per il laboratorio odontotecnico con cui è possibile miscelare tutti i comuni rivestimenti, gessi e siliconi.

Il motore industriale di cui è equipaggiato assicura una miscelazione intensa delle masse, mentre la pompa per il vuoto è potente e non necessita di manutenzione.

Vantaggi:

- Di semplice uso
- Preciso posizionamento dell'albero motore per il corretto e duraturo funzionamento dell'apparecchio
- Disegno ergonomico
- Elevata sicurezza grazie al controllo automatico del vuoto
- Minimo inquinamento ed assenza di manutenzione grazie ai filtri incorporati ed alla speciale pompa d'aspirazione
- Nessun intralcio di tubi per il vuoto
- Fissaggio del bicchiere di miscelazione con meccanismo d'innesto a frizione
- 3 bicchieri di miscelazione disponibili a scelta (900gr, 500gr, 120gr)

Dati tecnici

AIRVAC 2002

Tensione:	230 V
Frequenza:	50 Hz
Potenza media assorbita:	250 W
Resistenza:	T3, 15 A
Sottovuoto min.:	100 mbar
N/giri miscelatore:	368 min ⁻¹
Dimesioni (L x H x P):	150 x 325 x 212 mm
Peso (versione da muro):	11,5 kg



AIRVAC 2002



Bicchieri di miscelazione



Piedistallo

Fornitura

AIRVAC 2002

	No.ord.
1 apparecchio AIRVAC 2002 220V/50Hz	095-072-00
1 bicchiere di miscelazione medio	
1 modalità d'uso con certificato di conformità CE	
1 schema di montaggio	
1 set di montaggio a parete	

Accessori

AIRVAC 2002

	No.ord.
Piedistallo	095-075-00
Bicchiere di miscelazione grande	095-062-00
Bicchiere di miscelazione medio	095-063-00
Bicchiere di miscelazione piccolo	095-064-00