

T SWITCH

platform



 **tiologic**
TWINFIT



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM

conical

platform



 **tiologic**[®]
TWINFIT

IT'S MY CHOICE.

D
DENTAURUM
1886

ABUTMENT

2 GÉOMÉTRIES DE RACCORDEMENT – 1 IMPLANT

conical






Système de butées de profondeur.

Préparation flexible et sûre.

Le système de butées de profondeur pour un usage situationnel unique permet de mener en toute sécurité une préparation chirurgicale. On peut placer rapidement et facilement les douilles pour butées de profondeur sur le foret respectif. Le diamètre de l'implant est matérialisé par un code couleur. Les douilles sont emballées à l'état stérile et sont fournies avec chaque implant.


- Insertion sûre de l'implant avec ou sans butée de profondeur
- Réception facile des douilles pour butées de profondeur
- Préparation délicate n'abîmant pas l'os
- Code couleur en fonction du diamètre



Concept d'emballage.

Facile, efficace et de manipulation sûre.

- PickUp pour réception directe & sûre de l'implant
- Douilles pour butées de profondeur à usage unique incluses
- Vis de couverture incluse
- Emballage double stérile





tiologic[®]
SURGERY.



tiologic

Le nouveau système implantaire tiologic vous offre un maximum de flexibilité pour votre restauration prothétique. Vous pouvez en toute flexibilité le pilier qui convient : conique ou plateforme.

- Conique ou plateforme – Abutment
- 2 géométries de raccordement sur
- Système de butées de profondeur
- Vaste assortiment prothétique pour
- Optimisation CAD/CAM pour un f



tiologic[®]
SAFETY.

 **tiologic**[®]
PROSTHETICS.

logic[®]
TWINFIT

breveté tiologic[®] TWINFIT
ilité, de l'insertion jusqu'à la
ouvez choisir à tout moment et
vient le mieux à votre patient –

nt Switch
r un implant
pour un usage situationnel unique
r toutes les exigences
lux de travail numérique flexible




 **tiologic**[®]
DIGITAL.

Solutions angulées pour toutes les exigences.

Le système 4Base.

- Superstructures vissées
- Interface uniforme facilitant la mise en œuvre de la restauration prothétique
- Angulations pouvant atteindre 50°
- Pas de mesures augmentatives, courte période de traitement



Le canal d'accès à la vis angulé.

- Compensation des divergences entre les implants
- Pour des résultats prothétiques esthétiques et fonctionnels
- Accès discret au segment antérieur
- Un tournevis pour tous les canaux d'accès à la vis angulés



Flux de travail numérique.

La solution complète pour votre processus CAD/CAM.

Le système implantaire breveté tiologic® TWINFIT et tous ses composants ont été conçus pour s'intégrer parfaitement au flux de travail numérique. Pour le groupe Dentaaurum, votre partenaire numérique, il est important d'offrir des processus économiques et intelligibles compatibles avec nos matériaux - du scan à l'étape de fabrication. Ces processus peuvent, bien entendu, être adaptés à vos besoins.



SCAN.

MATÉRIAUX.

DESIGN.

FABRICATION.

SERVICE