

Date de délivrance : _____

Patient :

Prénom :	
Nom :	
Date de naissance :	

Cabinet :

--

Prothèse planifiée :

scellée / vissée		amovible				
Unitaire	Bridge	Barre pour attachement arti- culé / Barre pour glissière	Barre fraisée	Télescope	Tête sphérique	tioLOC
E	B	S	G	T	K	L

Géométrie de raccordement* : ☐ connexion conique ☐ connexion de la plateforme

Position implantaire planifiée / Types d'implants :

18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimension des implants ¹	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimension des implants ¹	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

¹ Dimensions des implants / Lignes de piliers (Concept S-M-L) :

Longueurs des implants	7.0 / 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0				
Diamètres des implants	3.3 mm	3.7 mm	4.2 mm	4.8 mm	5.5 mm
Lignes de piliers	S	M		L	

Tous les composants sont marqués conformément à la ligne de piliers concernée S, M ou L. Les implants de 3.3 et 5.5 mm de Ø mm ne sont pas disponibles en 7.0 mm de longueur.

Présentations Cabinet / Laboratoire :

Présentation Cabinet :

Empreintes pour modèles de travail	☐	_____
Empreintes pour modèles de situation	☐	_____
Images	☐	_____
Enregistrement d'articulé	☐	_____
Teinte dentaire	☐	_____

Présentation Laboratoire :

Gabarit de forage	☐	_____
Equipement prothétique provisoire	☐	_____
Offre	☐	_____
Autres		_____

Remarques :

--

Porte-empreinte individuel	Porte-empreinte de confection	Modèle	Articulé	Prothèse	Articulateur	Arc facial	Photo après insertion	Finale
Maxil.	Maxil.	Maxil.	Maxil.					
Mand	Mand	Mand	Mand					

Rappel demandé ☐

*Uniquement pour tioLogic® TWINFIT.

D
DENTAURUM