

Date d'édition : _____

Patient :

Prénom :	
Nom :	
Date de naissance :	

Cabinet :

Laboratoire :

Technicien : _____

Date de réception : _____

Date de livraison : _____

Date de livraison : _____

Localisation des implants :

18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimensions des implants ¹ (étiquette) Après l'insertion de l'implant, les étiquettes présentes dans les emballages des implants peuvent être collées à titre documentaire.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Pilier (désignation, voir étiquette)								
								Prothèse ²								
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimensions des implants ¹ (étiquette) Après l'insertion de l'implant, les étiquettes présentes dans les emballages des implants peuvent être collées à titre documentaire.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Pilier (désignation, voir étiquette)								
								Restauration prothétique ²								
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

¹ Dimensions des implants / Lignes de piliers (Concept S - M - L) :

Longueurs des implants	7.0 / 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0 mm				
Diamètres des implants	3.3 mm	3.7 mm	4.2 mm	4.8 mm	5.5 mm
Lignes de piliers	S	M	L		

Tous les composants sont marqués conformément à la ligne de piliers concernée S, M ou L. Les implants de 3.3 mm et 5.5 mm de Ø ne sont pas disponibles en 7.0 mm de longueur.

² Restauration prothétique :

scellée / vissée		amovible				
Unitaire	Bridge	Barre articulée / Barre pour glissière	Barre fraisée	Télescope	Tête sphérique	tioLOC
E	B	S	G	T	K	L

Géométrie de raccordement* : ☐ connexion conique ☐ connexion de la plateforme

Informations concernant les matériaux :

Alliage : ☐ _____ Adhésif : ☐ _____ Céramique : ☐ _____
Lot : ☐ _____ Résine : ☐ _____ Teinte dentaire : ☐ _____

*Uniquement pour tioLogic® TWINFIT.

D
DENTAURUM