

Paziente:

Nome:	
Cognome:	
Data di nascita:	

Data di emissione:

--

Studio:**Laboratorio:**

Odontotecnico:

Data di entrata:

Data di uscita:

Data di uscita:

Sede dell'impianto:

18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimensione dell'impianto ¹ (etichetta) Dopo l'inserzione dell'impianto, attaccare l'etichetta adesiva allegata alla confezione.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Abutment (per la descrizione, vedi etichetta)								
								Riabilitazione protesica ²								
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Dimensione dell'impianto ¹ (etichetta) Dopo l'inserzione dell'impianto, attaccare l'etichetta adesiva allegata alla confezione.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Abutment (per la descrizione, vedi etichetta)								
								Riabilitazione protesica ²								
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

¹ Dimensioni dell'impianto / Linea di abutment (concetto S-M-L):

Lunghezza dell'impianto	9 / 11 / 13 / 15 / 17 mm				
Diametro dell'impianto	3.3 mm	3.7 mm	4.2 mm	4.8 mm	5.5 mm
Linea di abutment	S	M		L	

N.B.: tutti i componenti sono marcati con la relativa linea di abutment S, M o L. Gli impianti da Ø 3.3 mm non sono disponibili per la lunghezza da 9.0 mm, mentre gli impianti da Ø 5.5 mm non sono disponibili nella lunghezza da 17.0 mm.

² Riabilitazione protesica:

cementata / avvitata		rimovibile					
Elemento singolo	Ponte	Attacco a barra	Barra fresata	Telescopica	Abutment a sfera	Locator®	Magnete
E	P	B	F	T	S	L	M

Informazioni sul materiale:

Lega: ☐ _____ Collante: ☐ _____ Ceramica: ☐ _____
 Saldame: ☐ _____ Resina: ☐ _____ Colore dente: ☐ _____

D
DENTAURUM
ITALIA