

IT'S EASY
#CLICK&
GO. SO
FAST &
RELIABLE

discovery[®]
SMART sl



GAMA DE PRODUCTOS

discovery[®] smart sl

GENTLE, STABLE AND EFFICIENT.

#CLEAN & GO



discovery[®]
SMART sl

Surtidos

Brackets y tubos bucales:

discovery[®]
SMART sl

(15-11/21-25, 45-41/31-35)

ORTHOCAST[®] SL

(16/26, 46/36)

ORTHOCAST[®]
M-SERIES MINI

(17/27, 47/37)

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 28



Torque	- 14°	- 14°	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°	- 14°	- 14°
Angulation			0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°		
In/Out			1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,0 mm		
Anchura	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	10°											10°	0°
REF sin gancho			722-002-15	722-002-14		722-002-12	722-002-11	722-002-21	722-002-22		722-002-24	722-002-25		
REF con gancho	822-412-17	822-912-16	722-042-15	722-042-14	722-042-13					722-042-23	722-042-24	722-042-25	822-912-26	822-412-27
Cantidad	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas

Maxi. der.

Maxi. izq.

7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7

Mand. der.

Mand. izq.

Torque	- 10°	- 20°	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°	- 20°	- 10°
Angulation			+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°		
In/Out			0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm		
Anchura	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
Distal Offset	0°	0°											0°	0°
REF sin gancho			722-002-45	722-002-44		722-002-42	722-002-41	722-002-31	722-002-32		722-002-34	722-002-35		
REF con gancho	822-412-47	822-912-46	722-042-45	722-042-44	722-042-43					722-042-33	722-042-34	722-042-35	822-912-36	822-412-37
Cantidad	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas

Surtidos:

1 caso	Maxilar + Mandíbula 5-5	Gancho en 3	20 brackets	en blister	REF 722-002-01
1 caso	Maxilar + Mandíbula 5-5	Gancho en 3, 4, 5	20 brackets	en blister	REF 722-042-01
1 caso	Maxilar + Mandíbula 7-7	Gancho en 3	20 Brackets + 8 Tubos bucales	en blister	REF 722-002-07
1 caso	Maxilar + Mandíbula 7-7	Gancho en 3, 4, 5	20 Brackets + 8 Tubos bucales	en blister	REF 722-042-07
10 casos	Maxilar + Mandíbula 5-5	Gancho en 3	200 brackets	en estuche para surtido	REF 722-002-10
10 casos	Maxilar + Mandíbula 5-5	Gancho en 3, 4, 5	200 brackets	en estuche para surtido	REF 722-042-10
10 casos	Maxilar + Mandíbula 6-6	Gancho en 3	200 Brackets + 40 Tubos bucales	en estuche para surtido	REF 722-002-17
10 casos	Maxilar + Mandíbula 6-6	Gancho en 3, 4, 5	200 Brackets + 40 Tubos bucales	en estuche para surtido	REF 722-042-17

Accesorios:

Instrumento sl para discovery [®] smart sl	REF 023-274-00
Modelo de demostración discovery [®] smart sl	REF 892-000-36



Instrumento de apertura

D
DENTAURUM
1886

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin-Bennett and Trevisi.