

Certificat de conformité

Produit examiné: REMANIUM[®] CS + *

Fabricant: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, D-75228 Ispringen

Examen:

L'étude de cytotoxicité suivante (BSL Project No. 961104) a été conduite en conformité avec la norme ISO 10993-5, 1992: "Tests de cytotoxicité; méthodes *in vitro*"

CYTOTOXICITÉ

La cytotoxicité de l'alliage a été examinée *in vitro* dans le cadre d'un test de culture cellulaire en utilisant des cellules L 929 (lignées fibroblastiques): il s'agit d'un examen de matériaux pour produits médicaux avec méthode d'extraction et de dosage des protéines.

Résultat du test: Aucunes substances à concentration cytotoxique (entraînant une inhibition cellulaire supérieure à 30%) n'ont été libérées par le matériel testé.

BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH

Behringstraße 6/8

82152 Planegg

Germany

*le matériel testé était: REMANIUM CS[®], Lot No.: 6089


Dr. Achim Albrecht

Head of *in vivo* Pharmacology/Toxicology

le 02 Juin 2009