

Certificado

Material analizado: REMANIUM® CS + (probado originalmente como REMANIUM CS®, n° lote: 6089)

Fabricante: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, 75228 Ispringen

Prueba: Se realizó la siguiente prueba (BSL N° 961104) para la determinación de la biocompatibilidad del material dental según ISO 10993-5, 1992: "Tests de citotoxicidad; métodos in vitro".

CITOTOXICIDAD

El efecto citotóxico del material comprobado se investigó mediante el test de culturas celulares realizado in vitro utilizando células L 929 (línea de células fibroblásticas): Análisis de materiales para productos medicinales con método de extracción y con determinación de proteína.

Resultado de la prueba:

El material comprobado no liberó sustancias con efectos citotóxicos.

BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH

Behringstraße 6/8

82152 Planegg

Germany


Dr. Ingrid Haist

Biological Safety Testing

Fecha: 14 September 2009