

Certificato

Materiale testato: REMANIUM® CS + *
Produttore: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, 75228 Ispringen, Germany

Prova:

sono stati eseguiti i seguenti test (BSL No. 961104) sec. ISO 10993-5, 1992 per la determinazione della biocompatibilità dei materiali dentali: „Test di citotossicità; metodo *in vitro*“.

CITOTOSSICITÀ

La tossicità cellulare dei provini è stata verificata con test *in vitro* in celle di coltura; sono state utilizzate L 929 cellule (fibroblasti): ricerche di materiali e prodotti medicali con metodi di estrazione e determinazione delle proteine.

Risultato della prova: Il materiale testato non ha mostrato alcun effetto di citotossicità

BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH

Behringstraße 6/8

82152 Planegg

Germany

*originariamente testato su REMANIUM CS®, Lot No.: 6089


Dr. Achim Albrecht

Head of *in vivo* Pharmacology/Toxicology

Data: 02 Junio 2009