


## Testzertifikat

---

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	Cobalt-Chrom-Legierung remanium 2001, Material: Co 63 %, Cr 23 %, Mo 7 %, W 4,3 %, Bestell-Nr. 102-600-01
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen
Testnummer	011516-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der Cobalt-Chrom-Legierung remanium 2001 zell-toxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.



Dr. Madlon Timme  
Testleitung



Dr. Stephan Roßberger