

Certificado de Prueba


Análisis Citotoxicidad, proliferación L 929
DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01

Material de Prueba Aleación Cobalto-Cromo remanium 2001, material: Co 63 %, Cr 23 %, Mo 7 %, W 4,3 %, número de pedido 102-600-01


Fabricante Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen

Número de Prueba 011516-20 (el informe completo se haya a disposición del cliente)

Resultado de Prueba El resultado demuestra que de la aleación Cobalto-Cromo remanium 2001 no se liberan sustancias con efectos citotóxicos.



Dr. Madlon Timme
Jefe de Pruebas



Dr. Stephan Rossberger