

## Certificat d'Analyse

---

Analyse	Cytotoxicité, prolifération L 929 EN ISO 10993-5, -12, EN ISO 9363-1, LM P 4-06, LM SOP 4-06-01
Matériau	Alliage Remanium Secura à base de CoCr, lot 11212
Fabricant	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numéro d'analyse	042690-20 (le rapport complet est disponible chez le client)
Résultat d'analyse	Les résultats montrent que l'alliage Remanium Secura à base de CoCr ne dégage pas des substances cytotoxiques.



Dipl.-Ing. (FH) Sana Vogel  
Responsable de l'Analyse



p.p. Dr. Madlon Timme  
Directeur Technique